

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КИФА»

Е.В. Варлыгин



Фотографии медицинского изделия


Станция анализа мочи, автоматическая серии BW3000+BW-901 (Urine Analysis Workstasion Model: BW-3000&BW-901)

Производства


Биовэй Биолоджикал Технолоджи Ко Лтд / Bioway Biological Technology Co.,Ltd.,

Китай


Станция анализа мочи, автоматическая, серии BW3000 + BW-901



Анализатор сухого химического состава мочи, автоматический BW-901



Анализатор осадка мочи, автоматический BW3000



Маркировка Станции анализа мочи, автоматическая, серии BW3000 + BW-901



BIOWAY

Urine Analysis Workstaion

Model: BW-3000&BW-901 SN: 213000021

Power Supply: ~110/230V, 50/60Hz

Power: 50VA



2021-07-26



2031-07-25

MADE IN CHINA



Bioway Biological Technology Co., Ltd

No.5, Wanshoushan road, Yantai etdz,

Shandong, p.r. China



Urine Analysis Workstation

Model: BW-3000&BW-901 SN: 21901032

Power Supply: ~110/230V, 50/60Hz

Power: 50VA



2021-06-26



2031-06-25




MADE IN CHINA



Bioway Biological Technology Co., Ltd
No.5 Wanshoushan road, Yantai etdz, Shandong,
P.R. China

Мост соединительный



ПК (производитель HASEE, модель HFMPBD34) с предустановленным хостом




Кабель соединительный для моста




Кабель питания



Кабель датчика уровня жидкости



Бумага для термопечати



Монитор (производитель TPV display Technology Co., модель 22E2H)



D-SUB

AOC

液晶显示器

机种名: 22E2H
型号: 22E2

额定电源: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A

制造商: 福建捷联电子有限公司

制造商地址: 福清市融侨经济技术开发区

www.aoc.com 中国制造

D40G022N-615-28B



显示器
合格证

⚠ 高压注意: 非专业维修人员请勿打开后盖。



HDMI




机种代码: HINWW26DCLA1DIM
产品序号: AUUM81A000501 GV



制造日期: 2021-08-20




Клавиатура



Мышь



Коврик для мыши



Штатив для пробирок




Пробирка 10 мл (100 шт/уп)







Загрузчик образцов




Датчик уровня Жидкости




Бочка для очищающего раствора (10 л)



Бочка для отработанной жидкости (20 л)





Крышка емкости для отработанной жидкости







Шланг для очистной системы (2 м)





Шланг для промывочной системы (1,5 м)






Шланг соединительный для отработанной жидкости (2 м)




Шланг перистальтического насоса (диаметр 14 мм и 16 мм, длина 40 см)



Ключ



Контрольная IC карта



Bioway Biological Technology



200

1000

500

3000


901

Notice for use:

1. The card is specially used for the related consumables of Bioway's BW Series product, please do not use on other equipment.
2. One card for one device, only for single use.
3. All rights reserved by Yantai Bioway Biological Technology Co., Ltd.
4. The card should not be folded, ironed or scratched.


Bioway Series Special used card

Бочонок для очищающего раствора (1 л)





Калибровочный раствор URS-408 (8 мл / 1 фл)



Раствор для контроля цвета URS-407(R) (красный) (8 мл / 1фл); Раствор для контроля цвета URS-407(G) (зеленый) (8 мл / 1фл); 30.3 Раствор для контроля цвета URS-407(B) (синий) (8 мл / 1фл);




Контрольный раствор URS-409 (L1) (8 мл / 1фл);
Контрольный раствор URS-409 (L2) (8 мл / 1фл);



Контрольный раствор для определения удельного веса мочи URS-402, (8 мл / 1фл);
Контрольный раствор для определения удельного веса мочи URS-403, (8 мл / 1фл);
Контрольный раствор для определения удельного веса мочи URS-404, (8 мл / 1фл);



Раствор для очистки рефрактометра и турбидиметра URS-405 (60 мл/1 фл.)



Калибровочный раствор URS-401 (8 мл/1 фл.)

Калибровочный раствор
удельного веса (для анализа)

Bioway Biological Technology
No.5 Wanshoushan road, Yantai
Shandong Province, China. Tel:
86-531-68650350

Масса 8 мл.

[LOT] 20210611

2021


2021




2-8 °C




Промывочный раствор URS-100 (раствор) (150 мл х 5 фл.),




Промывочный раствор URS-100 (порошок) (120 мл х 5 фл.)




Очищающий раствор URS-200 (100 мл х 5 фл)





Концентрат промывочного раствора URS-300 (50 мл х 5 фл.)



Концентрат промывочного раствора URS-400 (120 мл х 2 фл.)



Тест полоски URS-12F для анализа мочи по 12 параметрам (100 шт/уп)





A series of URS strips

BIOWAY

R EAGENT STRIPS FOR
URINALYSIS



Attention:

- Do not touch test areas.
- Replace cap immediately and tightly.
- Do not remove desiccant from bottle.
- Read enclosed directions carefully before use.
- Do not use after expiration date.

- Warranty: 2 years
- Refer to instruction for adapted models.

Bioway Biological
Technology Co., Ltd

Tel: +86-516-87881109

Add: Yantai 6122 wanshoushan road
No.5, Shandong, China

MADE IN CHINA 



REAGENT STRIPS FOR URINALYSIS



Let

2021060701
20210607
20230606



100STRIPS

For In Vitro Diagnostic Use :

Model:

055 13


Intended Use

Urinalysis Strips for determination of urobilinogen, bilirubin, ketone, blood, protein, nitrite, leukocytes, glucose, specific gravity, pH, ascorbic acid, microalbumin, creatinine and calcium in urine.


(Refer detailed instructions inside)

CONTACT: Patricia Hernandez and Patricia Lopez, Human Resources
1000 Pennsylvania St., 2000 Building, Portland
OR 97208-3913
Phone: 503-291-1171
Fax: 503-291-1171


Тест полоски URS-10F для анализа мочи по 10 параметрам (100 шт/уп)



Тест полоски URS-11F для анализа мочи по 11 параметрам (100 шт/уп)



Калибровочная тест полоска





Набор для установки и сервисного обслуживания:

Лампа подсветки микроскопа



Соединительные коннекторы для мягких и жестких шлангов (4 шт./уп.) для BW-901







Адаптер
ММММММ

Конический
ММММММ

Плоский кабель FPC-6 (прямое подключение)




Кабель HDMI







Проточная ячейка




Головка для считывателя результатов тестирования



Микропереключатель SS-5GL13



Отражательная оптопара GP2A230LRSAF




Винты 3*6/ 3*8/ 4*8/ 4*12




Предохранители



Мягкий шланг пережимного клапана, длина 60 см






Заглушка

Набор соединительных
коннекторов для мягких и
жестких шлангов

Выключатель кнопочный



Станция анализа мочи, автоматическая серии BW3000+BW-901. Упаковка



Станция анализа мочи, автоматическая серии BW3000+BW-901. Макет русскоязычной маркировки

Станция анализа мочи, автоматическая серии BW3000+BW-901 (Urine Analysis Workstation Model: BW-3000&BW-901)

Производитель

Bioway Biological Technology Co., Ltd. (Биовэй Биолоджикал Технолоджи Ко Лтд.)
No.5 Wanshoushan Road, Yantai Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью «КИФА»
109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Питание 110/230 Вольт 50/60 Гц

Потребление 50 ВА

Серийный номер, дату производства и дату срока годности см. на оригинальной маркировке
Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18273 от _____

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

72 (семьдесят два) лист(-ов),
Генеральный директор ООО «КИФА»



Е.В.Варлыгин