

Утверждаю  
Генеральный директор ООО «ЛЮМИ»  
Федотов Александр Евгеньевич  
29 января 2024 года



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ**  
**Жгут медицинский кровоостанавливающий**  
**ГЕПОГЛОС**



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3 см х 80см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 90см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 100см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 110см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3 см х 120см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 130см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 140см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3 см х 150см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3 см х 160см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3 см х 170см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 180см



Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3 см x 190см




Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3 см х 200см

Инструкция по применению  
**Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3см х 80см**  
 Производитель: ООО «ЛЮМИ»  
 Юридический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 59, лит. А,  
 помещение 7-Н, офис 402; Фактический адрес: 197227, Санкт-Петербург, Серебристый  
 бульвар, д. 18, корп. 3, лит. «А»; +7 (812) 327-78-76, office@lumi.spb.ru  
 Производственная площадка: Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd., No. 2112 Ninghang  
 South Road, Hengxi Town, Yinzhou District, Ningbo 315131 Zhejiang, P.R. China.  
 Условия эксплуатации: температура: от -40 °С до +50 °С, относительная влажность:  
 от 45 % до 85 %.  
 Дата производства: LOT 20210528-1 Срок годности - 5 лет с даты  
 изготовления от EAN-13 XXXXXXXXXX  
 РУ № от



не может иметь перегибов при наложении на конечность;  
 жгут может быть использован только один раз;  
 жгут, после использования подлежит утилизации в установленном порядке;  
 не использовать жгут при окончании срока годности. Смотреть на упаковке.  
 Использование изделия: накладывают на одежду (или без) при этом на уровне «наложения»  
 расправляют складки одежды или обертывают конечность в этом месте мягкой тканью. Жгут  
 подводят под конечность. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и уже  
 растянутом виде обертывают вокруг конечности до прекращения кровотечения из раны.  
 Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие более слабыми. Постепенно уменьшать

Изделие в упаковке с маркировкой (этикеткой) и инструкцией (краткая версия) – пример изделия  
 в размере 0,3 см х 3 см х 80 см



Упаковка медицинского изделия (пример упаковки):


**Описание упаковки для потребителя:** Первичная/индивидуальная упаковка прозрачный полиэтиленовый пакет с замком типа Zip – Lock.)

Может быть представлен в двух вариантах исполнения:

- 1)однослойный с красной полоской (прозрачный)
- 2)однослойный без цветowych полосок (более плотный и матовый)

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

Копия (свертывается) листов  
подпись  
Должность ген. директор  
Подпись Рогов В.Е.  
«20» июль 2024 г. М. П.





**Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см x 3см x XXXсм**

**Юридический адрес:** 191023, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 59, лит. А, помещение 7-Н, офис 402; **Фактический адрес:** 197227, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. «А»; +7 (812) 327-78-76, office@lumi.spb.ru

**Условия эксплуатации:** температура: от - 40 °С до +50 °С, относительная влажность: от 45 % до 85 %.

Дата производства: LOT 20210528-1 Срок годности – 5 лет с даты изготовления

PY № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_ EAN-13 XXXXXXXXXXXXXXX



Макет транспортной этикетки (на картонной коробке)

**Жгут медицинский кровоостанавливающий ГЕПОГЛОС 0,3см х 3см х XXXсм**

**Производитель:** ООО «ЛЮМИ».

**Юридический адрес:** 191023, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 59, лит. А, помещение 7-Н, офис 402;

**Фактический адрес:** 197227, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 18, корп. 3, лит. «А»; +7 (812) 327-78-76, office@lumi.spb.ru

**Производственная площадка:** Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co., Ltd., No. 2112 Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District, Ningbo 315131 Zhejiang, P.R. China.

**Условия транспортировки:** Температура: от -50°C до +50°C, Относительная влажность: от 45% до 85%

**РУ №** \_\_\_\_\_ **дата:** \_\_\_\_\_

**Дата производства:** \_\_\_\_\_

**LOT:** \_\_\_\_\_

**Срок годности** – 5 лет с даты изготовления

**В упаковке** \_\_\_\_\_ **шт**



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

2 (два) листов  
цифрами прописью  
Должность ген. директор  
Подпись Родонов А.Е.  
« ЦИОМ » 20 24 г. М. П.

