

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИКСАР»



Н.Н. Севрюк

«15» апреля 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Инструменты эндодонтические для корневых каналов многоразового использования
в наборах, варианты исполнения (см. Приложение)**



производства


Foshan SOCO Precision Instrument Co., LTD (Фошань СОКО Пресижн Инструмент Ко.,
ЛТД), Китай.

Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System:




Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite /
SC Plus Lite NiTi File System:







Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 /
Single NiTi Reciprocation File S-one 2018:



Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC /
Controlled memory SC NiTi File System:




直适应根管形态 Comprehensively Fit Root and Apical Curvature		SC 镍钛丝系统	
规格Size	长度Length		
套裝Assorted ☐	21mm ☐		
08/17 Open File ☒ 04/25 ☐	25mm ☐		
03/15 Path File ☐ 04/30 ☐	31mm ☐		
04/20 ☐ 04/35 ☐			
产品名称: 根管锉 型号: SC 产品备案号: 粤械备20150080号 产品技术要求编号: 粤械备20150080号 生产备案号: 粤械食药监械生产备20160012号 Website: www.socodent.com E-mail: sales@socodent.com		生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司 生产地址: 广东省佛山市南海区狮山镇罗村 新光源产业基地核心区A3座2楼 售后服务: 0757-81806002 传真: 0757-81806003 生产批号 见: 见喷码 有效期: 5年	
Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd ADD: 2FL BLDG 3, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China.			
EC REP BADER EUROPE GROUP S.L. Parque Empresarial Porto do Molle Rua da Madanefa, nave 3D 36350 Nigrán Pontevedra- Spain			
20161504		www.socodent.com	



SC 镍钛铼系统
CONTROLLED MEMORY FILES

SOCO

安全: 超强柔韧性
Safety: Super flexibility
高效: 均匀切削根管壁
Efficiency: Cutting smoothly and equally
耐用: 抗循环疲劳能力强
Durability: Greater anti-cycle fatigue



适应根管形态
Responds to shape in the root canal

SC 镍钛铼系统

规格 Size

长度 Length

套装 Assorted ☒
08/17 Open File ☐ 04/25 ☐
03/15 Path File ☐ 04/30 ☐
04/20 ☐ 04/35 ☐


21mm ☒
25mm ☐
31mm ☐

产品名称: 镍铼铍 型号: SC
产品备案号: 粤械备20150080号
产品技术要求编号: 粤械备20150080号
生产备案号: 粤械食药监械生产备20160012号
Website: www.socodent.com
E-mail: sales@socodent.com

生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司
生产地址: 广东省佛山市南海区狮山镇罗村
新光源产业基地核心区A3幢2楼
售后电话: 0757-81806002
传真: 0757-81806003
生产批号位: 见喷码 有效期: 5年



Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd
ADD: 2F1.8LDG 3, District A, Guangdong New lightSource Industrial Base, South of luocun Avenue,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China.



BADER EUROPE GROUP S.L.
Parque Empresarial Porto do Molle Rua da Madanela, nave 3D 36350 Nigrán Pontevedra- Spain



20191201



www.socodent.com

SC *controlled memory files*

CONTROLLED MEMORY FILES

0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100



Speed: 1000rpm
Torque: 1.5kg cm



Speed: 1000rpm
Torque: 1.5kg cm



Speed: 1000rpm
Torque: 1.5kg cm



Speed: 1000rpm
Torque: 1.5kg cm



Speed: 1000rpm
Torque: 1.5kg cm

Operational safety tips:



1. Use hand and the tool to build a smooth channel.
2. Use open file to enlarge root canal at upper parts 1/3-1/2 build a straight channel.
3. Use 01 taper path file 15x to establish smooth path before using the SC. Not file.
4. Lift up and down 4-5 times along the root canal. Then clean root canal with medical sodium hypochlorite.
5. Don't push hard while operating. Cut smoothly every time pierce 0.5-1mm lift out the file.
6. During the whole process repeatedly clean the root canal with sodium hypochlorite and lubricate with 10%.
7. Clean the chips and keep the root canal unlogged. Keep the surface of file clean and smooth.



SOCO



RAY-0001-302-000003




Набор К-файлов из нержавеющей стали / SCF-S.S K-Files:











Набор R-файлов из нержавеющей стали / SCF-S.S R-Files:







SOCO 仅供牙科使用

型号Model: K ☐ H ☐ R ☐

规格Size:
 06 ☐ 08 ☐ 10 ☐
 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐
 45 ☐ 50 ☐ 55 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 80 ☐
 15-40 ☐ 45-80 ☐

长度Length:
 21mm ☐ 25mm ☐ 31mm ☐

生产日期Production Date/批号Lot: 见箱码
 有效期: 5年 Validity: 5 years

产品名称: 根管锉
 产品备案号: 粤械备20150080号
 产品技术要求编号: 粤械备20150080号
 生产备案号: 粤械备20160012号
 生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司
 生产地址: 佛山市南海区狮山镇罗村广东新光源产业基地核心区A3座2楼2-1工业厂房
 联系电话: 0757-61806002
 Website: www.socodent.com
 E-mail: sales@socodent.com

Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd.
 800-011-3643, District A Guangdong New Light
 Source Industrial Base, Lunan Shishan Town,
 Ronghui District Foshan City Guangdong China



BADER EUROPE GROUP S.L.
 Parque Empresarial Porto do Mole Rúa
 de Medeiros s/n 30 36350 Nigrán
 Pontevedra-Spain

SOCO
 佛山市森川精密器械有限公司
 FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., LTD.

6支
 10片装



Набор Н-файлов из нержавеющей стали / SCF-S.S H-Files:







Набор R-файлов из никель-титанового сплава / SCF-Niti R-Files:






Набор К-файлов из никель-титанового сплава / SCF-Niti K-Files:






Набор Н-файлов из никель-титанового сплава / SCF-Niti H-Files:







SOCO 仅供牙科使用

型号 Model: K □ H □ R □

规格 Size:

06 □ 08 □ 10 □

15 □ 20 □ 25 □ 30 □ 35 □ 40 □

45 □ 50 □ 55 □ 60 □ 70 □ 80 □

15-40 □ 45-80 □

长度 Length:

21mm □ 25mm □ 31mm □

生产日期 Production Date/批号 Lot: 见喷码

有效期: 5年 Validity: 5 years

产品名称: 根管锉

产品备案号: 粤械备20150080号

产品技术要求编号: 粤械备20150080号

生产备案号: 粤械备20150012号

生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司

生产地址: 佛山市南海区狮山镇罗村广东新光源产业基地核心区A3栋2楼之一工业厂房

售后服务电话: 0757-81806002

Website: www.socodent.com

E-mail: sales@socodent.com

Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd.
ADD: 2FL, Bldg. 3, District A Guangdong New Light
Source Industrial Base, Luocun Shizhan Town,
Nanhai District Foshan City Guangdong China.




CE REP BADER EUROPE GROUP S.L.
Parque Empresarial Porto do Molhe Rúa
da Madalena, s/n 30350 Nigrán
Porto-Vedra-Ourense


SOCO

佛山市森川精密器械有限公司
FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., LTD.



6支
10片装


Набор U-файлов / SCF-U file Rotary:









Набор примеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary:






Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary:






Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files:




Набор ручных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES /SCF-Niti Hand Use
Super Files:





Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO /
Controlled memory SC PRO NiTi File System:



自适应根管形态
Adaptively adapt to the root canal morphology

SC PRO NiTi FILE SYSTEM

6*1pcs 规格Size:	长度Length
重要Assorted ☒	21mm ☒
08/17 Open File ☐ 04/25 ☐	25mm ☐
02/19 Path File ☐ 06/25 ☐	31mm ☐
04/20 ☐ 04/35 ☐	

产品名称: 根管锉 型号: SC-pro
 产品备案号: 粤械备20150080号
 产品技术要求编号: 粤械备20150080号
 生产备案号: 粤械备20160012号
 Website: www.socodent.com
 E-mail: sales@socodent.com

生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司
 生产地址: 广东省佛山市南海区狮山镇罗村
 新光源产业基地核心区A3座2楼
 售后服务: 0757-81806002
 传真: 0757-81806003
 生产批号: 见喷码 有效期: 5年


Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd
 ADD: 2FL BLDG 3, District A, Guangdong New lightSource Industrial Base, South of Juncun Avenue,
 Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China.

EC REP BADER EUROPE GROUP S.L.
 Parque Empresarial Porto do Molle Rúa da Madanela, nave 3D 36350 Nigrán Pontevedra- Spain


NiTi ISO 15847-1:2008 For dental use only 3750RPM CE 0197

20200425

www.socodent.com



Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 /
Controlled memory files SC PRO 2018:




SOCO



20130508

BADER EUROPE GROUP SL
Parque Empresarial Porto do Mouro Rua da Industria
nave 3D 16150 Nigres Penafiel - Spain

EC REP



生产批号: 见喷码 有效期: 5年

Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd.
ADD: 2/F BLDG 3, District A, Guangdong New Light
Source Industrial Base, South of Juecan Avenue,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China.

长度Length 21mm 25mm 31mm

规格S120

通装Assorted

17/12

12#变推通连

16#变推通连

25/06

35/04

35/04

售后电话: 0757-81806002

新光源产业基地核心区A3幢2楼

生产地址: 广东省佛山市南海区狮山镇沙涌村

生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司

生产备案号: 粤械食药监生产备20150012号

产品技术要求编号: 粤械备20150080号

产品备案号: 粤械备20150080号

产品名称: 修整棒 型号: SC-979

仅供牙科使用

SC-PRO 2018

SC-PRO 2018

更安全

强切割

高弹性

更高效


佛山市森川精密器械有限公司
Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd

SOCO

SC-PRO 2018

SC-PRO 2018

Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE
2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018:



SC-PRO Lite 2018 CONTROLLED MEMORY FILES

安全
高效
耐用



佛山市森川精密器械有限公司
Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd.

4支
10片装

SC-PRO Lite 2018 CONTROLLED MEMORY FILES

仅供牙医使用

规格Size

混装Assorted ☒

17/12 ☐ 18/05 ☐

25/05 ☐ 35/04 ☐

长度Length

21mm ☐ 25mm ☒ 31mm ☐

生产日期Production Date/批号Lot: 见喷码


有效期: 5年 Validity: 5 years





产品名称: 根管锉 型号: SC-pro
产品备案号: 粤械备20150080号
产品技术要求编号: 粤械备20150080号
生产备案号: 粤排食药监械生产备20150612号
生产企业: 佛山市森川精密器械有限公司
生产地址: 佛山市南海区狮山镇罗村广东新
光源产业基地核心区内A3座2楼之一工业厂房
售后电话: 0757-81806002
传真: 0757-81806003
Website: www.socodent.com
E-mail: sales@socodent.com




Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd.
ADD: 2FL Bldg 3, District A Guangdong New Light
Source Industrial Base, Luocun, Shishan Town,
Nanhai District Foshan City Guangdong China

BADER EUROPE GROUP S.L.
Parque Empresarial Porto do Lizite Rua da Industria
nave 3D 36350 Nigran-Pontevedra- Spain



Набор каналонаполнителей SCF-S.S. Rotary Paste Carriers:





1
Прошнуровано, пронумеровано
Количество 51 лист

Генеральный директор
ООО "КИКСАР"
Севрюк Н.Н.

