

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Технологии здоровья»

Азимов С. А.



«06» 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Тренажеры медицинские для активно-пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей BRADEX®

по ТУ 32.50.50-003-76456205-2022

Рисунок 1. Тренажер педальный для ног и рук «АЭРОБ НЬЮ» арт. SF 0077, серый;



Рисунок 2. Тренажер педальный для ног и рук «АЭРОБ НЬЮ» арт. SF 0932, чёрный;




Рисунок 3. Тренажер педальный для ног и рук «АЭРОБ НЬЮ» арт. SF 0933, белый;



Рисунок 4. Тренажер педальный для ног и рук «АЭРОБ НЬЮ» арт. SF 0934, красный;



Рисунок 5. Мини велотренажер, складной арт. SF 0577, черный;



Рисунок 6. Мини велотренажер, складной арт. SF 0935, красный;



Рисунок 7. Мини велотренажер, складной арт. SF 0578, зелёный;



Рисунок 8. Мини велотренажер, складной арт. SF 0579, синий;



Рисунок 9. Минивелотренажер с регулируемой высотой арт. SF 0830, чёрно-красный;



Рисунок 10. Минивелотренажер с регулируемой высотой арт. SF 0936, чёрно-белый;



Рисунок 11. Минивелотренажер с регулируемой высотой арт. SF 0937, чёрно-серый;



Рисунок 12. Тренажер педалный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0831, чёрный;



Рисунок 13. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0938, красный;



Рисунок 14. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0099, чёрно-белый;



Рисунок 15. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0939, чёрный;



Рисунок 16. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0940, чёрно-красный;



Рисунок 17. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0941, чёрно-синий;



Рисунок 18. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0922, белый;



Рисунок 19. Тренажер педалный для ног и рук арт. SF 0942, чёрный;



Рисунок 20. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0943, красный;



Рисунок 21. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0944, зелёный;



Рисунок 22. Тренажер pedalный для ног и рук арт. SF 0923, чёрный;



Рисунок 23. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0945, белый;



Рисунок 24. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0946, красный;



Рисунок 25. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0947, синий;



Рисунок 26. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0948, зелёный;





Рисунок 27. Мини велосипед, складной арт. SF 0924, чёрно-синий;

Рисунок 28. Мини велотренажер, складной арт. SF 0949, чёрно-зелёный;



Рисунок 29. Мини велотренажер, складной арт. SF 0950, чёрно-красный;



Рисунок 30. Мини велотренажер, складной арт. SF 0925, чёрно-синий;



Рисунок 31. Мини велотренажер, складной арт. SF 0951, чёрно-зелёный;



Рисунок 32. Мини велотренажер, складной арт. SF 0952, чёрно-красный;



Рисунок 33. Тренажер педальный с регулируемой высотой арт. SF 0926, белый;



Рисунок 34. Тренажер педальный с регулируемой высотой арт. SF 0953, красный;



Рисунок 35. Тренажер педальный с регулируемой высотой арт. SF 0954, серый;



Рисунок 36. Тренажер педалный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0927, чёрный;




Рисунок 37. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0955, красный;




Рисунок 38. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0956, серый;



Рисунок 39. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0957, синий;




Рисунок 40. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0928, чёрный;



Рисунок 41. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0958, белый;



Рисунок 42. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0959, красный;



Рисунок 43. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0960, серый;



Рисунок 44. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0961, синий;



Рисунок 45. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0929, чёрный;



Рисунок 46. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0962, белый;



Рисунок 47. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0963, красный;



Рисунок 48. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0964, серый;



Рисунок 49. Тренажер педалный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0965, синий;



Рисунок 50. Тренажер педалный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0930, чёрный;



Рисунок 51. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0966, белый;



Рисунок 52. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0967, красный;



Рисунок 53. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0968, серый;



Рисунок 54. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0969, синий;



Рисунок 55. Тренажер педалный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0931, чёрный;




Рисунок 56. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0970, белый;



Рисунок 57. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0971, красный;



Рисунок 58. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0972, серый;



Рисунок 59. Тренажер педальный для ног и рук с регулируемой высотой арт. SF 0973, синий.



Рисунок 60. Гаечный ключ – 1 шт.






Рисунок 61. Шестигранный ключ- 1 шт.



Рисунок 62. Макет маркировки медицинского изделия



Маркировка изделия Тренажер педальный для ног и рук «АЭРОБ НЬЮ» арт. SF 0077, серый



Маркировка изделия Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0099, чёрно- белый

Рисунок 63. Макет транспортной маркировки на примере Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0099, чёрно-белый



Тренажеры медицинские для активно-пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей BRADEX®
по ТУ 32.50.50-003-76456205-2022

Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0099, чёрно-белый

ООО «Технологии здоровья»,
Российская Федерация, 117405, г. Москва, ш. Варшавское,
д.145, к.8

Место производства:
1. ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, г. Москва, Варшавское шоссе 145, корп. 8. №6-1-17, 1-1-18, 1-1-20, 1-1-21.

2. JINSHI YUNGSUAN SPORT TECHNOLOGY CO., LTD.
№633 Maobei Road, Baizheng Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang
(JINSHI YUNGSUAN SPORT TECHNOLOGY CO., LTD.)
№633 Maobei Road, Baizheng Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang

10.11.2021 **LOT** 10112021

Комплектация:
1. Тренажер педальный для ног и рук арт. SF 0099, чёрно-белый - 1 шт.
2. Гарантийный талон - 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Гарантийный ключ - 1 шт.
5. Шестигранный ключ - 1 шт.

Монитор:
Всплывающий, тип LR 44.
Напряжение, 1,5 В.
Режим работы интервальный: 30 секунд.
Данного типа

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 408x428x940

Материал: сталь Q195, полипропилен E1000, ABS 0215A, сталь CE-V

Область применения: в условиях ЛПУ, медицинских учреждений и на дому.

Идентификация: изделие предназначено для многократного использования.

Вид медицинского изделия: - 140800
(Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. № 446)

Условия эксплуатации: для категорий исполнения УХЛ 4.2

Показания и противопоказания:
показания:
• восстановление мышц, суставов, подвижности конечностей;
• уменьшение или нормализация патологического мышечного тонуса, нормализация регуляции мышечного тонуса;
• увеличение мышечной силы;
• улучшение или нормализация координации движений;
• оптимизация реакции срочной адаптации к физической нагрузке.

противопоказания:
• травмы и травмы позвоночника, спондилолистез, новообразования любой локализации;
• хроническая боль в костях (новообразования, генетические заболевания, остеопороз);
• острые и хронические в фазе обострения инфекционные и воспалительные заболевания, включая менингит, меницефалит, остеомиелит позвоночника, туберкулезный спондилит;
• тяжелые травматические поражения черепа, позвоночника, конечностей, составлен после операций на них;
• острые травмы головного и спинного мозга и составлен после операций на них;
• тромбоз и окклюзия позвоночной артерии;
• составлен после артрита тазобедренного сустава;
• тяжелые нарушения на ЭКГ, сердечная недостаточность (III класса и выше по КШ);
• неконтролируемая артериальная гипертензия или предсердий, неконтролируемая сахарная диабетическая болезнь 120 мг/мл;
• диабет;
• острые тромбофлебиты;
• неконтролируемый сахарный диабет.



Условия хранения:
В условиях хранения медицинского изделия должны применяться в закрытом помещении для условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Хранение должно обеспечиваться при 100% влажности в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

Условия утилизации:
Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684. По степени опасности отходов - класс А, как медицинское изделие без опасных отходов и утилизируются как бытовые отходы. Мониторы тренажеров утилизируются как электронные и электрические изделия отдельно от бытовых.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения: составляет 12 месяцев с момента эксплуатации изделия

Срок службы: 5 лет

Страна происхождения: Россия

Дату производства: смотрите на упаковке

Хранить в местах не доступных для детей и животных

масса нетто, кг: 4,9
масса брутто, кг: 5,7


Уполномоченное лицо по претензиям:
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация,
117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.
Вопрос регистрации изделия: RU NR

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Символы:
• РАР (Recycling symbol)
• QR code
• BRADEXRUSSIA
• BRADEXMOSCOW
• Sun (No open flame)
• Umbrella (No rain)
• Glass (No glass)

Barcode:
7 29 0016 1306 76

Рисунок 64. Транспортная упаковка медицинского изделия



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 65

(шестьдесят пять)

листа(ов).

Подпись



