



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Тривес»

Ольшангер В. Т.

«25» февраля 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
**«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для
нижних конечностей по ТУ 14.31.10-004-33094849-2023»**


Гольфы компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.210, ТК.310, ТК.410, ТК.610, ТК.910
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Гольфы компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.211, ТК.311, ТК.411, ТК.611, ТК.911
класс компрессии 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Гольфы компрессионные мужские с закрытым носком
артикулы: ТК.211М, ТК.311М, ТК.411М, ТК.611М, ТК.911М
класс компрессии 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Чулки компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.230, ТК.330, ТК.430, ТК.630, ТК.930,
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чулки компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.630А, ТК.930А,
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чулки компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.231, ТК.331, ТК.431, ТК.631, ТК.931
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Чулки компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.631А, ТК.931А
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, левый
артикулы: ТК.240, ТК.340, ТК.440, ТК.640, ТК.940

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, правый
артикулы: ТК.250, ТК.350, ТК.450, ТК.650, ТК.950

класс компрессии 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Чулки компрессионные противоэмболические с открытым носком
артикулы: ТК.230Е, ТК.330Е, ТК.430Е, ТК.630Е, ТК.930Е
класс компрессии: 1, 2, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.



Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком

артикулы: ТК.233Е, ТК.333Е, ТК.433Е, ТК.633Е, ТК.933Е
класс компрессии: 1, 2, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.




Колготки компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.260, ТК.360, ТК.460, ТК.660, ТК.960
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Колготки компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.261, ТК.361, ТК.461, ТК.661, ТК.961
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Принадлежности.
Вспомогательный носочек



Индивидуальная упаковка (Лицевая сторона).

чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый.



Индивидуальная упаковка (Оборотная сторона).

чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый

Правила подбора размера изделий

Цветовой код на этикетке	белый	желтый	зеленый	красный	синий	серый
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
cG (см)	43 - 57	49 - 63	53 - 67	58 - 73	64 - 82	72 - 93
cD (см)	27 - 33	30 - 36	33 - 40	36 - 43	40 - 47	43 - 52
cC (см)	28 - 34	31 - 37	34 - 41	37 - 44	41 - 48	44 - 53
cB (см)	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 35
IG (длина от пола до мерки cB)	нормальная: 71 - 82 см					

- cG — окружность бедра, на 5 см ниже промежности
- cD — окружность голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев
- cC — окружность голени в самой широкой части
- cB — окружность самой узкой части голени над лодыжкой

1 Размер изделия подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Сокращение компрессионных свойств противоэмболических изделий в течение 10 циклов (использование — с утра до вечера) в пределах срока годности.

Гарантийный срок службы — 30 дней с даты продажи в пределах срока годности.

Гарантийный срок годности — 60 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с изделием.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использование изделий, в том числе изделий не соответствующих по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

Производитель/Уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «Тривест», Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, литер А, помещение 99-Н
Тел.: +7 (812) 329-72-97, e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives.com

Адрес места производства:

(П) ООО «Тривест», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. С, корпус 26, пом. 18Н-47-48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
(V) Varimed Medical San. ve Tic. Ltd. Şti., Çiftelavuzlar Caddesi, No:28, Terkozdere Mahallesi, Bayrampaşa İstanbul, 34035, Türkiye, Турция

«Трикет» медицинский компрессионный и противоэмболический для нижних конечностей по ТУ 14.31.30-004-33044849-2023»
Регистрационное удостоверение №: от ММ.ТТТТ
Курор-код
Знак соответствия (при необходимости)



арт. ТК.233Е

Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком

Класс компрессии 1 (18 мм рт.ст.)

Размер XS

Цвет белый

Закрытый носок
х. арт. артикул под заказ
сВ 18-29 сС 28-34 сD 41-57 сG 71-82
Состав: 78% полиамид № 32% эластан

ТК.233Е.191

Дата изготовления (по этикетке)

ММ.ТТТТ

пки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый.

 **ООО ЦИРМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**


Индивидуальная упаковка (Лицевая сторона).
Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком,
артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый



Индивидуальная упаковка (Оборотная сторона).
Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком,
артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый

[illegible]

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый



МЕДИЦИНСКИЙ
КОМПРЕССИОННЫЙ
ТРИКОТАЖ

Особенности:

- ☒ Градуированная убавляющая компрессия от лодыжек до бедра.
- ☒ Специальная технология явки для оптимального водного и температурного баланса.
- ☒ Усиленное плетение в области пятки для повышенной износостойкости.
- ☒ Мягкие плоские эластичные швы на стельке не вызывают дискомфорта.
- ☒ Мягкое непрозрачное высокопрочное плетение.
- ☒ Высокоэластичный натуральный латекс позволяет подобрать трикотаж пациентам с разными параметрами.

Показания к применению:


[illegible]

Механизм действия [Функции]:

- [illegible]

Противопоказания

- | Абсолютные противопоказания: | Относительные противопоказания, требуют консультации врача: |
|---|--|
| тяжелая форма хронической сердечной недостаточности; тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии; декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность; | гипертоническая болезнь III степени; |
| тромбоэмболии венозной системы; | период лактации; |
| сердечный приступ. | заболевания желудочно-кишечного тракта. |



Правила подбора размера модели							
Размер	I	II	III	IV	V	VI	VII
св (с-ц)	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	30 - 32
сг (с-г)	20 - 24	30 - 37	33 - 40	35 - 42	37 - 45	39 - 47	41 - 49
сд (с-д)	27 - 33	29 - 36	32 - 39	32 - 42	36 - 44	38 - 46	40 - 48
сд (с-д)	43 - 57	46 - 62	49 - 67	52 - 72	55 - 76	60 - 79	64 - 82
д (длина от пола до мизинца ст.)	нормальная: 38 - 43 см						
с (ширина от большого до мизинца ст.)	нормальная: 71 - 82 см						

- сб - округность бедра, на 5 см ниже громкости
- сб - округность голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев
- сб - округность голени в самой широкой части
- сб - округность самой узкой части голени над лодыжками

Разное издание подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности.

Гарантии издателя:
при согласовании заказа клиент получает разделку изделия, соответствующую техническим условиям при согласовании условий эксплуатации и хранения;
гарантийный срок службы — 6 месяцев с даты продажи в пределах срока издания.

Гарантийный срок годности — 60 месяцев с даты изготовления, гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием не предназначенных для этого материалов.

Место производства:

ITD LLC «Гринвуд» Ресурс 16/21/2, г Санкт-Петербург ул.
Саво-Молово, д.5, лит. С. room 26, nom. 18H 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55.
V.M. Varied Media San. ve Tic. Ltd. Sti., Ofisavuzlar Caddeci
No.26, Teraz deri Mahallesi, Bayrampazari / Istanbul, 34035, Türkiye

1990-1991

по примитиву претензий:
ООО «Толтек», Россия, 191244, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 23, литер А, помещение 09-Н
Тел.: +7 (012) 329-72-97, e-mail: info@tives-spb.ru
WWW.TIVES.COM

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:
Исключая случаи их утилизации, в том числе издалека на специально заданные по прямому назначению по причине обесчашения срока годности или других причин, отходы из классов А и УТИЛИЗИРУЮТСЯ соответствующим образом. См. Табл. 2, Табл. 21

[illegible]

Маркировка индивидуальной упаковки. Дополнительный индивидуальный стикер.
Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком,
артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый



**Чуллок компрессионный на одну ногу
с открытым носком, левый**

Класс компрессии 2 (22-32 мм рт.ст.)
Состав: 57% полиамид, 43% эластан

арт. **ТК.240**
открытый носок

Размер **V**
сВ 26-28
сС 37-45
сG 56-76

Цвет **бежевый**
Дата изготовления
(номер серии)
ММ.ГГГГ

ТК.240.215
штрих-код



Маркировка транспортной упаковки



ООО «Тривес»

Адрес: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23, лит. А,
пом.99-Н

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для
нижних конечностей по ТУ14.31.10-004-33094849-2023»

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, левый, артикул ____

Класс компрессии ____

Размер ____

Цвет ____

Идентификационный код изделия ____

Дата изготовления (номер серии) ММ.ГГГГ

Количество изделий ____ шт.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 (Акт о состоянии) листов

Директор

ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

«

20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Тривес»



Ольшангер В.Т.
«05» февраля 2024 г.

Проекты маркировок медицинского изделия

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоземболический для нижних конечностей по ТУ14.31.10-004-33094849-2023»

Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый

Правила подбора размера изделий

Цветовой код на пятке	бежевый	желтый	зеленый	красный	синий	серый
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
cG (см)	43 - 57	49 - 53	53 - 67	58 - 73	64 - 82	72 - 93
cD (см)	27 - 33	30 - 36	33 - 40	36 - 43	40 - 47	43 - 52
cC (см)	28 - 34	31 - 37	34 - 41	37 - 44	41 - 48	44 - 53
cB (см)	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 35
IG (длина от ноги до мерки cD):	нормальная: 71 - 82 см					

cB — окружность бедра, на 5 см выше промежности
cD — окружность голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев
cC — окружность голени в самой широкой части
cB — окружность самой узкой части голени над подъёмом

Размер изделия подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и хранения.
 Сохранение компрессионных свойств противоэмболических изделий в течение 10 циклов («использование» — стирка) в пределах срока годности.
 Гарантийный срок службы — 30 дней с даты продажи в пределах срока годности.
 Гарантийный срок годности — 60 месяцев с даты изготовления.
 Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с изделием.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия, в том числе изделия неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.36.84-21.

Производитель/Уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «Тривес», Россия, 191244, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, литер А, помещение 99-Н
 Тел.: +7 (812) 329-72-97, e-mail: info@trives-spb.ru
 www.trives.com

Адрес места производства:

(Т) ООО «Тривес», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. С, корпус 28; пом. 18Н-47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
 (V) Varimed Medical San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Çiftahvuzlar Caddesi, No 28, Terazidere Mahallesi,
 Beşiktaş/İstanbul, 34035, Türkiye, Турция

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для нижних конечностей по ТУ 14.31.10-004-33094849-2023»
 Регистрационное удостоверение № от ФМЛПТТ
 Купон-код
 Знак соответствия (при необходимости)

ар. ТК.233Е
Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком
 Класс компрессии 1 (15 мм рт.ст.)
 Размер XS Цвет белый
 Закрытый носок с эластичным подгибом
 cB 18-20 cC 28-34 cD 43-57 IG 71-82
 Состав: 78% полиамид, 22% эластан
 Дата изготовления (номер серии) ММЛПТТ
 нетрех-4034

Trives

Градированная компрессия

Высокая износостойкость

Доказанный медицинский эффект

ЧУЛКИ КОМПРЕССИОННЫЕ ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКИЕ

Примечание: Информация по подбору размера и разделы: «Особенности», «Механизм действия (Функции)», «Показания к применению», «Противопоказания», «Дополнительный стикер» меняются в зависимости от варианта исполнения медицинского изделия.

прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листов

Директор
ООО «Тривес» Ольшангер В.Т.

« 20 г.

