

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДТРЕЙД»

Р.М. Кононова

2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ
32.50.50-001-46908093-2017**




Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-01 (вид спереди)



Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02 (вид спереди)




Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-01, СМПП-02 (вид сзади)




Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-03. Общий вид с принадлежностями, вид спереди




Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-03. Общий вид с принадлежностями, вид сбоку




Держатель аспирационной емкости




Кабель для подключения аналогового сигнала (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02, СМПП-03)




Кабель RSA (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02, СМПП-03)




Адаптер питания к устройству видеозаписи (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02, СМПП-03)



Устройство видеозаписи в сборе (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02, СМПП-03)




Встроенный кабель USB (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02, СМПП-03)




Блок бесперебойного питания (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-01, СМПП-02)




Встроенный блок бесперебойного питания (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-03)



Кабель питания к блоку бесперебойного питания




Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.001-01 (Вариант исполнения СМПП-01, СМПП-02)




Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.001 (Вариант исполнения СМПП-01, СМПП-02)

- [illegible]


Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.003 и Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.003-01 (вариант исполнения СМПП-03)




Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.002 и Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.002 - 01 (вариант исполнения СМПП-03)



Винт М4х8 для крепления монитора



Штанга- держатель эндоскопа (вариант исполнения СМПП-01, СМПП-02)



Держатель видеоголовки (Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-03)



Колесная опора с поворотным кронштейном с блокировкой (тормоз)

Фотографии расположения обозначений



Символ  «Внимание! Многорозеточный соединитель. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией» расположен на крышке кабель-канала, закрывающей многорозеточный сетевой соединитель, и на многорозеточном сетевом соединителе.



Обозначение **~220-240В 50Гц 900ВА** напряжение переменного тока, частоты и максимально допустимой нагрузки расположено сзади блока бесперебойного питания




Символ  Символ заземления

Подключение защитного заземления расположено рядом с кабелем заземления




Указатель Максимальная допустимая нагрузка на полку/ящик/держатель в кг
Расположены на каждой полке, держателе.




Около держателя плавкого предохранителя, со стороны, необходимой для замены предохранителя, указаны его тип и номинальные характеристики (напряжение, ток и скорость срабатывания).

Упаковка «Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017»

1. «Адаптер питания к устройству видеозаписи» (для варианта исполнения СМПП-02, СМПП-03) и «Кабель USB» (для варианта исполнения СМПП-02, СМПП-03) подключены в Стойке медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017 на заводе производителя и не упаковываются.
2. Блок бесперебойного питания укладывается на нижнюю полку Стойки медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017 (для варианта исполнения СМПП-01, СМПП-02):



3. «Штанга- держатель эндоскопа» упаковывается в полиэтиленовый пакет:



4. «Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.001-01» или «Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.001» (для варианта исполнения СМПП-01, СМПП-02) в разобранном виде и «Винт М4х8 для крепления монитора» помещен в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и упаковывается в картонную коробку:



5. «Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.002» или «Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.002 -01», или «Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.003», или «Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.003 -01» в разобранном виде (для варианта исполнения СМПП-03) и «Винт М4х8 для крепления монитора» помещен в амортизирующий материал (вспененный полиэтилен) и упаковывается в картонную коробку:



Коробка с держателем монитора дополнительно сверху фиксируется клейкой лентой



6. «Кабель RSA» (вариант исполнения СМПП-02, СМПП-03), «Кабель питания к блоку бесперебойного питания» упаковываются в полиэтиленовые пакеты:



7. Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017 с принадлежностями предварительно упаковывается в полиэтиленовую пленку и устанавливается на деревянный поддон.





8. Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017 вместе с принадлежностями, укладывается в деревянный короб. На короб наносятся транспортная маркировка.

На медицинском изделии, упаковке, маркировке используются следующие символы:




Обратитесь к документации на стойку (изучите РЭ)



Подключение защитного заземления



Дата изготовления стойки



Серийный номер стойки



Информация о производителе



Логотип производителя

IPX0

Степень защиты от опасного проникания воды или твердых частиц



Максимальная допустимая нагрузка на полку/ящик/держатель в кг



Внимание! Многорозеточный соединитель. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией



Не толкать! Приложение усилий к данной части изделия может привести к потере равновесия

~220-240В 50Гц 900ВА

Обозначение напряжение переменного тока, частоты и максимально допустимой нагрузки

U-250V

I=5A

Вр. срабатывания-0,3 сек.

Место расположения предохранителей с текстовым указанием характеристик



Необходимость защиты груза от воздействия влаги



Хрупкость груза.
Осторожное обращение с грузом



Указывает правильное вертикальное положение груза



Не допускается штабелировать груз.
На груз с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы

Маркировка на транспортной упаковке

ООО МЕДТРЕЙД

Адрес местонахождения:

196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское,
пр-кт Московский, д. 79А, Литера А, помещ. 3Н, 4Н, помещ. 237, каб.1

Тел.: 8 (800) 333-53-93

E-mail: info@cmtrade.ru

Изделие:

Стойка медицинская приборная передвижная СМПП
по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017

Исполнение:

СМПП - _____

Габариты:

Масса нетто:

Масса брутто

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Количество: 1 шт.

РУ № РЗН 2017/6601 от





**Стойка медицинская приборная передвижная СМПП
по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017**

Исполнение: СМПП- 01

РУ № РЗН 2017/6601 от

Изделие класса I

IPX0

SN



ООО «МЕДТРЕЙД»

196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское,
пр-кт Московский, д. 79А, Литера А, помещ. 3Н, 4Н, помещ. 237, каб. 1

Тел.: 8 (800) 333-53-93

E-mail: info@cmtrade.ru

Маркировка на медицинском изделии «Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-01»



**Стойка медицинская приборная передвижная СМПП
по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017**



Исполнение: СМПП-02

РУ № РЗН 2017/6601 от

Изделие класса I

IPX0

SN



190084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское,
пр-кт Московский, д. 79А, Литера А, помещ. 3Н, 4Н, помещ. 237, каб. 1

Тел.: 8 (800) 333-53-93

E-mail: info@cmtrade.ru

Маркировка на медицинском изделии «Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-02»



**Стойка медицинская приборная передвижная СМПП
по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017**

Исполнение: СМПП- 03

РУ № РЗН 2017/6601 от

Изделие класса I

IPX0

SN



ООО «МЕДТРЕЙД»

196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Измайловское,
пр-кт Московский, д. 79А, Литера А, помещ. 3Н, 4Н, помещ. 237, каб. 1

Тел.: 8 (800) 333-53-93

E-mail: info@cmtrade.ru

Маркировка на медицинском изделии «Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017, вариант исполнения СМПП-03»

**Стойка медицинская приборная передвижная
СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017**

Исполнение: СМПП- 01

Держатель монитора в исполнении СЭ100.12.00.002

РУ № РЗН 2017/6601 от



Маркировки принадлежностей к медицинскому изделию «Стойка медицинская приборная передвижная СМПП по ТУ 32.50.50-001-46908093-2017» на примере

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

материалах *Р.М. Матреш* *листак*

