



**Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-80-"ФОТЕК"
по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующем исполнении:
ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»**

Фотографическое изображение передней панели ВЧ электрохирургического блока







Фотографическое изображение упаковки аппаратов электрохирургических высокочастотных ЭХВЧ-80-"ФОТЕК"
по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующем исполнении: ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»



Фотографическое изображение педали одноклавишной БИ, педали двухклавишной



Фотографическое изображение стойки передвижной с принадлежностями СП-"ФОТЕК" по ТУ 9452-001-41747567-2015, ООО «ФОТЕК»,
регистрационное удостоверение от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790

Модуль базовый с одной колонной
исполнение СП1-01-"ФОТЕК" (450x530x800мм)
исполнение СП1-02-"ФОТЕК" (450x530x1030мм)



Модуль базовый с двумя колоннами
исполнение СП2-01-"ФОТЕК" (470x545x785мм)
исполнение СП2-03-"ФОТЕК" (470x545x1105мм)



Стойка передвижная с принадлежностями СП-"ФОТЕК" в упаковке






Фотографическое изображение запасных частей (Предохранители, 5 x 20мм, 250В, F 3А)




Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения:

Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830




Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для пациента массой более 15 кг, исполнение 2, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830



Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного,
разделенного для пациента массой (5 – 15) кг,
регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830



Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного,
разделенного для пациента массой менее 5 кг,
регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830




Группа ШГИД.03.759.000. Монополярные инструменты (электроды):

- с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника.
- с каналом для аспирации (ирригации).




Группа ШГИД.03.759.010. Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений:

- с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя);
- с каналом для аспирации.






Группа ШГИД.03.759.050. Монополярные инструменты (электроды):
пинцеты с соединителем или контактом для касания




Группа ШГИД.03.759.060. Биполярные инструменты (электроды):

- пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®);
- пинцеты с каналом для ирригации.




Группа ШГИД.03.759.070. Биполярные инструменты (электроды):

- зажимы для лигирования крупных сосудов;
- ножницы;
- игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые.




Группа ШГИД.03.759.080. Биполярные инструменты (электроды):

- для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры;
- для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка.




Группа ШГИД.03.759.090. Держатели (кабели):

- для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления;
- для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов);
- для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов;
- адаптеры.



Группа ШГИД.03.759.100. Держатели (кабели):

- для подключения биполярных инструментов (электродов);
- для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов);
- адаптеры.










Изделия для электрофизиотерапии и электрохирургии. Аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, абразивная «подушечка», ручка-держатель), "ФИАБ СпА" (Италия) , РУ от 24.08.2010 № ФСЗ 2010/07652





Прошито и пронумеровано 26

(двадцать шесть) листов.

Директор ООО "ФОТЕК"

А.В.Малеев

М.П.





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ФОТЕК»

А.В. Малеев



«09» января 2024 г.

Маркировка медицинского изделия «Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-80-«ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующем исполнении: ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»

1. Маркировка ВЧ электрохирургического блока (далее – блока)
 - 1.1 Маркировка передней панели блока:



1.2 Маркировка сетевого выключателя




1.3 Основная маркировка на задней панели блока:



1.4 Маркировка места присоединения педалей на задней панели блока:



1.5 Маркировка схематического обозначения, типа и номинала предохранителей на задней панели блока:



1.6 Маркировка на нижней панели блока ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»:



2. Маркировка педалей

REF EP202

Регистрационное удостоверение:
ФСР 2010/07373 от 19.01.2021

MD



 XX.XXXX



UDJ



Партия (LOT)
XXXXXXXXXXXXXX

IPX7

 ООО "ФОТЕК"

620049, обл. Свердловская
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 145А, лит А
тел. +7(343)217-63-40
<https://fotek.ru>
e-mail: fotek@fotek.ru

[01]04660077335281

[10]XXXXXX

Дополнительная маркировка верхней
поверхности одноклавишной педали

БИ

3. Маркировка шнура питания

REF EP001

Регистрационное удостоверение:
ФСР 2010/07373 от 19.01.2021


MD



 XX.XXXX



UDJ



Партия (LOT)
XXXXXXXXXXXXXX


 ООО "ФОТЕК"

620049, обл. Свердловская
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 145А, лит А
тел. +7(343)217-63-40
<https://fotek.ru>
e-mail: fotek@fotek.ru

[01]04660077335281

[10]XXXXXX

4. Маркировка упаковки



1




2

REF E81MB SN XXXXXX-A	
Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07373 от 19.01.2021	
MD 	
	
UDI 	ООО "ФОТЕК" 620040, обл. Свердловская г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145А, лит А тел. +7(343)217-63-60 https://fotek.ru e-mail: fotek@fotek.ru
[01]04660077338633	[21]XXXXXX-A

3

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-«ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК»	
РУ № ФСР 2010/07373 от 19.01.2021	
SN	239295-7
Место/Мест ____ / ____	Масса брутто 

4

					
			Условия транспортирования Transport temperature	Условия хранения Storage temperature	

Прошито и пронумеровано 5
(п. 2.16) листов.

Директор ООО "ФОТЕК"
_____ А.В.Малеев
М.П.

