

Фотографическое изображение медицинского изделия: Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта светового отверждения «ЭласДам»

ООО «СТОМАДЕНТ», Россия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал для защиты тканей зуба
и мягких тканей полости рта
светового отверждения
ЭласДам

ТУ 32.50.11-035-40151387-2021

Торговое название: **ЭласДам**

Состав

Олигоуретанметакрилат, ОКМ-2, бутилированный гидрокситолуол, триметакрилат-триэтанопламина (ТМАТЭА), камфорохинон, полидиметилсилоксан, бариевоалюмосиликатное стекло, силан, аэросил, пигменты.

защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта:
я зубов,
ей полости рта от возможных воздействий мате-
риалом при манипуляциях в полости рта.

текучей консистенции бирюзового цвета

ООО «СТОМАДЕНТ», Россия

Материал для защиты тканей зуба
и мягких тканей полости рта
светового отверждения
ЭласДам

Содержимое:

- шприц с материалом 2 г - 3 шт.,
- игла-насадка - 9 шт.,
- инструкция по применению.

ру

ТУ 32.50.11-035-40151387-2021

LOT

140423



042026



Хранить в сухом, защищенном
от прямых солнечных лучей
помещении



ООО «СТОМАДЕНТ»

Россия,
140070, Московская область,
г.о. Люберцы, рп. Томилино,
ул. Гаршина, д.11, стр. 6, офис 301

Тел./факс: +7(495)514-9346,
Тел.: +7(495)514-9347,
+7(495)514-9313,
www.stomadent.ru



Фотографическое изображение транспортной упаковки медицинского изделия: Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта светового отверждения «ЭласДам»



11

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 2 лист.

Генеральный директор
ООО «СТОМАДЕНТ»

Ю.В.Кузовков

