

Фотографические изображения
медицинского изделия
**Электрокардиостимулятор
имплантируемый
двухкамерный
в вариантах исполнения
Endurity MRI; Assurity MRI
с принадлежностями**

Производства

*Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн
(St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division)*



ENDURITY MRI™


Электрокардиостимулятор

PM2172	DDDR
---------------	-------------

НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ОТТРУЗКИ

Режим	DDD
Частота	60 min ⁻¹
AV-задержка	200 ms
Макс. трек	130 min ⁻¹
Датчик	Пассивный

IS-1




Стимуляция	ПРЕДСЕРДНЫЙ	ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ
Чувствительность	Биполярный	Биполярный
Амплитуда импульса	Биполярный	Биполярный
Длительность импульса	2.5 V	2.5 V
Чувствительность	0.4 ms	0.4 ms
Рефрактерный период	0.5 mV	2.0 mV
	275 ms	250 ms

100108538

 2016-08-31	 2015-02-24	 4539509
--	--	--

STERILE EO



50°C 122°F
-5°C 23°F

CE 0123

СОДЕРЖИМОЕ
Один электрокардиостимулятор, аксессуары и описание изделия. Made in Malaysia



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



St. Jude Medical Operations (M) Sdn.Bhd.
Plot 102, Lebuhraya Kampung Jawa,
Bayan Lepas Industrial Zone
11900 Penang
Malaysia



ST. JUDE MEDICAL


Потребительская упаковка (вид сбоку)



Содержимое упаковки

Сведения о проведении МРТ

Для МРТ-совместимой системы стимуляции St Jude Medical™




Accent™, Accent™ RF, Accent MRI™, Accent™ ST, Accent™ ST-MRI,
Assurity™, Assurity™ +, Assurity MRI™, Endurity™, Endurity MRI™
Электрокардиостимулятор

Allure™, Allure™ RF, Allure Quadra™, Allure Quadra™ RF, Anthem™,
Anthem™ RF, Quadra Allure MP™, Quadra Allure MP™ RF

Электрокардиостимулятор для восстановления синхронизации
сердечной деятельности

Руководство пользователя



Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

ENDURITY MRI™

Электрокардиостимулятор




PM2172

DDDR

НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ОТГРУЗКИ

IS-1

Режим DDD
Частота 60 min⁻¹
AV-задержка 200 ms
Макс. трек 130 min⁻¹
Датчик Пассивный



	ПРЕДСЕРДНЫЙ	ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ
Стимуляция	Биполярный	Биполярный
Чувствительность	Биполярный	Биполярный
Амплитуда импульса	2.5 V	2.5 V
Длительность импульса	0.4 ms	0.4 ms
Чувствительность	0.5 mV	2.0 mV
Рефрактерный период	275 ms	250 ms

100108538

2016-08-31

2015-02-24

SN 4539509

STERILE EO



50°C 122°F
-5°C 23°F

CE 0123

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрокардиостимулятор и аксессуары.

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP
St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11

MY
St. Jude Medical Operations (M) Sdn.Bhd.
Plot 102, Lebuhraya Kampung Jawa,
Bayan Lepas Industrial Zone
11900 Penang
Malaysia



ST. JUDE MEDICAL
MORE CONTROL. LESS RISK.

Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)



Внутренняя стерильная упаковка



Электрокардиостимулятор Endurity MRI (лицевая сторона)



Электрокардиостимулятор Endurity MRI (оборотная сторона)



ASSURITY MRI™

Электрокардиостимулятор




PM2272	DDDR
---------------	-------------

НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ОТГРУЗКИ

Режим	DDD
Частота	60 min ⁻¹
AV-задержка	200 ms
Макс. трек	130 min ⁻¹
Датчик	Пассивный

IS-1




	ПРЕДСЕРДНЫЙ	ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ
Стимуляция	Биполярный	Биполярный
Чувствительность	Биполярный	Биполярный
Амплитуда импульса	2.5 V	2.5 V
Длительность импульса	0.4 ms	0.4 ms
Чувствительность	0.5 mV	2.0 mV
Рефрактерный период	275 ms	250 ms

100108685

 2016-10-31	 2015-04-12	 4556170
--	--	--

STERILE EO



50°C 122°F
-5°C 23°F

CE
0123
0413

СОДЕРЖИМОЕ
Один электрокардиостимулятор, аксессуары и описание изделия. Made in Malaysia



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



St. Jude Medical Operations (M) Sdn.Bhd.
Plot 102, Lebuhraya Kampung Jawa,
Bayan Lepas Industrial Zone
11900 Penang
Malaysia



ST. JUDE MEDICAL

Потребительская упаковка (вид сбоку)



Содержимое упаковки

Accent™, Accent™ RF, Accent MRI™, Accent™ ST, Accent™ ST MRI,
Assurity™, Assurity™ +, Assurity MRI™, Endurity™, Endurity MRI™
Электрокардиостимулятор

Allure™, Allure™ RF, Allure Quadra™, Allure Quadra™ RF, Anthem™,
Anthem™ RF, Quadra Allure MP™, Quadra Allure MP™ RF
Электрокардиостимулятор для восстановления синхронизации
сердечной деятельности

Руководство пользователя

 ST. JUDE MEDICAL

Сведения о проведении МРТ

Для МРТ-совместимой системы стимуляции St Jude Medical™

 ST. JUDE MEDICAL



DDDR

15-1

A schematic diagram of a two-terminal device. It consists of a vertical line with two circular terminals. The top terminal is labeled 'A' and the bottom terminal is labeled 'V'.

ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ
Биполярный
Биполярный
2.5 V
0.4 ms
2.0 mV
250 ms

SN 4556170

CE
0123
0413

ST. JUDE MEDICAL
MORE CONTROL. LESS RISK.



внутренняя стерильная упаковка





Электрокардиостимулятор Assurity MRI (оборотная сторона)



ssurity MRI с принадлежностями

принадлежность — Отвертка с тарированным усилием



Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный в вариантах исполнения Endurity MRI;

Assurity MRI с принадлежностями

Принадлежность — Руководство пользователя

Accent™, Accent™ RF, Accent MRI™, Accent™ ST, Accent™ ST MRI,
Assurity™, Assurity™ +, Assurity MRI™, Endurity™, Endurity MRI™
Электрокардиостимулятор

Allure™, Allure™ RF, Allure Quadra™, Allure Quadra™ RF, Anthem™,
Anthem™ RF, Quadra Allure MP™, Quadra Allure MP™ RF
Электрокардиостимулятор для восстановления синхронизации
сердечной деятельности

Руководство пользователя



ST. JUDE MEDICAL

Сведения о проведении МРТ

Для МРТ-совместимой системы стимуляции St Jude Medical™



ST. JUDE MEDICAL

