

Фотографические изображения
медицинского изделия
**Электрокардиостимулятор
имплантируемый
однокамерный
в вариантах исполнения
Endurity MRI; Assurity MRI
с принадлежностями**

Производства

**Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн
(St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division)**

Потребительская упаковка (лицевая сторона)




ENDURITY MRI™

Электрокардиостимулятор

PM1172	SSIR
---------------	-------------

НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ОТГРУЗКИ

IS-1

Режим	VVI	
Частота	60 min ⁻¹	
Датчик	Пассивный	

Стимуляция	ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ
Чувствительность	Биполярный
Амплитуда импульса	Биполярный
Длительность импульса	2.5 V
Чувствительность	0.4 ms
Рефрактерный период	2.0 mV
	250 ms

100108665

 2016-09-30	 2015-03-13	SN 4545953
--	--	-------------------

STERILE EO







-5°C
23°F



0123

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрокардиостимулятор, аксессуары и описание изделия.

Made in Malaysia



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



St. Jude Medical Operations (M) Sdn.Bhd.
Plot 102, Lebuhraya Kampung Jawa,
Bayan Lepas Industrial Zone
11900 Penang
Malaysia



ST. JUDE MEDICAL

Потребительская упаковка (вид сбоку)



Содержимое упаковки



Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)



Внутренняя стерильная упаковка





Электрокардиостимулятор Endurity MRI (оборотная сторона)



Потребительская упаковка (лицевая сторона)



ASSURITY MRI™


Электрокардиостимулятор

PM1272	SSIR
---------------	-------------

НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ОТГРУЗКИ

Режим	VI
Частота	60 min ⁻¹
Датчик	Пассивный

IS-1



Стимуляция Чувствительность Амплитуда импульса Длительность импульса Чувствительность Рефрактерный период	ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ Биполярный Биполярный 2.5 V 0.4 ms 2.0 mV 250 ms
---	--

100108442

 2016-08-31	 2015-02-09	 3011049
--	--	---

STERILE EO





50°C 122°F

-5°C 23°F

CE

0123

0413

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрокардиостимулятор, аксессуары и описание изделия.

Made in USA



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11




ST. JUDE MEDICAL

Потребительская упаковка (вид сбоку)



Содержимое упаковки



Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

ASSURITY MRI™

Электрокардиостимулятор



PM1272


SSIR

IS-1

НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ОТГРУЗКИ

Режим VVI
Частота 60 min⁻¹
Датчик Пассивный

Сtimуляция ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ
Чувствительность Биполярный
Амплитуда импульса 2.5 V
Длительность импульса 0.4 ms
Чувствительность 2.0 mV
Рефрактерный период 250 ms



100108442

2016-08-31

2015-02-09

SN 3011049

STERILE EO



-5°C 23°F 50°C 122°F

CE 0123 0413

СОДЕРЖИМОЕ
Один электрокардиостимулятор и аксессуары.

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11

ST. JUDE MEDICAL
MORE CONTROL. LESS RISK.

Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)



Внутренняя стерильная упаковка



Электрокардиостимулятор Assurity MRI (лицевая сторона)



Электрокардиостимулятор Assurity MRI (оборотная сторона)



Assurity MRI с принадлежностями

Принадлежность — Отвертка с тарированным усилием



Assurity MRI с принадлежностями

Принадлежность — Руководство пользователя

Accent™, Accent™ RF, Accent MRI™, Accent™ ST, Accent™ ST MRI,
Assurity™, Assurity™ +, Assurity MRI™, Endurity™, Endurity MRI™
Электрокардиостимулятор

Allure™, Allure™ RF, Allure Quadra™, Allure Quadra™ RF, Anthem™,
Anthem™ RF, Quadra Allure MP™, Quadra Allure MP™ RF
Электрокардиостимулятор для восстановления синхронизации
сердечной деятельности

Руководство пользователя




ST. JUDE MEDICAL

Assurity MRI с принадлежностями

Принадлежность — Сведения о проведении МРТ

Сведения о проведении МРТ
Для МРТ-совместимой системы стимуляции St Jude Medical™



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2018 год 20/20 листов
Закрывающее общество «ИМПЛАНТА»
Генеральный директор Лутнев А.П.

