



ООО «Электронные Медицинские Системы» (ООО «ЭМС»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭМС»



Е.В. Пономарев

«24» ноября 2023 г.

М.П.

**Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой
регистрацией АД и ЧП «ЭМС-01»**

Фотографические изображения медицинского изделия


№ МиУ-ЭМС-01



Фотографическое изображение 1 – Регистратор носимый «ЭМС-01», с манжетой



Фотографическое изображение 2 – Регистратор носимый «ЭМС-01», вид сверху



Фотографическое изображение 3 – Регистратор носимый «ЭМС-01», вид снизу



Фотографическое изображение 4 – Адаптер связи и кабель соединительный для подключения регистратора к ПК



Фотографическое изображение 5 – Адаптер связи и кабель соединительный для подключения регистратора к ПК вид снизу



Фотографическое изображение 6 – Адаптер связи и кабель соединительный для подключения регистратора к ПК, упаковке

ЭМС - 01	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой регистрацией АД и ЧП "ЭМС-01"	
	ООО "ЭМС" 2020г.	Свободно на диске: 16 Гбайт ОЗУ: 2047 Мбайт Экран 1680x1050 OS Ver.: 6.1 x86 принтер: Canon LBP6000/LBP6018
	Версия (01.1.01)	
www.elmedsys.ru elmedsys@mail.ru ewg_ponom@mail.ru тел: 8(831)423-47-21 8-9036570548		

Старт Записи (Работа с Регистратором)

Однократное измерение

Работа с Записью (Архив и считывание)

Очистка памяти регистратора

Предпочтение пользователя

Дневник пациента

Памятка пациенту

Руководство пользователя программы ввода, обработки и автоматической интерпретации данных

Руководство по эксплуатации

Завершение работы [Esc - Выход]

☐ Автоподсказка

Подключенные устройства

Внимание! не подключены регистраторы

Фотографическое изображение 7 – Старт программного обеспечения



Фотографическое изображение 8 – Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных(CD диск с программой)

Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой
регистрацией АД и ЧП "ЭМС-01"

ТУ 26.60.12-001-94865025-2020

Программа ввода, обработки и автоматической
интерпретации данных (CD диск с программой)



ООО "ЭМС"

607222 Нижегородская обл. г. Арзамас

ул. Казанская, стр. 2В


Тел +7(831) 4234721



*Фотографическое изображение 9 – Программа ввода, обработки и автоматической
интерпретации данных (CD диск с Программой), упаковка*



Фотографическое изображение 10 – Манжета к аппаратам для неинвазивного измерения артериального давления, многоразовая (взрослая) 25-35 см



Фотографическое изображение 11 – Манжета к аппаратам для неинвазивного измерения артериального давления, многоразовая (взрослая) 25-35 см (упаковка, вид сверху)



Фотографическое изображение 12 – Манжета к аппаратам для неинвазивного измерения артериального давления, многоразовая (взрослая большая) 33-47 см



Фотографическое изображение 13 – Манжета к аппаратам для неинвазивного измерения артериального давления, многоразовая (взрослая большая) 33-47 см (упаковка, вид сверху)



Фотографическое изображение 14 – Сумочка и поясной ремень для ношения регистратора



Фотографическое изображение 15 – Сумочка и поясной ремень для ношения регистратора

Комплекс аппаратно-программный
носимый с цифровой регистрацией АД и
ЧП "ЭМС-01"
ТУ 26.60.12-001-94865025-2020



ООО "ЭМС"

607222 Нижегородская обл. г. Арзамас ул. Казанская, стр. 2В
Тел +7(831) 4234721



_____ год.



Масса нетто: _____

Масса брутто: _____



Транспортировка: от - 50 °С до + 40°С по ГОСТ 15150 (усл.2)
Хранение: от - 50°С до +40 °С по ГОСТ 15150 (усл.2)
Эксплуатация: от + 1°С до +40 °С по ГОСТ 15150 (УХЛ 4.2)

РУ №

Сделано в России




IP 20

лекарственные средства и биологические материалы в составе изделия отсутствуют

Фотографическое изображение 16 – Транспортная упаковка




Фотографическое изображение 17 – Макет этикетки (полноцветный) регистратора носимого




Фотографическое изображение 18 – Макет маркировки этикетки Адаптера связи




Фотографическое изображение 19 – Макет маркировки манжеты Взрослая (25 – 35 см)




Фотографическое изображение 20 – Макет маркировки этикетки упаковки манжеты Взрослая (25 – 35 см)




Фотографическое изображение 21 – Макет маркировки манжеты Взрослая Большая (33 – 47 см)



Фотографическое изображение 22 – Макет маркировки этикетки упаковки манжеты Взрослая Большая (33 – 47 см)



Фотографическое изображение 23 – Макет маркировки этикетки упаковки «Сумочка и поясной ремень для ношения регистратора»



Фотографическое изображение 24 – Макет этикетки упаковки «Программа ввода, обработки и автоматической . интерпретации данных (CD диск с программой)»

Комплекс аппаратно-программный носимый с
цифровой регистрацией АД и ЧП
"ЭМС-01"

ТУ 26.60.12-001-94865025-2020



ООО "ЭМС"

607222 Нижегородская обл. г. Арзамас ул. Казанская,
стр. 2В Тел +7 (831) 4234721






_____.202_ год.



Масса нетто:

Масса брутто:



Транспортировка: от - 50 °С до + 40°С по ГОСТ 15150 (усл.2)

Хранение: от + 5°С до +40 °С по ГОСТ 15150 (усл.2)

Эксплуатация: от + 1°С до +40 °С по ГОСТ 15150 (УХЛ 4.2)

РУ № _____

Сделано в России



IP 20

лекарственные средства и биологические материалы в составе изделия отсутствуют

Фотографическое изображение 25 – Макет этикетки упаковки комплекса "ЭМС-01"

Упаковочный лист

**Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой регистрацией АД и ЧП
«ЭМС-01»**

по ТУ 26.60.12-001-94865025-2020

ООО “Электронные Медицинские Системы” (ООО “ЭМС”)

В данной упаковке находятся следующие изделия:

№ пп	Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
1	<i>Регистратор носимый «ЭМС-01»</i>	1	
2	<i>Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных (CD диск с программой)</i>	1	
3	<i>Адаптер связи и кабель соединительный для подключения Адаптера связи к ПК</i>	1	
4	<i>Сумочка и поясной ремень для ношения регистратора</i>	1	
5	<i>Манжеты к аппаратам для неинвазивного измерения артериального давления многоразовые: (взрослая) 25-35 см. Пневмокамера 220x120 мм</i>	1	
6	<i>Манжеты к аппаратам для неинвазивного измерения артериального давления многоразовые: (взрослая большая) 33-47 см. Пневмокамера 300x160 мм</i>	1	
8	<i>Руководство по эксплуатации</i>	1	
9	<i>Руководство пользователя</i>	1	
10	<i>Паспорт</i>	1	
14	<i>Упаковочный лист</i>	1	

Примечание:

Комплексы устанавливаются на рабочую станцию (персональный компьютер) заказчика.

Минимальные требования к рабочей станции (персональному компьютеру) заказчика указаны в ТУ 26.60.12-001-94865025-2020,

Руководстве по эксплуатации, Руководстве пользователя.

Упаковку производил упаковщик склада готовой продукции:

Подпись	Фамилия	Число, месяц, год
---------	---------	-------------------

Упаковку проверил контроллер ОТК:

Подпись	Фамилия	Число, месяц, год
---------	---------	-------------------

Фотографическое изображение 26 – Макет упаковочного листа комплекса “ЭМС-01”

Таблица 1 – Используемые символы

Символ	Обозначения
	Внимание!
	Серийный номер
	Дата изготовления
	Символ производителя
	Рабочая часть типа BF с защитой от импульсов дефибриллятора
	Знак утверждения типа средства измерения
	Смотрите руководство по эксплуатации
	Не разбирать
	Особая утилизация
IP20	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)
	Хрупкое. Осторожно
	Верх
	Беречь от влаги
30 kg max 	Штабелирование ограничено
	Температурный диапазон
	Номер по каталогу
	Код партии
	Не стерильно
	Не содержит натуральный латекс
	Стирка температура воды 30 градусов
	Гладить запрещено
	Отбеливание запрещено
	Профессиональная чистка, Деликатный режим операции

Всего прошнуровано и скреплено

печатью Двадцать одна лист(ов)

директор ООО "ЭМС"

Пономарев Е.В.

