

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ВИБА»

 Петров В. М.

« 14 » марта 2022 г.

Покрывало спасательное «Защита» для предохранения
от переохлаждения или перегрева по
ТУ 9398-001-27955879-2014

Фотографические изображения медицинского изделия



Рисунок 1 – Общий вид. Сложенное



Рисунок 2 – Общий вид. Развернутое

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТА

для предохранения
от переохлаждения или перегрева.

160x210 см серебристый/золотистый

**Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:**

1. Расстелить спасательное покрывало;
2. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
3. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
4. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
5. Вызвать «Скорую помощь».



**Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:**

1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Рисунок 3 – Индивидуальная упаковка

Рег. уд. № РЗН 2015/3146 от 07.10.2015 г.
ТУ 9398-001-27955879-2014
ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 50444-2020
Срок годности: 20 лет
Дата изготовления: март 2022 г.
Хранить при температуре: от -50°C до +50°C
(условия хранения 5 по ГОСТ 15150)
Утилизировать в соответствии с
СанПиН 2.1.3684-21

Производитель:
ЗАО «ВИБА»
Россия,
117405, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 54 корп. 1
Тел.: (495) 795-3350, (495) 225-1408
E-mail: viba@viba.ru
www.viba.ru



Рисунок 4 – Индивидуальная упаковка

Рег. уд. № РЗН 2015/3146 от 07.10.2015 г.
ТУ 9398-001-27955879-2014
ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 50444-2020

Срок годности: 20 лет

Дата изготовления: март 2022 г.

Хранить при температуре: от -50°C до +50°C
(условия хранения 5 по ГОСТ 15150)

Утилизировать в соответствии с
СанПин 2.1.3684-21

Производитель:

ЗАО «ВИБА»

Россия,

117405, г. Москва,

ул. Дорожная, д. 54 корп. 5

Тел.: (495) 795-3350, (495) 225-1408

E-mail: viba@viba.ru

www.viba.ru

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТА ЗАЩИТА

для предохранения
от переохлаждения или перегрева.

160x210 см серебристый/золотистый

Защита от переохлаждения, серебристой стороной к телу:

1. Расстелить спасательное покрывало;
2. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
3. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
4. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
5. Вызвать «Скорую помощь».

Защита от перегрева, золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим: за 4 угла.

Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Рисунок 5 – Индивидуальная упаковка. Проект маркировки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов
Подпись _____

М.П. _____

