



Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-350-"ФОТЕК"
по ТУ 9444-011-41747567-2005 в следующих исполнениях:
ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК», ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК», ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»


Фотографическое изображение передней панели ВЧ электрохирургического блока для аппарата ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»



























Фотографическое изображение упаковки аппаратов электрохирургических высокочастотных ЭХВЧ-350-"ФОТЕК"
по ТУ 9444-011-41747567-2005 в следующих исполнениях:
ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК», ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК», ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»



Фотографическое изображение принадлежностей (педаль одноклавишная «ТЕРМОШОВ», педаль двухклавишная МОНО 1, педаль двухклавишная БИ)





Педаль двухклавишная МОНО





Фотографическое изображение стойки передвижной с принадлежностями СП-"ФОТЕК",
регистрационное удостоверение от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790

Модуль базовый с одной колонной
исполнение СП1-01-"ФОТЕК" (450x530x800мм)
исполнение СП1-02-"ФОТЕК" (450x530x1030мм)



Модуль базовый с двумя колоннами
исполнение СП2-01-"ФОТЕК" (470x545x785мм)
исполнение СП2-02-"ФОТЕК" (700x675x785мм)
исполнение СП2-03-"ФОТЕК" (470x545x1105мм)
исполнение СП2-04-"ФОТЕК" (700x675x1105мм)
исполнение СП2-05-"ФОТЕК" (470x545x1400мм)
исполнение СП2-06-"ФОТЕК" (700x675x1400мм)
исполнение СП2-07-"ФОТЕК" (700x675x1700мм)



Стойка передвижная с принадлежностями СП-"ФОТЕК" в упаковке



Фотографическое изображение шнура питания




Фотографическое изображение предохранителей, 5 x 20мм, 250В, F 3А




Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения:


Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для пациента массой более 15 кг, исполнение 1, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830




Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для пациента массой более 15 кг, исполнение 2, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830



Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для пациента массой (5 – 15) кг, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830



Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для пациента массой менее 5 кг, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830






Группа ШГИД.03.759.000. Монополярные инструменты (электроды):

- с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника.
- с каналом для аспирации (ирригации).




Группа ШГИД.03.759.010. Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений:

- с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя);
- с каналом для аспирации.




Группа ШГИД.03.759.020. Монополярные инструменты (электроды):

для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы.




Группа ШГИД.03.759.030. Монополярные инструменты (электроды):

- для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы);
- для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы;
- для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы).






Группа ШГИД.03.759.050. Монополярные инструменты (электроды):
пинцеты с соединителем или контактом для касания




Группа ШГИД.03.759.060. Биполярные инструменты (электроды):

- пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®);
- пинцеты с каналом для ирригации.




Группа ШГИД.03.759.070. Биполярные инструменты (электроды):

- зажимы для лигирования крупных сосудов;
- ножницы;
- игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые.




Группа ШГИД.03.759.080. Биполярные инструменты (электроды):

- для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры;
- для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка.




Группа ШГИД.03.759.090. Держатели (кабели):

- для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления;
- для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов);
- для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов;
- адаптеры.



Группа ШГИД.03.759.100. Держатели (кабели):

- для подключения биполярных инструментов (электродов);
- для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов);
- адаптеры.






Группа ШГИД.03.759.130. Кабели для подключения нейтральных электродов.




Группа ШГИД.03.759.140. Держатели (кабели) (ШГИД.03.759.140):

- для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления;
- для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений.









Прошито и пронумеровано 28
(тридцать восемь) листов.
Директор ООО "ФОТЕК"
_____ А.В.Малеев
М.П. _____





УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «ФОТЕК»

А.В. Малеев


«30» января 2024 г.

Маркировка медицинского изделия «Аппараты электрохирургические высокочастотные ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005 в следующих исполнениях: ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК», ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК», ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»


1. Маркировка ВЧ электрохирургического блока (далее – блока)

1.1 Маркировка передней панели и выходов блока:


ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»:




ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»:



ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»



1.2 Маркировка сетевого выключателя



1.3 Маркировка на нижней панели блока:

ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»



ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»



ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»



1.4 Основная маркировка на задней панели блока:
ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»:

Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005
в исполнении ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»
ВЧ электрохирургический блок
РУ № ФСР 2010/07372 от 31.12.2020
SN XXXXXX-A  XX.XXXX



ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, литер А
тел. +73432176340 e-mail: fotek@fotek.ru <https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60Гц, 650 В·А
    IPX1 
Режим работы: 10 с - активация; 30 с - пауза

ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»:

Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005
в исполнении ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»
ВЧ электрохирургический блок
РУ № ФСР 2010/07372 от 31.12.2020
SN XXXXXX-A  XX.XXXX



ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, литер А
тел. +73432176340 e-mail: fotek@fotek.ru <https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60Гц, 650 В·А
    IPX1 
Режим работы: 10 с - активация; 30 с - пауза

ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»


Аппарат электрохирургический высокочастотный
ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005
в исполнении ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»
ВЧ электрохирургический блок
РУ № ФСР 2010/07372 от 31.12.2020
SN XXXXXX-A  XX.XXXX





ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, литер А
тел. +73432176340 e-mail: fotek@fotek.ru <https://fotek.ru>

~220/230 В, 50/60Гц, 650 В·А
    IPX1 
Режим работы: 10 с - активация; 30 с - пауза


1.5 Маркировка места присоединения педалей на задней панели блока:
ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»:



ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»:



ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»



1.6 Маркировка схематического обозначения, типа и номинала предохранителей
на задней панели блока для всех исполнений



2. Маркировка шнура питания




3. Маркировка педалей



Дополнительная маркировка верхней поверхности педалей:

Маркировка педали одноклавишной БИ	БИ
Маркировка педали двухклавишной БИ	
Маркировка педали одноклавишной ТЕРМОШОВ	Т
Маркировка педали двухклавишной МОНО	МОНО
Маркировка педали двухклавишной МОНО 1	МОНО 1
Маркировка педали двухклавишной МОНО 2	МОНО 2

4. Маркировка упаковки



1



ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»

REF E352MB SN XXXXXX-A	
Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07372 от 31.12.2020	
	
	
XX.XXXX	
	
	
	ООО "ФОТЕК" 620049, обл. Свердловская г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145А, лит А тел. +7(343)217-63-60 https://fotok.ru e-mail: fotok@fotok.ru
[01]4660077338053	[21]XXXXXX-A

ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»

REF E353MB SN XXXXXX-A	
Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07372 от 31.12.2020	
	
	
XX.XXXX	
	
	
	ООО "ФОТЕК" 620049, обл. Свердловская г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145А, лит А тел. +7(343)217-63-60 https://fotok.ru e-mail: fotok@fotok.ru
[01]04660077338541	[21]XXXXXX-A

ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»

REF E354MB SN XXXXXX-A	
Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07372 от 31.12.2020	
	
	
XX.XXXX	
	
	
	ООО "ФОТЕК" 620049, обл. Свердловская г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145А, лит А тел. +7(343)217-63-60 https://fotok.ru e-mail: fotok@fotok.ru
[01]4660077338046	[21]XXXXXX-A

ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»:

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»		
РУ № ФСР 2010/07372 от 31.12.2020		
SN	XXXXXX-A	
Место/Мест	___ / ___	Масса брутто 


ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»:

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»	
РУ № ФСР 2010/07372 от 31.12.2020	
SN	XXXXXX-A
Место/Мест ___ / ___ Масса брутто	

ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»:

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-«ФОТЕК» по ТУ 9444-011-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»	
РУ № ФСР 2010/07372 от 31.12.2020	
SN	XXXXXX-A
Место/Мест ___ / ___ Масса брутто	

4



Прошито и пронумеровано 8
(восемь) листов.

Директор ООО "ФОТЕК"
А.В.Малеев

М.П.

