

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS, CS Medica, варианты исполнения



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica KIDS CS-84-B



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica KIDS CS-84-D



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-91



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-92



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-93



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-94



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-95

Маркировка медицинского изделия

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica KIDS • Модель: CS-84-B
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica KIDS • Модель: CS-84-D
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica • Модель: CS-91
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica • Модель: CS-92
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica • Модель: CS-93
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica • Модель: CS-94
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

CS MEDICA Термометр электронный медицинский **IP27**
CS Medica • Модель: CS-95
 JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365, Wuzhou Road,
 Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city,
 311100 Zhejiang, China Сделано в Китае

 1xLR41
 (1,5 В пост. тока,
 0,375 мВт)
 ГТГГ-ММ-ДД
 SN XXXXXXXX   0197 

Маркировка, наносимая на лицевую поверхность медицинского изделия
Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B



Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94




Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95



Макет маркировки товарной упаковки:

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B



Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-93

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.

*при ректальном измерении


** $\pm 0,1$ °C в пределах от 32,0 до 42,0 °C



В комплекте:



Элемент питания
типа LR41 (1 шт.)



Футляр
для хранения
прибора



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным
талоном

ООО «СиЭс Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125493, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел.: 8(495) 105-90-23



E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru csmedica.ru

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Сделано в Китае



Версия макета упаковки
105027 12-2023



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-93



**БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 50 СЕК.***



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

ПАМЯТЬ



ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ**



*Выбираем
здоровье*


Производитель:
JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. (ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.)
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
(No. 365, Вуджау Роуд, Юань Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьдзюу сити, 311100 Дзяньзянь, Китай)
+8657181957767

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94

CS ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-94

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.

*при ректальном измерении
**±0,1 °C в пределах от 32,0 до 42,0 °C



ООО «Сис-Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125483, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел: 8(495) 105-90-23

E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-90

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru csmedica.ru

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Сделано в Китае



Версия каталога: 10/2017 12-2021





CS ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-94



БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 20 СЕК.*



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



*Выбираем
здоровье*

Производитель:
JUYI TECH HEALTHCARE CO LTD (ДЖОЙТЕК ХЕЛТХКЭР КО. ЛТД.)
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
(No.365, Вуджэу Роуд, Юхань Экономический Девелопмент Зон,
Ханьджоу сити, 311100 (Джэньцзян, Китай)
+8657181957767


Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95

CS
СИЭС МЕДИКА

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-95

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.

*при ректальном измерении
** $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ в пределах от $32,0$ до $42,0^{\circ}\text{C}$



ООО «СиЭс Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125483, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел: 8(495) 105-90-23

E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru csmedica.ru

ГАРАНТИЯ **2** ГОДА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



Сделано в Китае



CS
СИЭС МЕДИКА

ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-95



БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 20 СЕК.*




ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ




ГИБКИЙ НАКОНЕЧНИК


Выбираем
здоровье




ПАМЯТЬ



БОЛЬШОЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ



ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ**


Производитель:
JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. (ДЖОЙТЕК ХЭЛТХКЭР КО. ЛТД.)
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
(No.365, Вуджэу Роуд, Юхань Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу СИТИ, 311100, Дженгзянь, Китай)
+8627181957767

Макет внутренней упаковки

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B
Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91
Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92
Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94
Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95



Макет маркировки транспортной упаковки:

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B

Electronic thermometer CS Medica KIDS

Art.: CS-84-B

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 63 X 44.5 X 45 cm.

GW: 16 kg.

NW: 15 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311108 Zhejiang, China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd.
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311108 Zhejiang, China
Made in China

FRAGILE
Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA KIDS**
Модель: CS-84-B
Номер партии
Количество: 300 шт.
Размеры короба: 63 X 44.5 X 45 cm.
Брутто: 16 кг.
Нетто: 15 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЕЛТХКЭА КО. ЛТД.
№366, Вуцзю Роуд, Юйханг Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311108 Динчжо-ань, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЕЛТХКЭА КО. ЛТД.
№366, Вуцзю Роуд, Юйханг Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311108 Динчжо-ань, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!
Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D

Electronic thermometer CS Medica KIDS

Art.: CS-84-D

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 63 X 44.5 X 45 cm.

GW: 16 kg.

NW: 15 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made in China

FRAGILE
Handle with care



CTN No: 1/....

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA KIDS

Модель: CS-84-D

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры коробки: 63 X 44.5 X 45 cm.

Брутто: 16 кг.

Нетто: 15 кг.

Производитель: ШОУТЭК ХЭНСИЯ КО. ЛТД.
No.366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Производственное подразделение: ШОУТЭК ХЭНСИЯ КО. ЛТД.
No.366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Сделано в Китае

Осторожно!
Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-91

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 49X 36X 40.5 cm.

GW: 12 kg.

NW: 11 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA**

Модель: CS-91

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 49 X 36 X 40.5 cm.

Брутто: 12 кг.

Нетто: 11 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСХЕА КО. ЛТД.
№.366, Вуджау Роуд, Юйханг Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311100 Джэцзянг, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСХЕА КО. ЛТД.
№.366, Вуджау Роуд, Юйханг Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311100 Джэцзянг, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-92

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 49X 36X 40.5 cm.

GW: 12 kg.

NW: 11 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd.
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA**

Модель: CS-92

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 49 X 36 X 40.5 cm.

Брутто: 12 кг.

Нетто: 11 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСЬКА КО. ЛТД.
№.366, Вуджоу Роуд, Юйханг Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьчжоу сити, 311100 Диньцзянь, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСЬКА КО. ЛТД.
№.366, Вуджоу Роуд, Юйханг Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьчжоу сити, 311100 Диньцзянь, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-93

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 49X36X40.5 cm.

GW: 12 kg.

NW: 11 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co., Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Production facility: Joytech healthcare Co., Ltd.
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA**

Модель: CS-93

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры коробки: 49 X 36 X 40.5 cm.

Брутто: 12 кг.

Нетто: 11 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСЬКА КО. ЛТД.
No. 366, Вудзю Роуд, Юйхан Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311100 Дзяньцзянь, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСЬКА КО. ЛТД.
No. 366, Вудзю Роуд, Юйхан Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311100 Дзяньцзянь, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94

Electronic thermometer CS Medica Art.: CS-94 Lot No. Quantity in CTN : 300 pcs. CTN. Meas.: 57.5X 38.5 X 43 cm. GW: 17.8 kg. NW: 16.8 kg. Manufacturer: Joytech Healthcare Co., Ltd No. 368, Wushou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China Production facility: Joytech Healthcare Co., Ltd No. 368, Wushou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China Made in China	FRAGILE Handle with care  CTN No: 1/....	ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA Модель: CS-94 Номер партии Количество: 300 шт. Размеры короба: 38.5 X 57.5 X 43 см. Брутто: 17.8 кг. Нетто: 16.8 кг. Производитель: ДИОТЕК ХЭНСКЛА КО. ЛТД. №368, Вудшэу Роуд, Юйхан Экономическая Девелопмент Зоун, Хэньдэчу сэти, 311100 Дзяньцзян, Китай Производственное подразделение: ДИОТЕК ХЭНСКЛА КО. ЛТД. №368, Вудшэу Роуд, Юйхан Экономическая Девелопмент Зоун, Хэньдэчу сэти, 311100 Дзяньцзян, Китай Сделано в Китае	Осторожно! Хрупкое!  короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-95

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 57.5X 38.5 X 43 cm.

GW: 17.8 kg.

NW: 16.8 kg.

Manufacturer: Joytech Healthcare Co., Ltd
No. 366, Wushou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Production facility: Joytech Healthcare Co., Ltd
No. 366, Wushou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA

Модель: CS-95

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры коробка: 38.5 X 57.5 X 43 см.

Брутто: 17.8 кг.

Нетто: 16.8 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЕЛТХКЭР КО. ЛТД.
No. 366, Wushou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЕЛТХКЭР КО. ЛТД.
No. 366, Wushou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №: 1/....

Расшифровка символов маркировки представлена в таблице.

Символ	Расшифровка
	Знак утверждения типа средства измерения
	Знак соответствия директиве ЕС
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Производитель
	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа BF
IP XX	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)
	Надлежащая утилизация устройства
	Надлежащая утилизация элемента питания
	Диапазон температур
	Диапазон влажности
	Диапазон атмосферного давления
SN XXXXXXXXX	Серийный номер
	Элемент питания
	Дата изготовления в формате ГГГГ-ММ-ДД
	Беречь от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх

Пропнуровайно

Листов

21

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СИЭС МЕДИКА

Исаков А. Б.



Фотографические изображения медицинского изделия:

**Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS, CS Medica,
варианты исполнения**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica KIDS в вариантах исполнения: CS-84-B, CS-84-D



Благодарим Вас за приобретение термометра электронного медицинского CS Medica KIDS, варианты исполнения CS-84-B, CS-84-D.



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений Вашей температуры тела.


Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим изделием.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезной травме.

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения данного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышечной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе – полученные показания могут быть неточными, кроме того, это может привести к травме.
- При измерении во рту не кусайте наконечник термометра зубами, это может привести к поломке прибора и/или травме. Не допускается проведение измерения во рту детям младше 2 лет.
- При ректальном измерении не допускайте болевых ощущений, в противном случае возможна травма.
- Не измеряйте температуру во рту после проведения ректального измерения.
- Не бросайте элементы питания в огонь, они могут взорваться.
- Соблюдайте полярность при замене элемента питания. Несоблюдение полярности может привести к протеканию батареи, тепловыделению или взрыву и повреждению прибора.
- Если прибор не предполагается использовать два месяца и более, извлеките элементы питания.



1. Термометр



2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Мини-отвертка



4. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica KIDS в вариантах исполнения: CS-84-B, CS-84-D



Благодарим Вас за приобретение термометра электронного медицинского CS Medica KIDS, варианты исполнения CS-84-B, CS-84-D.



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений Вашей температуры тела.

Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим изделием.



1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезной травме.

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения данного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышечной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе – полученные показания могут быть неточными, кроме того, это может привести к травме.
- При измерении во рту не кусайте наконечник термометра зубами, это может привести к поломке прибора и/или травме. Не допускается проведение измерения во рту детям младше 2 лет.
- При ректальном измерении не допускайте болевых ощущений, в противном случае возможна травма.
- Не измеряйте температуру во рту после проведения ректального измерения.
- Не бросайте элементы питания в огонь, они могут взорваться.
- Соблюдайте полярность при замене элемента питания. Несоблюдение полярности может привести к протеканию батареи, тепловыделению или взрыву и повреждению прибора.
- Если прибор не предполагается использовать два месяца и более, извлеките элементы питания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica KIDS в вариантах исполнения: CS-84-B, CS-84-D



Благодарим Вас за приобретение термометра электронного медицинского CS Medica KIDS, варианты исполнения CS-84-B, CS-84-D.



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений Вашей температуры тела.


Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим изделием.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезной травме.

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения данного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышечной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе – полученные показания могут быть неточными, кроме того, это может привести к травме.
- При измерении во рту не кусайте наконечник термометра зубами, это может привести к поломке прибора и/или травме. Не допускается проведение измерения во рту детям младше 2 лет.
- При ректальном измерении не допускайте болевых ощущений, в противном случае возможна травма.
- Не измеряйте температуру во рту после проведения ректального измерения.
- Не бросайте элементы питания в огонь, они могут взорваться.
- Соблюдайте полярность при замене элемента питания. Несоблюдение полярности может привести к протеканию батареи, тепловыделению или взрыву и повреждению прибора.
- Если прибор не предполагается использовать два месяца и более, извлеките элементы питания.



1. Термометр




2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Мини-отвертка



4. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica KIDS

в вариантах исполнения:
CS-84-B, CS-84-D



Благодарим Вас за приобретение термометра электронного медицинского CS Medica KIDS, варианты исполнения CS-84-B, CS-84-D.



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений Вашей температуры тела.

Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим изделием.



1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезной травме.

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения данного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышечной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе – полученные показания могут быть неточными, кроме того, это может привести к травме.
- При измерении во рту не кусайте наконечник термометра зубами, это может привести к поломке прибора и/или травме. Не допускается проведение измерения во рту детям младше 2 лет.
- При ректальном измерении не допускайте болевых ощущений, в противном случае возможна травма.
- Не измеряйте температуру во рту после проведения ректального измерения.
- Не бросайте элементы питания в огонь, они могут взорваться.
- Соблюдайте полярность при замене элемента питания. Несоблюдение полярности может привести к протеканию батареи, тепловыделению или взрыву и повреждению прибора.
- Если прибор не предполагается использовать два месяца и более, извлеките элементы питания.

III. Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91, в составе:




1. Термометр



2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-91



Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-91.



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений Вашей температуры тела. Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим изделием.


1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезной травме.

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения данного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышечной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе –


IV. Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92, в составе:



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ




ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-92



Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-92.

Внимательно прочи-
тайте данное руковод-
ство по эксплуатации
перед использованием
прибора. Сохраните это
руководство для полу-
чения необходимых
сведений в будущем.



Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно кон-
кретных значений Вашей температуры тела.
Сообщайте упоможенному представителю производ-
теля обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим
изделием.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте
данный раздел.

Предупреждение! Следующие ситуации являются потен-
циально опасными и, если их не предотвратить, могут привести
к смерти или серьезной травме.

- Не допускайте самостоятельную постановку диагноза и/или
назначение лечения на основании результатов измерения дан-
ного термометра. Это может привести к ухудшению состояния.
Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижа-
ется в течение длительного времени, необходимо обратиться
за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких
детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается
применение прибора ребенком самостоятельно без контроля или
стороны взрослых. Если ребенок проглотит элемент питания или
крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту),
ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышеч-
ной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь
измерить температуру в других местах, например, в ухе.


1. Термометр



2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



**ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-92**



**Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-92.**

Внимательно прочи-
тайте данное руковод-
ство по эксплуата-
ции перед использованием
прибора. Сохраните это
руководство для полу-
чения необходимых
сведений в будущем.



Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно кон-
кретных значений Вашей температуры тела.
Сообщайте уполномоченному представителю производи-
теля обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим
изделием.


1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте
данный раздел.

**Предупреждение! Следующие ситуации являются потен-
циально опасными и, если их не предотвратить, могут привести
к смерти или серьезной травме.**

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения дан-ного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижа-ется в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышеч-ной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе –

V. Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93, в составе:



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ**



**ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-93**



Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-93.

Внимательно прочи-
тайте данное руково-
дство по эксплуатации
перед использованием
прибора. Сохраните это
руководство для полу-
чения необходимых
сведений в будущем.



Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно кон-
кретных значений Вашей температуры тела.
Сообщайте упоможенному представителю производителю
тепла обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим
изделием.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте
данные раздел.

Предупреждения! Следующие ситуации являются потен-
циально опасными и, если их не предотвращать, могут привести
к смерти или серьезной травме.

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или
назначение лечения на основании результатов измерения дан-
ного термометра. Это может привести к ухудшению состояния.

Следуйте инструкциям Вашего врача.

- При высокой температуре, а также если температура не снижа-
ется в течение длительного времени, необходимо обратиться
за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких
детей. Обратитесь к своему врачу.

- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается
применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со
стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или
крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.

- Данный термометр предназначен для орального (во рту),
ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышеч-
ной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь
измерить температуру в других местах, например, в ухе –


1. Термометр



2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-93



Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-93.

Внимательно прочи-
тайте данное руковод-
ство по эксплуатации
перед использованием
прибора. Сохраните это
руководство для полу-
чения необходимых
сведений в будущем.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно кон-
кретных значений Вашей температуры тела.
Сообщайте уполномоченному представителю производи-
теля обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим
изделием.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте
данный раздел.

**Предупреждение! Следующие ситуации являются потен-
циально опасными и, если их не предотвратить, могут привести
к смерти или серьезной травме.**

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или
назначение лечения на основании результатов измерения дан-
ного термометра. Это может привести к ухудшению состояния.
Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижа-
ется в течение длительного времени, необходимо обратиться
за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких
детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается
применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со
стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или
крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту),
ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышеч-
ной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь
измерить температуру в других местах, например, в ухе –

VI. Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94, в составе:




1. Термометр



2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

CS
MEDICA

**ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-94**



Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-94.

Внимательно прочи-
тайте данное руковод-
ство по эксплуатации
перед использованием
прибора. Сохраните это
руководство для полу-
чения необходимых
сведений в будущем.



Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно кон-
кретных значений Вашей температуры тела.
Сообщайте уполномоченному представителю производи-
теля обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим
изделием.


1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте
данный раздел.

**Предупреждение! Следующие ситуации являются потен-
циально опасными и, если их не предотвратить, могут привести
к смерти или серьезной травме.**

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или назначение лечения на основании результатов измерения дан-ного термометра. Это может привести к ухудшению состояния. Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижа-ется в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту), ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышеч-ной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь измерить температуру в других местах, например, в ухе –

VII. Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95, в составе:



1. Термометр



2. Элемент питания типа LR41 (1 шт.)



3. Футляр для хранения прибора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



**ТЕРМОМЕТР
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
CS Medica CS-95**



**Благодарим Вас
за приобретение
термометра
электронного
медицинского
CS Medica CS-95.**

Внимательно прочи-
тайте данное руковод-
ство по эксплуатации
перед использованием
прибора. Сохраните это
руководство для полу-
чения необходимых
сведений в будущем.



Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно кон-
кретных значений Вашей температуры тела.

Сообщайте уполномоченному представителю производи-
теля обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим
изделием.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте
данный раздел.

**Предупреждение! Следующие ситуации являются потен-
циально опасными и, если их не предотвратить, могут привести
к смерти или серьезной травме.**

- Не допускается самостоятельная постановка диагноза и/или
назначение лечения на основании результатов измерения дан-
ного термометра. Это может привести к ухудшению состояния.
Следуйте инструкциям Вашего врача.
- При высокой температуре, а также если температура не снижа-
ется в течение длительного времени, необходимо обратиться
за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких
детей. Обратитесь к своему врачу.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не допускается
применение прибора ребенком самостоятельно без контроля со
стороны взрослых. Если ребенок проглотил элемент питания или
крышку батарейного отсека, немедленно обратитесь к врачу.
- Данный термометр предназначен для орального (во рту),
ректального (в прямой кишке) и аксиллярного (в подмышеч-
ной впадине) измерения температуры тела. Не пытайтесь
измерить температуру в других местах, например, в ухе –

Пропнуковано

38 лнстов

Генеральный директор

ООО СнЗС Медика

Исакова



ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS, CS Medica, варианты исполнения



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica KIDS CS-84-B



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica KIDS CS-84-D



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-91



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-92



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-93



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-94



Термометр
электронный
медицинский CS
Medica CS-95

Маркировка медицинского изделия

CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica KIDS Модель: CS-84-B IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365,
Wuzhou Road, Yuhang Economic Development
Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,375 мВт)
SN



CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica KIDS Модель: CS-84-D IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD., No.365,
Wuzhou Road, Yuhang Economic Development
Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,375 мВт)
SN



CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica • Модель: CS-91 IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD.,
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang,
China • Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,375 мВт)
SN



CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica • Модель: CS-92 IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD.,
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang,
China • Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,375 мВт)
SN



CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica • Модель: CS-93 IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD.,
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang,
China • Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,375 мВт)
SN



CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica • Модель: CS-94 IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD.,
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang,
China • Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,480 мВт)
SN



CS MEDICA Термометр электронный медицинский
CS Medica • Модель: CS-95 IP27
JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD.,
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic
Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang,
China • Сделано в Китае
1xLR41
(1,5 В пост. тока,
0,480 мВт)
SN



Маркировка, наносимая на лицевую поверхность медицинского изделия
Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B



Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93



Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94




Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95




Макет маркировки товарной упаковки:

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B



Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D






ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-91

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.


*при ректальном измерении
** $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ в пределах от $32,0$ до $42,0^{\circ}\text{C}$



В комплекте:



Элемент питания
типа LR41 (1 шт.)



Футляр
для хранения
прибора



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным
талоном

ООО «СисЭс Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125493, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел.: 8(495) 105-90-23

E-mail: csinfo@csmedica.ru



Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru sisessmedica.prf

ГАРАНТИЯ **2** ГОДА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



IP27



4 607043 673947

Сделано в Китае



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-91



БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 20 СЕК.*



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

ПАМЯТЬ



ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ**



Выбираем
здоровье

Производитель:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. (ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.)
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
(No.365, Вуджау Роуд, Юхань Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьдзюу сити, 311100 Джензянь, Китай)
+8657181957767



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-92

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.

* при ректальном измерении


** $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ в пределах от $32,0$ до $42,0^{\circ}\text{C}$



В комплекте:

Элемент питания
типа LR41 (1 шт.)

Термометр



Футляр
для хранения
прибора



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным
талоном

ООО «Сизэ Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125493, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел.: 8(495) 105-90-23


E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru csizmedika.pф

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Сделано в Китае



Версия пакета упаковки
105027 12-2023



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-92



**БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 20 СЕК.***



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

ПАМЯТЬ



ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ**



*Выбираем
здоровье*




Производитель:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. (ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.)
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
(No.365, Вуджау Роуд, Юхань Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьдзюу сити, 311100 Дзеньзянь, Китай)
+8657181957767

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93


CS ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-93

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.


*при ректальном измерении
** $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ в пределах от $32,0$ до $42,0^{\circ}\text{C}$




В комплекте:



Элемент питания
типа LR41 (1 шт.)



Футляр
для хранения
прибора



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным
талоном

ООО «СисЭс Медика» – импортёр и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125493, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел.: 8(495) 105-90-23



E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru csizmedica.pdf

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Сделано в Китае



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-93




**БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 50 СЕК.***



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ПАМЯТЬ



**ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ**



**ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ****

*Выбираем
здоровье*

Производитель:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. (ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.)
No 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang China
(No 365, Вуджау Роуд, Юхань Экономик Деवलпмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Джензянь, Китай)
+8657181957767

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-94

Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.


*при ректальном измерении
** $\pm 0,1$ °C в пределах от 32,0 до 42,0 °C



В комплекте:

Элемент питания
типа LR41 (1 шт.)

Термометр



Футляр для
хранения прибора



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным
талоном

ООО «Сис Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125493, Москва, ул. Смоленская, д. 14

Тел.: 8(495) 105-90-23

E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru сисмедика.рф

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



0197
IP27



Сделано в Китае

4 607043 673978




ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-94




**БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 20 СЕК.***




ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ




ПАМЯТЬ



БОЛЬШОЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ



ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ**

*Выбираем
здоровье*



Производитель:
JOYICSI HEALTHCARE CO. LTD. (ДЖОНТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.)
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang China
(No. 365, Вуджау Роуд, Юхань Экономический Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дзянцзянь, Китай)
+8657181957767

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-95


Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, ректальным и аксиллярным способами.

*при ректальном измерении
***0,1 °C в пределах от 32,0 до 42,0 °C



В комплекте:

Элемент питания
типа LR41 (1 шт.)



Футляр для
хранения прибора



Руководство
по эксплуатации
с гарантийным
талоном

ООО «СиЗс Медика» – импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

125493, Москва, ул. Смольная, д. 14

Тел.: 8(495) 105-90-23

E-mail: csinfo@csmedica.ru


Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru cszmedica.ru

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



IP27

Сделано в Китае



ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS Medica CS-95



**БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ОТ 20 СЕК.***



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ГИБКИЙ НАКОНЕЧНИК

*Выбираем
здоровье*

ПАМЯТЬ



БОЛЬШОЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ



ОПОВЕЩАЕТ
О ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ**



Производитель:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. (ДЖОЙТЕК ХЭЛТХКЭ КО. ЛТД.)
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China
(No.365, Вуджоу Роуд, Юхань Экономический Девелопмент Зоун,
Ханьчжоу сити, 311100 Дзяньцзян, Китай)
+8657161957767


Макет внутренней упаковки

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91
Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92
Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94
Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95



Макет маркировки транспортной упаковки:

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-B

Electronic thermometer CS Medica KIDS

Art.: CS-84-B

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 63 X 44.5 X 45 cm.

GW: 16 kg.

NW: 15 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Made in China

FRAGILE
Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA KIDS**

Модель: CS-84-B

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 63 X 44.5 X 45 cm.

Брутто: 16 кг.

Нетто: 15 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No. 365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дзяньзянь, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No. 365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дзяньзянь, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!
Хрупкое!



короб №: 1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica KIDS CS-84-D

Electronic thermometer CS Medica KIDS Art.: CS-84-D Lot No. Quantity in CTN : 300 pcs. CTN. Meas.: 63 X 44.5 X 45 cm. GW: 16 kg. NW: 15 kg. Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd. No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China Made in China	FRAGILE Handle with care  CTN No: 1/....	ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA KIDS Модель:CS-84-D Номер партии Количество: 300 шт. Размеры короба: 63 X 44.5 X 45 см. Брутто: 16 кг. Нетто: 15 кг. Производитель:ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД. No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун, Ханьджоу сити, 311100 Джензянь, Китай Производственное подразделение:ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД. No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун, Ханьджоу сити, 311100 Джензянь, Китай Сделано в Китае	Осторожно! Хрупкое!  короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-91

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-91

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 49X 36X 40.5 cm.

GW: 12 kg.

NW: 11 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA

Модель: CS-91

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 49 X 36 X 40.5 cm.

Брутто: 12 кг.

Нетто: 11 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дженъзянь, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дженъзянь, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-92

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-92

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 49X 36X 40.5 cm.

GW: 12 kg.

NW: 11 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA**

Модель: CS-92

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 49 X 36 X 40.5 cm.

Брутто: 12 кг.

Нетто: 11 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дженъзянь, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун,
Ханьджоу сити, 311100 Дженъзянь, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-93

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-93

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 49X 36X 40.5 cm.

GW: 12 kg.

NW: 11 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd
No. 366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

**ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA**

Модель: CS-93

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 49 X 36 X 40.5 cm.

Брутто: 12 кг.

Нетто: 11 кг.

Производитель: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No.366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, Китай
Производственное подразделение: ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД.
No.366, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/...

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-94

Electronic thermometer CS Medica Art.: CS-94 Lot No. Quantity in CTN : 300 pcs. CTN. Meas.: 57.5X 38.5 X 43 cm. GW: 17.8 kg. NW: 16.8 kg. Manufacturer: Joytech healthcare Co.,Ltd No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China Production facility: Joytech healthcare Co.,Ltd. No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang ,China Made in China	FRAGILE Handle with care  CTN No: 1/....	ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA Модель: CS-94 Номер партии Количество: 300 шт. Размеры короба: 38.5 X 57.5 X 43 cm. Брутто: 17.8 кг. Нетто: 16.8 кг. Производитель:ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД. No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун, Ханьджоу сити, 311100 Дженъзянь, Китай Производственное подразделение:ДЖОЙТЕК ХЭЛСКЕА КО. ЛТД. No.365, Вуджау Роуд, Юйхан Экономик Девелопмент Зоун, Ханьджоу сити, 311100 Дженъзянь, Китай Сделано в Китае	Осторожно! Хрупкое!  короб №:1/....

Термометр электронный медицинский CS Medica CS-95

Electronic thermometer CS Medica

Art.: CS-95

Lot No.

Quantity in CTN : 300 pcs.

CTN. Meas.: 57.5X38.5 X 43 cm.

GW: 17.8 kg.

NW: 16.8 kg.

Manufacturer: Joytech healthcare Co., Ltd
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Production facility: Joytech healthcare Co., Ltd.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou City, 311100 Zhejiang, China
Made in China

FRAGILE

Handle with care



CTN No: 1/....

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ CS MEDICA

Модель: CS-95

Номер партии

Количество: 300 шт.

Размеры короба: 38.5 X 57.5 X 43 см.

Брутто: 17.8 кг.

Нетто: 16.8 кг.

Производитель: ДИНОТЕН КЭМСИЛА КО. ЛТД.
No.365, Вуцзюу Роуд, Юйханг Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311100 Дзиньцзян, Китай
Производственное подразделение: ДИНОТЕН КЭМСИЛА КО. ЛТД.
No.365, Вуцзюу Роуд, Юйханг Экономический Развлопмент Зоун,
Ханчжоу сити, 311100 Дзиньцзян, Китай
Сделано в Китае

Осторожно!

Хрупкое!



короб №:1/....

Расшифровка символов маркировки представлена в таблице.

Символ	Расшифровка
	Знак утверждения типа средства измерения
	Знак соответствия директиве ЕС
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Производитель
	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа BF
IP XX	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)
	Надлежащая утилизация устройства
	Надлежащая утилизация элемента питания
	Диапазон температур
	Диапазон влажности
	Диапазон атмосферного давления
SN	Серийный номер
	Элемент питания
	Беречь от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх

Прошнуровано

21 лист

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СхЭс Медика

Исаков А. Б.

