

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НЬЮФАРМ»



Л.С. Панцуркина
2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТОВ МАРКИРОВКИ

Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012

Бинты выпускаются двух видов: типовые и быстросхватывающиеся, в нестерильном виде, шириной 5,0 см, 6,0 см, 7,5 см, 8,0 см, 10,0 см, 12,5 см, 14,0 см, 15,0 см, 17,5 см, 20,0 см, 25,0 см, 30,0 см и длиной 1,5 м, 2,0 м, 2,7 м, 3,0 м, 4,0 м, 4,6 м, 5,0 м, 8,0 м, 10,0 м, 15,0 м и 20,0 м.

ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ



БИНТ ГИПСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

Хсм х Хм

ТУ 9393-003-71847378-2012

Регистрационное удостоверение:

Предназначен для однократного применения. Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок, для изготовления лангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия. Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению. Утилизация: относится к отходам класса А, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Дата изготовления

Годен до

Партия №

Количество -

Производитель/Организация, принимающая претензии:

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»
(ООО «НЬЮФАРМ»).

Юридический, почтовый адрес : 155815, Россия,
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1,

Тел.: (49331) 2-00-63, 8-800-555-00-63 звонок бесплатный

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru

Адрес места производства:

Время образования устойчивой формы модельного образца
повязки прямоугольной формы, мин.: не менее 5, но не более 10.

Хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении
на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов,
и защитить от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Поверхностная плотность: не менее 300 г/кв.м, но не более 700 г/кв.м.

ШТРИХ-КОД



БИНТ ГИПСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТИПОВОЙ

Хсм х Хм

ТУ 9393-003-71847378-2012

Регистрационное удостоверение:

Предназначен для однократного применения. Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок, для изготовления лангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия. Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению. Утилизация: относится к отходам класса А, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Дата изготовления:

Годен до:

Партия №

Количество -

Производитель/Организация, принимающая претензии:

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»
(ООО «НЬЮФАРМ»).

Юридический, почтовый адрес : 155815, Россия,
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1.

Тел.: (49331) 2-00-63, 8-800-555-00-63 звонок бесплатный

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru

Адрес места производства:

Время образования устойчивой формы модельного образца
повязки прямоугольной формы, мин.: не менее 5, но не более 10.

Хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении
на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов,
и защитить от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Поверхностная плотность: не менее 300 г/кв.м, но не более 700 г/кв.м.

ШТРИХ-КОД



БИНТ ГИПСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

Хсм х Хм

ТУ 9393-003-71847378-2012

Регистрационное удостоверение:

Предназначен для однократного применения. Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок, для изготовления лангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия. Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению. Утилизация: относятся к отходам класса А, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Дата изготовления:

Годен до:

Партия №

Количество -

Производитель/Организация, принимающая претензии:

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»

(ООО «НЬЮФАРМ»).

Юридический, почтовый адрес : 155815, Россия,

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1,

Тел.: (49331) 2-00-63, 8-800-555-00-63 звонок бесплатный

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru

Адрес места производства:

Время образования устойчивой формы модельного образца повязки прямоугольной формы, мин.: не менее 2, но не более 4.

Хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, и защитить от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Поверхностная плотность не менее 300 г/кв м, но не более 700 г/кв м

ШТРИХ-КОД



БИНТ ГИПСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТИПОВОЙ

Хсм х Хм

ТУ 9393-003-71847378-2012

Регистрационное удостоверение:

Предназначен для однократного применения. Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок, для изготовления лангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия. Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению. Утилизация: относится к отходам класса А, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Дата изготовления:

Годен до:

Партия №

Количество

Производитель/Организация, принимающая претензии:

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»

(ООО «НЬЮФАРМ»).

Юридический, почтовый адрес : 155815, Россия,

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1,

Тел.: (49331) 2-00-63, 8-800-555-00-63 звонок бесплатный

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru

Адрес места производства:

Время образования устойчивой формы модельного образца повязки прямоугольной формы, мин.: не менее 5, но не более 10.

Хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов,

и защитить от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Поверхностная плотность не менее 300 г/кв м, но не более 700 г/кв м

ШТРИХ-КОД

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

на 5 (Пяти) листах

Директор ООО «НЬЮФАРМ»

Л.С. Паниуркина





Л.С. Панцуркина
2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012

Бинты выпускаются двух видов: типовые и быстросхватывающиеся, в нестерильном виде, шириной 5,0 см, 6,0 см, 7,5 см, 8,0 см, 10,0 см, 12,5 см, 14,0 см, 15,0 см, 17,5 см, 20,0 см, 25,0 см, 30,0 см и длиной 1,5 м, 2,0 м, 2,7 м, 3,0 м, 4,0 м, 4,6 м, 5,0 м, 8,0 м, 10,0 м, 15,0 м и 20,0 м.

Общий вид Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
быстрохватывающийся (без упаковки)



Общий вид Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
типовой (без упаковки)



Общий вид медицинского изделия:

Вид 1. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
быстросхватывающийся в потребительской упаковке.



Общий вид медицинского изделия:
Вид 1. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
быстрохватывающийся в потребительской упаковке.



Общий вид медицинского изделия:
Вид 2. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
типовой в потребительской упаковке.



Общий вид медицинского изделия:
Вид 2. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
типовой в потребительской упаковке.




БИНТ ГИПСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТИПОВОЙ

12,5см x 5м

ТУ 9393-003-71847378-2012

Регистрационное удостоверение:

Предназначен для однократного применения. Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок, для изготовления пангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия. Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению. Утилизация: относится к отходам класса А, утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Дата изготовления:

Годен до:

Партия №

Количество -

Производитель/Организация, принимающая претензии:

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»
(ООО «НЬЮФАРМ»).

Юридический, почтовый адрес: 155015, Россия,

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1,

Тел.: (49331) 2-00-63, 8-800-555-00-63 звонок бесплатный

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru

Адрес места производства: 155015, Россия, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1,

Время образования устойчивой формы модельного образца повязки прямоугольной формы, мин.: не менее 5, но не более 10. Хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, и защитить от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Поверхностная плотность: не менее 300 г/кв.м, но не более 700 г/кв.м.



4 660026 033518

Общий вид медицинского изделия:

Вид 1. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
быстрохватывающийся в транспортной упаковке.



Общий вид медицинского изделия:

Вид 1. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
быстрохватывающийся в транспортной упаковке.



Общий вид медицинского изделия:

Вид 2. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
типовой в транспортной упаковке.



Общий вид медицинского изделия:
Вид 2. Бинт гипсовый медицинский по ТУ 9393-003-71847378-2012
типовой в транспортной упаковке.



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

на 11 (Одиннадцати) листах

Директор ООО «НЬЮФАРМ»

Л.С. Паниуркина

