



Утверждаю
Директор ООО «ГРАНИ»
Занин В.А.
« 22 » декабря 2022 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

Бахилы медицинские одноразовые нестерильные
ТУ 32.50.50-003-35196086-2021

Нестерильно

В соответствии с извещением № 5-2022 изм. 3 от 11.11.2022 г.

Назначение изделия: Бахилы медицинские одноразовые нестерильные надеваются на обувь и обеспечивают предотвращения заноса инфекции в медицинские учреждения с загрязненной обувью и возможностью последующего распространения инфекции воздушно-пылевым путем. Использование бахил медицинских обеспечивает гигиеничность выполнения медицинских манипуляций и чистоту в учреждении в целом.

Область применения: для обеспечения больниц, родильных домов, стоматологических, косметических клиник и лечебно-профилактических учреждений.

Показания к применению: как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестного заражения между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

Противопоказания к применению и побочные действия – отсутствуют.

Ограничения к применению: бахилы одеваются на женскую и мужскую обувь с 35 по 47 размер.

Ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

Комплект поставки: указан на этикетке.

Общие сведения: водоупорность материала - водонепроницаем.

Кратковременный контакт с неповрежденной кожей.

Комплект поставки:

а) Бахилы в потребительской упаковке по 1 паре, 2 пары, 3 пары, 5 пар, 10 пар, 25 пар, 50 пар, 100 пар, 250 пар.

- Инструкция по применению - 1 шт. на упаковку.

б) Бахилы в транспортной упаковке по 500 пар, 1000 пар, 1500 пар, 2000 пар, 2500 пар, 3000 пар.

- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.

Основные размеры: для одинарных бахил: высота-(140±20)мм, длина-(400±20)мм; для бахил с двойной подошвой: высота -(140±20)мм, длина (400±20)мм; длина второго слоя-(400±20)мм;

Масса одной пары бахил, от (1,9 ±0,7) г до (9 ±1,4) г

Изделие представляет собой бахилу изготовленную из полиэтиленовой плёнки низкого давления по ТУ 32.50.50-003-35196086-2021 с одной или двумя резинками, закреплённой сварным швом.

Упаковка: При упаковке бахилы помещают в пакет изготовленный из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354-82. Затем бахилы в потребительской упаковке укладываются в коробку, изготовленный из картона по ГОСТ 33781-2016.

Примечание: Бахилы могут быть уложены непосредственно в транспортную упаковку, коробку из картона по ГОСТ 33781-2016.

Меры безопасности: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ.

Бахилы предназначены ТОЛЬКО для одноразового использования.

Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на этикетке.

Подготовка изделия к работе: Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

Способ применения: Для применения каждая бахила надевается на обувь.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную упаковку, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной упаковке и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 в соответствии с условиями хранения 2 (при температуре от + 40 °С до -50°С)

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в потребительской упаковке либо в транспортной упаковке в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре от + 40 °С до -50°С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения бахил - 5 лет.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат

Утилизация: Неиспользованные бахилы и бахилы после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21 как бытовые отходы.

Изготовитель: ООО «ГРАНИ»

Юридический адрес: 614097. Россия. Пермский край, город Пермь, улица Песчаная, дом 1А, помещение 1

Телефон: 8 922 3681142