

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая хирургическая нестерильная по ГОСТ 5556-2022



Вата медицинская гигроскопическая хлопковая хирургическая вырабатывается из 100% хлопкового волокна. Вата медицинская хлопковая хирургическая нестерильная применяется для проведения медицинских процедур в быту и хирургии в качестве тампонов и перевязочных средств при кратковременном контакте с неповрежденной кожей и слизистыми оболочками. Вата медицинская гигроскопическая хлопковая хирургическая нестерильная противопоказаний к применению не имеет.

Хирургическая нестерильная вата выпускается фасованной в пачке и спрессованной в кипах. Фасовка производится в рулонах массой (г) по 25, 50, 100, 250. Кипы прессуют массой (кг) по 20, 30, 40, 50. Фасовку в пачки по согласованию с потребителем производят либо в оберточную бумагу, либо в полиэтиленовую пленку, на которые наносятся необходимые реквизиты. Пачки ваты упаковывают в мешки из полиэтиленовой пленки. Кипы спрессованной ваты обертывают в бумагу и обшивают паковочной тканью, на которой штампуют необходимые реквизиты.

Вату транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

Упакованная вата должна храниться в складских помещениях, на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков, влаги и различных загрязнений. В бытовых условиях вата должна храниться в специально отведенных местах для хранения средств медицинского назначения.

Для освобождения ваты от упаковочного материала необходимо разорвать оболочку, перекрутив упаковку в ее центральной части движением правой и левой рук, направленных в противоположные стороны. После вскрытия упаковки применить вату по назначению. Срок хранения ваты в неповрежденной упаковке не менее 5 лет.

Изготовитель гарантирует, при соблюдении потребителем правил хранения и транспортирования, гарантийный срок хранения 5 лет.

Утилизация ваты осуществляется в установленном порядке в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, утилизируется в качестве бытовых отходов.

Организация-производитель:

Индивидуальный предприниматель Шнянина Наталья Николаевна

346527, г. Шахты, Ростовская область, ул. Ворошилова, 2

Тел: 89524119895

ИП Шнянина Н.Н.

Шнянина Н.Н.

Суханова М.М.

