

**Фотографические изображения и проект маркировки
медицинского изделия
Аппарат для хирургии и имплантологии
Surgic PRO2 OPT в составе:**

Фото 1. Общий вид изделия.



Фото 2. Блок управления Pro2 Unit Set, модель NE335



Фото 3. Блок управления Pro2 Unit Set, модель NE335



Фото 4. Блок управления Pro2 Unit Set, модель NE335



Фото 5. Блок управления Pro2 Unit Set, модель NE335



Фото 6. Блок управления Pro2 Unit Set, модель NE335






Фото 9. Блок управления Pro2 Unit Set, модель NE335



Фото 10. Микромотор со шнуром 2м., варианты исполнения по необходимости: модель SGL80M - с подсветкой, модель SG80M – без подсветки.




Фото 11. Микромотор со шнуром 2м., варианты исполнения по необходимости: модель SGL80M - с подсветкой



Фото 12. Микромотор со шнуром 2м., варианты исполнения по необходимости: модель SG80M – без подсветки.



Фото 13. Микромотор в коробке со шнуром 2м., варианты исполнения по необходимости: модель SGL80M - с подсветкой, модель SG80M – без подсветки.




Фото 14. Защитная заглушка для микромотора при автоклавировании Protection Plug



Фото 15. Уплотнительное кольцо для защитной заглушки O-Ring (Protection Plug) 2шт.




Фото16. Уплотнительное кольцо для микромотора (Motor) 2шт




Фото 17. Щелочная батарея для связи с педалью AAA 3 шт.



Фото 18. Клипса для крепления шлангов (Tube Holder) в упаковке - 7 шт.




Фото 19 .Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель Ti-Max X-SG20L - с подсветкой (ПУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 20. Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель Ti-Max X-SG20L - с подсветкой (РУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 21. Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель Ti-Max X-SG20L - с подсветкой (ПУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 22. Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель Ti-Max X-SG20L - с подсветкой (РУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 23. Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель S-Max SG20L - без подсветки. (РУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 24. Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель S-Max SG20L - без подсветки. (РУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 25. Наконечники стоматологические для микромоторов, варианты исполнения: модель S-Max SG20L - без подсветки. (РУ ФСЗ 2009/05572).



Фото 26. Насадка для смазки наконечника Spray Nozzle Ass'y.




Фото 27. Калибровочный бор Calibration Bur.




Фото 28. Мандрен для чистки сопла наконечника Clean Wire.




Фото 29. Насадка для внутреннего охлаждения Water Injection Nozzle.




Фото 30. Держатель насадки внутреннего охлаждения Water Injection Nozzle.



Фото 31. Разветвитель подачи охлаждения Y-Connector



Фото 32. Разветвитель подачи охлаждения Y-Connector




Фото 33. Руководство по эксплуатации наконечника (сделать на русском).





Фото 34. Штатив для установки раствора с охлаждающей жидкостью (Coolant Solution Hanger Post).




Фото 35. Подставка для микромотора (Handpiece Stand).




Фото 36. Подставка для микромотора (Handpiece Stand).



Фото 37. Педаль управления FC-81.



Фото 38. Педаль управления FC-81.




Фото 39. Шланг ирригационный стерильный (Irrigation Tube set) в упаковке - 3 шт.



Фото 40. Шланг ирригационный стерильный (Irrigation Tube set) в упаковке - 3 шт.



Фото 41. Кабель питания (AC Power Cord).




Фото 42. Инструкция по эксплуатации аппарата на русском.



Фото 42.1 Инструкция по эксплуатации аппарата (оригинал на английском)



Упаковка и маркировка

Упаковка

Упаковка изделия состоит из внешней коробки и коробок для составляющих частей.

Во внешнюю коробку помещён блок управления. На нее ставятся коробки для составляющих частей. Составные части изделия упакованы в пластиковые пакеты и сложены в коробку для составляющих.

	Внешняя коробка	Коробка для составляющих
Размер, мм	XXX x XXX x XXX	XXX x XXX x XXX


Маркировка производителя


REF Y1500515
SN 12345678


GS1-128 Y1500515
(01)04582651384112(21)12345678

Surgic Pro2 OPT




0197

 2022-03-31

U1188001	SN	00000001
E1198051	SN	00000002
CA1303-0001	SN	00000003
Z1401001	SN	00000004

NAKANISHI INC.  www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH 
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

MADE IN JAPAN

LB-A1017523020

Маркировка транспортной упаковки



Макет маркировки для Российской Федерации

Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO2 OPT

(РУ № _____ от _____ года)

REF

SN



Напряжение питания: AC100-240V

Частота питания: 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность: 240 ВА



NAKANISHI INC. (НАКАНИШИ ИНК.)

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

Телефон: +81 289 64 3380; Факс: +81 289 62 5636

MAIL : info@nsk-nakanishi.co.jp

Уполномоченный представитель производителя: ООО «НСК РУС»

109544, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Таганский, б-р Энтузиастов, д. 2,

этаж 11 офис 17; Тел. +7 (495) 967 9607; MAIL : info@nsk-nakanishi.ru



Макет транспортной маркировки для Российской Федерации

Для транспортной упаковки дополнительно указывается количество потребительских коробок внутри.

Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO2 OPT

(РУ № _____ от _____ года)

REF

SN



NAKANISHI INC. (НАКАНИШИ ИНК.)

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

Телефон: +81 289 64 3380; Факс: +81 289 62 5636


MAIL : info@nsk-nakanishi.co.jp

Уполномоченный представитель производителя: ООО «НСК РУС»

109544, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Таганский, б-р Энтузиастов, д. 2, этаж 11

офис 17; Тел. +7 (495) 967 9607; MAIL : info@nsk-nakanishi.ru

примено и
процессуировано на
(сорока восьми)



А.В. Сидорова
Ю.А. Сидорова

Ген. директор
ООО "НСКА Рус"