


Аппараты электрохирургические высокочастотные с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-«ФОТЕК»
по ТУ 9444-009-41747567-2005 в следующем исполнении: ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»


Высокочастотный электрохирургический блок для аргонусиленной коагуляции для аппарата ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»



Высокочастотный электрохирургический блок для аргонусиленной коагуляции для аппарата ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»




Высокочастотный электрохирургический блок для аргонусиленной коагуляции для аппарата ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»




Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, ШГИД.942416.002ТУ в вариантах исполнения:

**Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для
пациента массой более 15 кг, исполнение 1,
регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830**




**Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для
пациента массой более 15 кг, исполнение 2,
регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830**



**Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного, разделенного для
пациента массой (5 – 15) кг,
регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830**



**Фотографическое изображение электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного,
разделенного для пациента массой менее 5 кг,
регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830**



**Упаковка и маркировка электрода нейтрального (возвратного) электрохирургического, одноразового использования, нестерильного,
разделенного, регистрационное удостоверение от 23.08.2019 № РЗН 2019/8830**

Фотографические изображения медицинского изделия «Высокочастотные электрохирургические инструменты, ШГИД.942416.001ТУ»,
ООО "ФОТЕК", (РФ), РУ от 01.06.2020 № РЗН 2020/10482


Группа ШГИД.03.759.000. Монополярные инструменты (электроды):

- с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника.
- с каналом для аспирации (ирригации).




Группа ШГИД.03.759.010. Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений:

- с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя);
- с каналом для аспирации.




Группа ШГИД.03.759.020. Монополярные инструменты (электроды):

для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы.



Группа ШГИД.03.759.030. Монополярные инструменты (электроды):

- для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы);
- для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы;
- для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы).



Группа ШГИД.03.759.040. Удлинители электродов.




Группа ШГИД.03.759.050. Монополярные инструменты (электроды):
пинцеты с соединителем или контактом для касания




Группа ШГИД.03.759.060. Биполярные инструменты (электроды):

- пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®);
- пинцеты с каналом для ирригации.




Группа ШГИД.03.759.070. Биполярные инструменты (электроды):

- зажимы для лигирования крупных сосудов;
- ножницы;
- игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые.



Группа ШГИД.03.759.080. Биполярные инструменты (электроды):

- для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры;
- для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка.



Группа ШГИД.03.759.090. Держатели (кабели):

- для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления;
- для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов);
- для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов;
- адаптеры.



Группа ШГИД.03.759.100. Держатели (кабели):

- для подключения биполярных инструментов (электродов);
- для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов);
- адаптеры.



Группа ШГИД.03.759.110. Нейтральные электроды.



Группа ШГИД.03.759.130. Кабели для подключения нейтральных электродов.



Группа ШГИД.03.759.140. Держатели (кабели) (ШГИД.03.759.140):

- для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления;
- для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений.




Фотографическое изображение упаковки и маркировки медицинского изделия «Высокочастотные электрохирургические инструменты, ШГИД.942416.001ТУ», ООО "ФОТЕК", (РФ), РУ от 01.06.2020 № РЗН 2020/10482



Изделия для электрофизиотерапии и электрохирургии. Аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, абразивная «подушечка», ручка-держатель), "ФИАБ СпА" (Италия), РУ от 24.08.2010 № ФСЗ 2010/07652



**Стойка передвижная с принадлежностями СП-«ФОТЕК» по ТУ 9452-001-41747567-2015,
вариант исполнения: стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами СП2-03-«ФОТЕК», ООО "ФОТЕК", (РФ),
РУ от 29.05.2017 № РЗН 2017/5790**




Стойка передвижная с принадлежностями СП-"ФОТЕК" в упаковке



Баллон для аргона 5-150У, ГОСТ 949-73



Регуляторы давления медицинских газов MEDIREG с принадлежностями, "ДжиСиИ с.р.о." (Чешская Республика),
ПУ от 18.04.2011 № ФСЗ 2011/09598



**Редуктор кислородный КР-1 по ППТД.2955.004ТУ, ООО «Пневмоприбор» (РФ),
РУ от 24.03.2023 № ФСР 2009/04014**



Шнур питания



Предохранитель, 5 x 20мм, 250В, F 3А



Педаль одноклавишная, педаль двухклавишная МОНО 1, педаль двухклавишная БИ



Педаль одноклавишная БИ



Педаль двухклавишная МОНО 2



Педаль двухклавишная МОНО 2/АРГОН




Педаль двухклавишная





Шланг

Электроды электрохирургические монополярные одноразовые стерильные "Трилокс" с принадлежностями. "Чжэцзян Медстар Технолоджи Ко., Лтд." (Китай), РУ от 31.10.2019 № РЗН 2019/9150



Фотографическое изображение упаковки



Прошито и пронумеровано 37
(тридцать семь) листов.

Директор ООО "ФОТЕК"
А.В.Малеев

М.П.





Директор ООО «ФОТЕК»

А.В. Малеев

«31» января 2024 г.


Маркировка медицинского изделия «Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-«ФОТЕК» по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»

1. Маркировка блока управления


1.1 Маркировка передней панели блока управления:



1.2 Маркировка выходов блока:



1.3 Маркировка сетевого выключателя



1.4 Основная маркировка на задней панели блока:

Аппарат электрохирургический высокочастотный
с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-«ФОТЕК»
по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»
ВЧ электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией

ПУ № ФСР 2010/07371 от 21.11.2022

SN XXXXXX-A XX.XXXX



ООО «ФОТЕК»
620049, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 145а, литер А
тел. +73432176340 e-mail: fotek@fotek.ru https://fotek.ru

~220/230 В, 50/60 Гц, 650 В·А




Режим работы: 10 с - активация; 30 с - пауза


1.5 Маркировка места присоединения педалей на задней панели блока управления:
ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»:



1.6 Маркировка места присоединения шлангов подачи аргона, допустимые значения входного давления аргона на задней панели блока управления:



1.7 Маркировка схематического обозначения, типа и номинала предохранителей на задней панели блока управления:



1.8 Маркировка на нижней панели блока управления:



2. Маркировка педалей



Дополнительная маркировка верхней поверхности педалей:

Маркировка педали одноклавишной БИ	БИ
Маркировка педали двухклавишной БИ	БИ
Маркировка педали двухклавишной МОНО 1	МОНО 1
Маркировка педали двухклавишной МОНО 2/АРГОН	МОНО 2 АРГОН
Маркировка педали двухклавишной МОНО 2	МОНО 2

3. Маркировка шнура питания и шланга высокого давления

REF EP001
Регистрационное удостоверение:
ФСР 2010/07371 от 21.11.2022


 XX.XXXX
Партия (LOT)
000000XXXXXX

   ООО "ФОТЕК"

620049, обл. Свердловская
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 145А, лит А
тел. +7(343)217-63-40
<https://fotek.ru>
e-mail: fotek@fotek.ru

[01]04660077335281 [10]XXXXXX

4. Маркировка транспортной тары



1



2

REF EA141MB SN XXXXXX-A	
Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07371 от 21.11.2022	
	
	
 XX.XXXX	
	
	
	ООО "ФОТЕК" 620049, обл. Свердловская г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145А, лит А тел. +7(343)217-63-40 https://fotek.ru e-mail: fotek@fotek.ru
[01]4660077338275	[21]XXXXXX-A

3

Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-«ФОТЕК» по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК» РУ № ФСР 2010/07371 от 21.11.2022	
SN	XXXXXX-A
Место/Мест ____ / ____	Масса брутто 

4

			 -20°C +50°C Условия транспортирования Transport temperature	 +5°C +40°C Условия хранения Storage temperature	 4
---	---	---	---	---	--



Прошито и пронумеровано 6
(шесть) листов.
Директор ООО "ФОТЕК"
М.П. А.В.Малеев