

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»



/ Стародумов Ю.М./

« 28 » декабря 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Ингалятор компрессорный LD-223С

производства компании / manufactured by the company
«Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд» / Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

2024 г.



1. Компрессор. 2. Небулайзер LD-N105 (включая распылитель ингаляционный LD-N002).
 3. Распылитель ингаляционный LD-N001. 4. Распылитель ингаляционный LD-N002.
 5. Распылитель ингаляционный LD-N003. 6. Маска ингаляционная взрослая LD-N041.
 7. Маска ингаляционная детская LD-N040. 8. Мундштук ингаляционный LD-N022. 9. Трубка
 ингаляционная LD-N051. 10. Насадка для носа взрослая LD-N058. 11. Насадка для носа детская LD-N059.
 12. Фильтр ингаляционный LD-N055. 13. Сумка.



Компрессор. Вид сверху.



Компрессор. Вид снизу.



Компрессор. Вид слева.




Компрессор. Вид справа.




Компрессор. Вид сзади.



Компрессор. Вид спереди.




Небулайзер LD-N105 (включая распылитель ингаляционный LD-N002)






Маска ингаляционная взрослая LD-N041


Маска ингаляционная детская LD-N040



Мундштук ингаляционный LD-N022




Трубка ингаляционная LD-N051



1. Насадка для носа взрослая LD-N058.
2. Насадка для носа детская LD-N059.



Фильтр ингаляционный LD-N055



Сумка


LD-223C Little Doctor®

COMPRESSOR NEBULIZER

POWER: 230V/~50Hz/190VA

DUTY CYCLE: 20 MIN ON / 40 MIN OFF IP21

CE 0123



 **LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.**
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC

 **LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O.** 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

 **AYYMM223XXXXX**

LD-223C Little Doctor®

ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ

ЭЛ. ПИТАНИЕ: 230В / ~50Гц / 190ВА

РАБ. ЦИКЛ ВКЛ/ВЫКЛ.: 20/40 МИН IP21

CE 0123



 **LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.**
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PRC

 **LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O.** 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

 **AYYMM223XXXXX**

Макет маркировки компрессора
Ингалятора компрессорного LD-223C
на английском и русском языках

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ (УПАКОВКИ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Ингалятор компрессорный LD-223C**



LD-223C



DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



BLR

Ингалятор аэрозольный компрессорный портативный с принадлежностями, модель LD-223C. Предназначен для лечения заболеваний дыхательных путей и легких аэрозолями растворов лекарственных средств в лечебных учреждениях и домашних условиях. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 3 года. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru.

ENG

Compressor nebulizer LD-223C. The compressor nebulizer is used for the treatment of respiratory and pulmonary diseases by medicine aerosol. The compressor nebulizer can be used individually at home as well as in hospitals. Medicine cup – 10 mL. Residual volume not more than 0.5 mL. Power source ~230V/50Hz. EC-Representative: Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street, 30-390, Krakow, Poland. Tel.: +48 (12) 268-47-46. For technical characteristics, operation instruction, safety measures, maintenance and storage conditions see Instruction Manual.

KAZ

Қысу ингаляторы LD-223C. Емдеу мекемелерінде және үй жағдайында тыныс жолдары мен өкпе ауруларын дәрілік құралдар ерітінділері аэрозольдарымен емдеуге арналған. Дәрілік құралдарға арналған ыдыс көлемі 10 мл. Дәрілік ерітіндінің қалған мөлшері әрі кеткенде 0.5 мл. Электр желісінен алатын қуат ~230/50 Гц. Пайдалану, күту және сақтау ережелерін пайдалану жөніндегі басшылықтан қараңыз. Бірыңғай байланыс орталығы +7 (7232) 700-790.

RUS

Ингалятор компрессорный LD-223C. Предназначен для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких аэрозолями водных растворов лекарственных препаратов в лечебных учреждениях и в домашних условиях. Объем резервуара для ингаляционного раствора 10 мл. Остаточный объем ингаляционного раствора не более 0.5 мл. Питание от электросети ~230В/50Гц. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 3 года. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Фирма Консалтинг и Коммерция» (ООО «Фирма К и К», юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 34, корп. 1, пом. VII). Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37.

UZB

LD kompressor ingalyatori, model LD-223C. Uy sharoitida va davolanishi muassasalarida engil aerosol eritma dorivor vositalari va nafas kasalliklarini davolash uchun mo'ljallangan. Dori vositalari uchun rezervuar hajmi 10 mL. Dori eritmasini qoldiq hajmi kopi bilan 0.5 mL. Elektr tarmoqidan oziqlanish ~230V/50Hz. Dori eritmasini qoldiq hajmi kopi bilan 0.5 mL. Elektr tarmoqidan oziqlanish ~230V/50Hz. Call-markazi: (+99893) 194-87-12.



Manufactured under control and for Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Yishun Central P.O. Box 9193 Singapore 917699.
For more information please visit www.LittleDoctor.sg



LD-223C

**ИНГАЛЯТОР
КОМПРЕССОРНЫЙ**

3 РАСПЫЛИТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ
ДЛЯ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

А	для нижних отделов дыхательных путей	0,3	производительность мл/мин
В	универсальный распылитель	0,4	производительность мл/мин
С	для верхних отделов дыхательных путей	0,5	производительность мл/мин

WARRANTY
3
ГОДА
ГАРАНТИЯ



LD-223C

**ИНГАЛЯТОР
КОМПРЕССОРНЫЙ**

3 РАСПЫЛИТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ
ДЛЯ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

А	для нижних отделов дыхательных путей	0,3	производительность мл/мин
В	универсальный распылитель	0,4	производительность мл/мин
С	для верхних отделов дыхательных путей	0,5	производительность мл/мин

WARRANTY
3
ГОДА
ГАРАНТИЯ

COMPRESSOR NEBULIZER LD-223C




Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic Of China

CE 0123



EC REP

Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland



Вид В



Important notice!

This device is the complex technical equipment. Before use please read the «Operating Instructions» carefully.

Внимание!

Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Есіңізде болсын!

Бұл асап күрделі техникалық құрылғы болып табылады. Қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі басшы нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.



Important notice!

The accessories included in the kit are not sterilized. The special treatment is needed according to the «Operating Instructions».

Внимание!



Все принадлежности, входящие в комплект прибора, не являются стерильными. Перед использованием требуется их обработка согласно «Руководству по эксплуатации».

Есіңізде болсын!

Асап жиынтығына кіретін керек-жарақтардың барлығы да залалсыздандырылмаған. Оларды қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі басшы нұсқаулыққа» сәйкес бактериясыздандыру талап етіледі.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ НЕБУЛАЙЗЕРА

Для эффективной доставки лекарственных средств к определенному участку дыхательных путей необходимо использовать соответствующий распылитель. В зависимости от типа используемого распылителя, частицы различного размера распределяются в аэрозоли следующим образом:



Активируемый вдохом небулайзер. При вдохе происходит максимальное образование аэрозоля. Емкость небулайзера – 10 мл.

Использование соответствующего распылителя позволяет получить такие пропорции частиц в аэрозоли (в % к общей массе):

Размер частиц	1-5мкм	5-10мкм
РАСПЫЛИТЕЛЬ А	91%	8%
РАСПЫЛИТЕЛЬ С	44%	55%

Универсальный распылитель В используется для комплексного лечения всех отделов дыхательных путей.

Buò E



Little Doctor®

LD-223C

COMPRESSOR NEBULIZER

3 VARIOUS BAFFLES INCLUDED
FOR DIFFERENT ZONES OF TREATMENT

A baffle for lower
respiratory tract

0,3 Nebulizer Rate
ml/min

B universal
baffle

0,4 Nebulizer Rate
ml/min

C baffle for upper
respiratory tract


0,5 Nebulizer Rate
ml/min



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd. 2023
© Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



Compressor Nebulizers



HANDLE WITH CARE

CE

Little Doctor

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 www.LittleDoctor.sg

LD-223C
Compressor Nebulizers

Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., PR China

Pcs.

Ref. Info.

Carton No.

From

Макет этикетки транспортной упаковки на английском языке

Ингалятор компрессорный



Обращаться осторожно

CE

Little Doctor

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 www.LittleDoctor.sg

LD-223C

Ингалятор компрессорный

Little Doctor Electronic (Mantong) Co. Ltd., P.R. China

Кол-во шт. в
коробке:

Примечание:

Коробка №:

Кол-во коробок:

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 14 (четырнадцать) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Фирма К и К» Сиди Ю.М. Стародумов

