



Директор
ООО НПО «БиоТест»

Велиев С. Н.

«24» апреля 2024 г.

ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ

на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Наименование медицинского изделия:

Устройство считывающее NSK Reader для совместимых тест-кассет, по ТУ 26.60.12-017-93099853-2023


1. Маркировка устройства (по п.1.4.1.1 ТУ)




2. Маркировка устройства (по п.1.4.1.2 ТУ)



3. Маркировка устройства (по п.1.4.1.3 ТУ)



4. Маркировка контрольной кассеты (по п.1.4.2 ТУ)



5. Маркировка транспортной (потребительской) упаковки (по п.1.4.3.1 ТУ)

 ООО НПО «БиоТест», 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, д. 4а, офис 101 Тел.: 8-383-332-94-33, 8-383-363-36-18 Эл. почта:		
info@biotst.ru		
Устройство считывающее NSK Reader для совместимых тест-кассет по ТУ 26.60.12-017-93099853-2023		
SN 0000	 MM-ГГГГ	REF БТ04НСК01
IVD 		Регистрационное удостоверение: № РЗН ----/---- от ---- г.
В составе: 1. Устройство считывающее NSK Reader – 1 шт.; 2. Контрольная кассета – 1 шт.; 3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 4. Паспорт – 1 шт.		
		

6. Маркировка транспортной (потребительской) упаковки (по п.1.4.3.2 ТУ)

Условия транспортирования и хранения:
 при температуре воздуха от +5 до +40°C
 и относительной влажности до 80% при +25°C



7. В целях легкой идентификации и читаемости и для выполнения предусмотренной функции устанавливаются следующие размеры используемых символов: не менее 3х3 мм и не менее 3 мм для линейных символов.


ПРОШИТО 3 ЛИСТОВ

«27» июн. 2024 год

Директор

ООО НПО «БиоТест»

Велиев С.Н.



Директор

ООО НПО «БиоТест»

Велиев С. Н.

26 февраля 2024



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Наименование медицинского изделия:

Устройство считывающее NSK Reader для совместимых тест-кассет, по ТУ 26.60.12-017-93099853-2023




Рисунок 1. Общий вид.



Рисунок 2. Вид сбоку справа.




Рисунок 3. Вид сбоку слева.




Рисунок 4. Вид сзади.



Рисунок 5. Вид снизу.



Рисунок 6. Устройство в транспортной (потребительской) упаковке.



Рисунок 7. Изображение общего вида транспортной (потребительской) упаковки.

ПРОШИТО 6 ЛИСТОВ

« 26 » 02 2024 год

Директор

ООО НПО «БиоТест»

Велиев С.Н.

