


УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»


Литова Е.В.



**Макеты маркировки медицинского изделия
«Иглы инъекционные однократного применения
стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021»**

производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия

2024 г.

Рис. 1 Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия на примере «Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм)»




Рис. 2 Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия на примере «Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм)»


		Производитель: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2 Место производства: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия, 399770, Липецкая обл., г. Елец, Орловское ш., д. 21 Тел.: 8 9056881223 E-mail: premier-med@bk.ru	Условное обозначение размера иглы 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм) TW
ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021			
Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм) Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20046			
Количество: 100 шт. СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО		LOT ПАРТИЯ № <u>01</u>	
 		Дата изготовления:  02.2024 г. Годен до:  02.2029 г.	
Условия хранения  + 40°C  80 % Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C; относительной влажности воздуха не более 80%		Условия транспортирования:  + 50°C  98 % - 50°C Транспортировать при температуре от минус 50°C до + 50°C; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + 25°C.	

Рис. 3 Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия на примере «Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм)»

	 Производитель: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатинно-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2 Место производства: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия, 399770, Липецкая обл., г. Елец, Орловское ш., д. 21 Тел.: 8 9056881223 E-mail: premier-med@bk.ru	Условное обозначение размера иглы 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм) TW
ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм)		
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20046		
Количество: _____ шт. Брутто _____ кг. СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО НЕТОКСИЧНО		LOT ПАРТИЯ № _____ 01
STERILE EO    Условия хранения 5°C + 40°C  80 %  Хранить при температуре от + 5°C до + 40°C; относительной влажности воздуха не более 80% 		Дата изготовления:  02.2024 г. Годен до:  02.2029 г. Условия транспортирования: - 50°C + 50°C  98 %  Транспортировать при температуре от минус 50°C до + 50°C; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре + 25°C. 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Е. В. Титова



Макет упаковочного листа медицинского изделия
«Иглы инъекционные однократного применения стерильные
по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021»,
производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия
(на примере «Игла инъекционная однократного применения стерильная
«Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм))



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Иглы инъекционные однократного применения
стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021

Игла инъекционная однократного применения
стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм)
по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021

Предприятие-изготовитель: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»
LOT № _____

Количество игл _____ шт.

Упаковщик № _____

Контролер ОТК _____

Дата упаковывания _____

Прошнуровано и
пронумеровано

5 (пять)

листов

Директор
ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Е.В. ТИТОВА



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

_____ Титова Е.В.



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Иглы инъекционные однократного применения
стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021»**

производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия

2024г.

Примеры фотографических изображений медицинского изделия «Иглы инъекционные однократного применения стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021», производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия:

Иглы инъекционные однократного применения стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 30 G x 1/2" (0,30x12,0 мм);
2. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 29 G x 1/2" (0,33x12,0 мм);
3. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 29 G x 1/2" (0,33x12,7 мм);
4. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 27 G x 3/8" (0,40x10,0 мм);
5. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 27 G x 1/2" (0,40x12,0 мм);
6. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 27 G x 5/8" (0,40x15,0 мм);
7. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 3/8" (0,45x10,0 мм);
8. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 1/2" (0,45x12,0 мм);
9. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 1/2" (0,45x12,7 мм);
10. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 5/8" (0,45x15,0 мм);
11. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 5/8" (0,45x16,0 мм);
12. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1/2" (0,50x13,0 мм);
13. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 5/8" (0,50x15,0 мм);
14. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 5/8" (0,50x16,0 мм);
15. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 3/4" (0,50x18,0 мм);
16. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1" (0,50x25,0 мм);
17. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1 3/8" (0,50x35,0 мм);
18. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1 1/2" (0,50x40,0 мм);
19. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1" (0,60x25,0 мм);
20. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/4" (0,60x30,0 мм);
21. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/4" (0,60x32,0 мм);
22. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/2" (0,60x40,0 мм);
23. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 5/8" (0,60x42,0 мм);
24. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 3/4" (0,60x45,0 мм);
25. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/4" (0,63x32,0 мм);
26. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/4" (0,70x30,0 мм);
27. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/4" (0,70x32,0 мм);
28. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 3/8" (0,70x35,0 мм);
29. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x38,0 мм);
30. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм);
31. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 5/8" (0,70x42,0 мм);
32. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 3/4" (0,70x45,0 мм);
33. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 2" (0,70x50,0 мм);
34. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 1/2" (0,80x38,0 мм);
35. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 1/2" (0,80x40,0 мм);
36. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 5/8" (0,80x42,0 мм);
37. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 3/4" (0,80x45,0 мм);
38. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 2" (0,80x50,0 мм);
39. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 1 1/2" (0,90x40,0 мм);
40. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 1 5/8" (0,90x42,0 мм);
41. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 1 3/4" (0,90x45,0 мм);
42. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 2" (0,90x50,0 мм);
43. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 19 G x 1 1/2" (1,10x40,0 мм);

- 44. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 19 G x 2" (1,10x50,0 мм);
 - 45. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 18 G x 1 1/2" (1,20x40,0 мм);
 - 46. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 18 G x 2" (1,20x50,0 мм);
 - 47. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 17 G x 1 1/2" (1,40 x 40,0 мм);
 - 48. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 17 G x 2" (1,40x50,0 мм);
 - 49. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 16 G x 1 1/2" (1,60 x 40,0 мм);
 - 50. Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 16 G x 2" (1,60 x 50,0 мм),
- II. Инструкция по применению – 1 шт. (на групповую упаковку).
- III. Упаковочный лист – 1 шт. (на групповую упаковку).




Рис. № 1 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021» (общий вид).




Рис. № 2 «Иглы инъекционные однократного применения стерильные по ТУ 32.50.13-003-25587590-2021» (трехгранная заточка трубки иглы).




Рис. № 3 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 30 G x 1/2" (0,30x12,0 мм);



Рис. № 4 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 29 G x 1/2" (0,33x12,0 мм);




Рис. № 5 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 29 G x 1/2" (0,33x12,7 мм);




Рис. № 6 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 27 G x 3/8" (0,40x10,0 мм);




Рис. № 7 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 27 G x 1/2" (0,40x12,0 мм);




Рис. № 8 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 27 G x 5/8" (0,40x15,0 мм);



Рис. № 9 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 3/8" (0,45x10,0 мм);



Рис. № 10 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 1/2" (0,45x12,0 мм);




Рис. № 11 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 1/2" (0,45x12,7 мм);




Рис. № 12 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 5/8" (0,45x15,0 мм);



Рис. № 13 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 26 G x 5/8" (0,45x16,0 мм);




Рис № 14 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1/2" (0,50x13,0 мм);



Рис № 15 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 5/8" (0,50x15,0 мм);




Рис. № 16 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 5/8" (0,50x16,0 мм);



Рис. № 17 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 3/4" (0,50x18,0 мм);



Рис. № 18 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1" (0,50x25,0 мм);




Рис. № 19 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1 3/8" (0,50x35,0 мм);



Рис. № 20 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 25 G x 1 1/2" (0,50x40,0 мм);



Рис. № 21 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1" (0,60x25,0 мм);



Рис. № 22 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/4" (0,60x30,0 мм);




Рис. № 23 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/4" (0,60x32,0 мм);




Рис. № 24 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/2" (0,60x40,0 мм);




Рис. № 25 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 5/8" (0,60x42,0 мм);




Рис. № 26 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 3/4" (0,60x45,0 мм);



Рис. № 27 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 23 G x 1 1/4" (0,63x32,0 мм);



Рис. № 28 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/4" (0,70x30,0 мм);



Рис. № 29 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/4" (0,70x32,0 мм);



Рис. № 30 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 3/8" (0,70x35,0 мм);



Рис. № 31 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x38,0 мм);




Рис. № 3 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 1/2" (0,70x40,0 мм);



Рис. № 33 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 5/8" (0,70x42,0 мм);




Рис. № 34 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 1 3/4" (0,70x45,0 мм);



Рис. № 35 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 22 G x 2" (0,70x50,0 мм);




Рис. № 36 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 1/2" (0,80x38,0 мм);




Рис. № 37 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 1/2" (0,80x40,0 мм);




Рис. № 38 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 5/8" (0,80x42,0 мм);




Рис. № 39 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 1 3/4" (0,80x45,0 мм);




Рис. № 40 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 21 G x 2" (0,80x50,0 мм);



Рис. № 41 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 1 1/2" (0,90x40,0 мм);




Рис. № 42 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x1 5/8" (0,90x42,0 мм);



Рис. № 43 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 1 3/4" (0,90x45,0 мм);




Рис. № 44 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 20 G x 2" (0,90x50,0 мм);



Рис. № 45 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 19 G x 1 1/2" (1,10x40,0 мм);




Рис. № 46 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 19 G x 2" (1,10x50,0 мм);



Рис. № 47 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 18 G x 1 1/2" (1,20x40,0 мм);




Рис. № 48 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 18 G x 2" (1,20x50,0 мм);



Рис. № 49 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 17 G x 1 1/2" (1,40 x 40,0 мм);




Рис. № 50 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 17 G x 2" (1,40x50,0 мм);




Рис. № 51 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 16 G x 1 1/2" (1,60 x 40,0 мм);



Рис. № 52 Игла инъекционная однократного применения стерильная «Луер» 16 G x 2" (1,60 x 50,0 мм).




Рис. № 53 Фотоизображение примера комплекта поставки медицинского изделия в составе:

- игла инъекционная однократного применения стерильная в потребительской упаковке с маркировкой (одного исполнения) – 1 шт., уложенная в групповую упаковку в количестве – 100 шт., инструкция по применению -1 шт. (на групповую упаковку), упаковочный лист – 1 шт. (на групповую упаковку).

Прошнуровано и
пронумеровано

57 (тысяча семь)
листов

Директор
ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Е.В. ТИТОВА

