

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ФАРМ-СФЕРА»

А.А. Ажогин

«16» сентября 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ медицинского изделия

**«Повязки пластырного типа с абсорбирующей
подушечкой, стерильные, варианты
исполнения (см. Приложение на 1 листе)»**

Повязки пластырного типа с абсорбирующей подушечкой, стерильная,
на нетканой основе с вискозной подушечкой

**ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ, СТЕРИЛЬНАЯ**

на нетканой основе с вискозной подушечкой

СОСТАВ: основа: 70% вискоза, 30% полиэстер. Клеевой слой: натуральная каучуковая смола с добавлением оксида цинка. Подушечка: полиэстер с вискозным шелком покрыта микросеткой. Защитное покрытие: полоска антиадгезионной (неприлипающей) бумаги или полимерной пленки. Клеевой слой: полиакриловый клей.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: изделие предназначено для покрытия и заживления раны за счет впитывания экссудата из ран (например, хирургических, шовных, травматических).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ: повязки пластырного типа используются для ухода за послеоперационными ранами в области груди, брюшной полости, конечностей, а также незначительными повреждениями кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: промыть рану и прилегающий к ней участок кожи, просушить. Удалить защитное бумажное покрытие с повязки. Наложить повязку непосредственно на поверхность раны. Зафиксировать края повязки. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки. Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и процесса заживления.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки. По истечении срока годности терять свойства. Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Р.У. № ФСР 0000/00000 от 00.00.2000 г.

Изделие следует хранить в сухом, защищенном от света месте при t не выше 30°C, вдали от источника тепла.

Номер серии, дата производства и размер повязки см. на обороте

Производитель: ZHEJIANG HONGYU MEDICAL COMMODITY CO., LTD.

Address: № 668, ChanHua Road Fotang Town Industrial Functional Area 322002

Yiwu City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 0086-579-85581308 Fax: 0086-579-85582308

Уполномоченный представитель на территории России / Импортер:

ООО "Фарм-сфера". Россия, Ростовская область, г. Шахты,

ул. Шевченко, 153. Тел: +7 (8636) 279-139

Утилизировать в ЛПУ: отходы класса Б.

Срок годности 5 лет





STERILE EO

1 ШТУКА

ШТРИХ-КОД

LOT: M180613F
EXP: 12.06.2023
SIZE: 9*10CM



Повязки пластырного типа с абсорбирующей подушечкой, стерильная,
на полимерной основе с вязкозной подушечкой

**ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ, СТЕРИЛЬНАЯ
на полимерной основе с вязкозной подушечкой**

СОСТАВ: основа: прозрачная микропористая полимерная пленка, белого цвета. Клеевой слой: полиакриловый клей. Подушечка: полиэстер с вязкозным шелком покрыта микросеткой. Защитное покрытие: полоска антиадгезионной (неприлипающей) бумаги или полимерной пленки.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: изделие предназначено для покрытия и заживления раны за счет впитывания экссудата из ран (например, хирургических, шовных, травматических).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ: повязки MaxiFix используются для ухода за послеоперационными ранами в области груди, брюшной полости, конечностей, а также незначительными повреждениями кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: промыть рану и прилегающий к ней участок кожи, просушить. Удалить защитное бумажное покрытие с повязки. Наложить повязку непосредственно на поверхность раны. Зафиксировать края повязки. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки. Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и процесса заживления.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки. По истечении срока годности теряет свойства. Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Р.У. № ФСР 0000/00000 от 00.00.2000 г.

Изделие следует хранить в сухом, защищенном от света месте при t не выше 30°C, вдали от источника тепла.

Номер серии, дата производства и размер повязки см. на обороте

Производитель: ZHEJIANG HONGYU MEDICAL COMMODITY CO., LTD.

Address: № 668, ChanHua Road Fotang Town Industrial Functional Area 322002

Yiwu City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 0086-579-85581308 Fax: 0086-579-85582308

Уполномоченный представитель на территории России / Импортёр:

ООО "Фарм-сфера". Россия, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Шевченко, 153. Тел: +7 (8636) 279-139

Утилизировать в ЛПУ: отходы класса Б.

Срок годности 5 лет





STERILE EO

1 ШТУКА

штрих-код

LOT: M180128F
EXP: 27.01.2023
SIZE: 9*15CM



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (7976) листс

Директор ООО «ФАРМ-СФЕРА»

/А.А. Ажогин/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ФАРМ-СФЕРА»

А.А. Ажогин

« 21 » апреля 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ медицинского изделия

**«Повязки пластырного типа с абсорбирующей
подушечкой, стерильные, варианты
исполнения (см. Приложение на 1 листе)»**

Повязки пластырного типа с абсорбирующей подушечкой, стерильная,
на нетканой основе с вискозной подушечкой

**ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ, СТЕРИЛЬНАЯ
на нетканой основе с вискозной подушечкой**

СОСТАВ: основа: 70% вискоза, 30% полиэстер. Клеевой слой: натуральная каучуковая смола с дебилизацией оксида цинка. Подушечка: полиэстер с вискозным центром покрытия микросеткой. Защитное покрытие: полоска выглаженной (гигиенической) бумаги или полимерной пленки. Клеевой слой: полимерный клей.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: изделие предназначено для покрытия и заживления раны за счет вытягивания экссудата из ран (например, хирургических, ожоговых, травматических).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ: повязки пластырного типа используются для ухода за послеоперационными ранами в области груди, брюшной полости, конечностей, а также незначительными повреждениями кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: промыть рану и прилегающий к ней участок кожи, просушить. Удалить защитное бумажное покрытие с повязки. Наложить повязку непосредственно на поверхность раны. Зафиксировать края повязки. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки. Проклеивать необходимо начинать в зависимости от типа раны и процесса заживления.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки. По истечении срока годности тервет свойства. Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Р.У. МН ФСР 0000/00500 от 06.06.2000 г.

Изделие следует хранить в сухом, защищенном от света месте при t не выше 30°C, удален от источника тепла.

Номер серии, дата производства и размер повязки см. на обороте.

Производитель: ZHEJIANG HONGTU MEDICAL COMMODITY CO., LTD.

Address: № 668, Chuanhua Road Fongtang Town Industrial Functional Area 322052

Yiwu City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 0086-579-85581308 Fax: 0086-579-85582308

Уполномоченный представитель на территории России / Импортёр:

ООО "Форм-сфера", Россия, Ростовская область, г. Шахты

ул. Шевченко, 153. Тел: +7 (8636) 279-139

Утилизировать в ЛПН: отходы класса Б

Срок годности 5 лет





STERILE EO

1 ШТУКА



LOT : M180613F
MFD : 13 . 06 . 2018
EXP : 12 . 06 . 2023
SIZE : 9*10CM



Повязки пластырного типа с абсорбирующей подушечкой, стерильная,
на полимерной основе с вязкой подушечкой

**ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ, СТЕРИЛЬНАЯ
на полимерной основе с вязкой подушечкой**

СОСТАВ: основа: прозрачная микропористая полимерная пленка, белого цвета. Клеевой слой: полиакриловый клей. Подушечка: пористая с вязким слоем покрыта микросеткой. Защитное покрытие: фольга антиадгезионная (неприлипающая) бумажная или полимерная пленка.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ: изделие предназначено для покрытия и заклеивания раны за счет впитывания экссудата из раны (например, хирургического, язвенного, травматического).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ: повязки MaxiFix используются для ухода за послеоперационными ранами в области груди, брюшной полости, конечностей, а также незначительными повреждениями кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: приложить рану и прилегающей к ней участок кожи, просушить. Удалить защитное бумажное покрытие с повязки. Наложить повязку непосредственно на поверхность раны. Зафиксировать края повязки. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки. Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и процесса заживления.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки. По истечении срока годности теряет свойства. Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Р.У. № ФСР 0000160980 от 00.09.2000 г.

Изделие следует хранить в сухом, защищенном от света месте при t не выше

30°C, вдали от источника тепла.

Номер серии, дата производства и размер повязки см. на обороте

Производитель: ZHEJIANG HONGFU MEDICAL COMMODITY CO., LTD.

Address: № 668, Changhua Road Foshan Town Industrial Functional Area 322062

Yiwu City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 0086-579-85583308 Fax: 0086-579-85582308

Уполномоченный представитель на территории России / Импортёр:

ООО "Фарм-сфера", Россия, Ростовская область, г. Шахты,

ул. Шевченко, 153. Тел: +7 (8636) 279-139

Утилизировать в ЛПУ: отходы класса Б.




STERILE EO

1 ШТУКА



Срок годности 5 лет

LOT : M180128F
MFD : 28 . 01 . 2018
EXP : 27 . 01 . 2023
SIZE : 9*15CM



Прошито и пронумеровано _____ листов
Директор
ООО «Фарм-сфера» _____ и.п. А.А.
М.П.