



**Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016**



Общий вид системы


**Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016**



Манипулятор в составе:

1. Контроллер
2. Штатив
3. База (основание)

**Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016**



Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016



Кабель USB

**Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016**



Электронный носитель информации
(карта пациента)

**Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016**




Устройство вспомогательное поддерживающее

Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016




Телевизор

Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016



Стойка под основной модуль

Система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики
«ОРТОРЕНТ МОТОРИКА» по ТУ 9444-012-57972160-2016



Упаковка



Сделано в России

Система для активной реабилитации верхних конечностей
и развития мелкой моторики «ОРТОРЕНТ МОТОРИКА»
по ТУ 9444-012-57972160-2016

РУ № _____ от _____

Манипулятор

Напряжение питания: 5 В ---

Ток, не более : 500 мА

USB соединение: AM/AM

*«Запрещено применять при наличии кардиостимулятора
и других имплантированных электронных устройств»*

Серийный номер SN 24

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

09.09.2023

ООО "Орторент"



IP20



Внешний вид нанесения маркировки
Манипулятор



Сделано в России

Система для активной реабилитации верхних конечностей
и развития мелкой моторики «ОРТОРЕНТ МОТОРИКА»
по ТУ 9444-012-57972160-2016

РУ № _____ от _____

Устройство вспомогательное поддерживающее

Напряжение питания: ~100-240В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт

Серийный номер SN 15

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

 09.09.2023

 ООО "Орторент"



IP20



Внешний вид нанесения маркировки
Устройство вспомогательное поддерживающее

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 21 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» О. А. Великов Великов О. А.