



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по регистрации

ООО «Тakeda Фармасьютикалс»


Осипова Н. А.

«05» марта 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Программное обеспечение myPKFiT на основе веб-приложения, версия 3 и ее варианты от 3.4.3 до 3.9.9 (для медицинских работников)»

Страница входа



myPKFiT

ВХОД В СИСТЕМУ

Введите свои имя пользователя и пароль.

Адрес электронной почты

Пароль

[Забыли пароль](#)

Навигация



Уведомления



ФК исследование



Обзор



Отчеты



Меню учетной записи пользователя

[Главная](#)[Пользователи](#)[Настройки](#)[Справка](#)[Выход](#)

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!

Russia Test Clinic



Переключение между активными клиниками



[Главная](#)

Пользователи

Russia Clinic 2

Осенняя психиатрическая белка

Russia Test Clinic

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!

Страница «Мои пациенты»



ГлавнаяПользователиНастройкиСправкаВыход

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!

Russia Test Clinic

Мои пациенты

+ Добавить нового пациента

Поиск пациентов

Состояние ^	ID пациента клиники	Год рождения	Назначенный препарат	Доступ к данным	Соблюдение режима инфузий	Дата предыдущего ФК исследования	Уведомления
	 DataSharingAdynovate	1989	Аденовейт®	Да	3 %	июнь 07, 2021	 Пропущенная инфузия нояб. 29, 2021  Пропущенная инфузия нояб. 26, 2021  Пропущенная инфузия нояб. 23, 2021 Еще 1 уведомления(-й)...
	 Advatedatasharing	1981	Адавейт®	Да		нояб. 22, 2021	
	 Testpatient1711	2013	Адавейт®	Нет		нояб. 22, 2021	

Расширенное представление списка пациентов, у которых включено представление данных



[Главная](#)
[Пользователи](#)
[Настройки](#)
[Справка](#)
[Выход](#)

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!

Russia Test Clinic

Мои пациенты

+ Добавить нового пациента

Поиск пациентов

Состояние	ID пациента клиники	Год рождения	Назначенный препарат	Доступ к данным	Соблюдение режима инфузий	Дата предыдущего ФК исследования	Уведомления
	 testpatient2282282	1992	Адлейт®	Да		май 21, 2020	

 Соблюдение режима инфузий нояб. 2021

В этом месяце

15

 Запланированные инфузии

6

 Выполненные инфузии

2

 Пропущенные инфузии



Соблюдение режима введения ухудшилось
Пропущено 2 последние инфузии

 Предыдущее ФК исследование

Предыдущее ФК исследование:
дня(-ей) назад | май 21, 2020

Доза ME
4000

Уровень остаточной активности (%)
4,0

Период полувыведения FUP
13.3 ч

Интервал между инфузиями препарата
48 ч

 Кровотечения

Последнее кровотечение:
нояб. 01, 2021

Место:
Левое плечо

 Смотреть фото

Расширенное представление списка пациентов, у которых не включено представление данных

TestPatient306

1995

Адвейт®

Нет

май 27, 2020

^

Соблюдение режима инфузий нояб. 2021

Предыдущее ФК исследование

Кровотечения

Этот пациент не предоставляет доступ к своим данным.

ПРЕДЫДУЩЕЕ ФК ИССЛЕДОВАНИЕ

дня(-ей) назад | май 27, 2020

ДОЗА МЕ	ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ FVIII
4000	13.2 ч
УРОВЕНЬ ОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ (%)	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ИНФУЗИЯМИ ПРЕПАРАТА
4.0	48 ч

Этот пациент не предоставляет доступ к своим данным.

Страница ввода данных пациента

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

ID пациента клиники*

Год рождения*

Квартал года рождения*

Назначенный препарат*

Естественный исходный уровень FVIII*

муPKFiT предназначен
для использования у пациентов
1 года и старше

Квартал года рождения является
обязательным полем для заполнения
для пациентов в возрасте 15 лет
и младше

✕

✓

Управление существующими пациентами



[Главная](#)
[Пользователи](#)
[Настройки](#)
[Справка](#)
[Выход](#)


TestingPatient45
×

Назначенный препарат	Год рождения	Квартал года рождения*	Естественный исходный уровень FVIII	Последнее ФК исследование	Доза	Интервал между инфузиями	Доступ к данным	Изменить
Аденовейт®	1970	Q1	< 1%	июнь 14, 2021	4000 ME	72 ч	Да	

 Уведомления

 ФК исследования

 Общие сведения

 Отчеты о пациенте

Уведомления

Уведомления			Удалить все
Описание	Дата		
 Пропущенная инфузия	нояб. 06, 2021 00:00		×
 Пропущенная инфузия	нояб. 03, 2021 00:00		×
 ФК исследования	нояб. 02, 2021 02:04		×
 Соблюдение режима инфузии ниже целевого уровня	нояб. 02, 2021 02:04		×
Количество на страницу 5 ▾ 6-9 из 9 уведомлений			< >

Страница «ФК исследования»

ФК исследование

+ Добавить новое ФК исследование

Номер ФК исследования	Назначенный препарат	Дата ФК исследования	Масса тела (кг)	Доза ФК инфузии FVIII (ME)	Изменить
1	Адвейт®	июнь 11, 2021	100.0 кг	4000 ME	

ИЛИ

ФК исследования

+ Добавить новое ФК исследование

Номер ФК исследования	Назначенный препарат	Дата ФК исследования	Масса тела (кг)	Доза ФК инфузии FVIII (ME)	Изменить
1	Аденовейт®	июнь 14, 2021	100.0 кг	4000 ME	



Страница «ФК исследования. Общие сведения», если пациент не предоставил доступ к своим данным

[Главная](#)
[Пользователи](#)
[Настройки](#)
[Справка](#)
[Выход](#)

Testpatient1711
✕

Назначенный препарат	Год рождения	Квартал года рождения*	Естественный исходный уровень FVIII	Последнее ФК исследование	Доза	Интервал между инфузиями	Доступ к данным	Изменить
Адвейт®	2013	Q2	< 1%	авг 05, 2019	2202 ME	48 ч	Нет	

Уведомления
⌵

Описание	Дата	Удалить все
ФК исследования	нояб. 02, 2021 02:04	

Количество на странице: 3 из 1 из 1 уведомлений
 ⏪ ⏩

ФК исследования
⌵

+
Добавить новое ФК исследование

Номер ФК исследования	Назначенный препарат	Дата ФК исследования	Масса тела (кг)	Доза ФК инфузии FVIII (ME)	Изменить
1	Адвейт®	авг. 05, 2019	100.0 кг	4005 ME	

Общие сведения
⌵

График инфузий

Адвейт®

Каждые 48 ч

2202 ME

Активность в мобильном приложении

Нет данных

Кровотечения

Нет данных

Соблюдение режима инфузий

Нет данных

Инфузии

Нет данных


Период *

Дата начала
авг. 05, 2019

до
нояб. 22, 2021

Кровотечения

Период * Дата начала май 21, 2020 до Дата окончания нояб. 04, 2021



Кровотечение	Дата и время *	Место	Уровень FVIII во время кровотечения	Тип кровотечения	Причина кровотечения *	Активность	Фото кровотечения
1	нояб. 01, 2021 22:05	Левое плечо		Сустав	Ушиб/ Травма		
2	нояб. 01, 2021 21:53	Левое плечо		Сустав	Ушиб/ Травма		
3	нояб. 01, 2021 21:53	Левое плечо		Сустав	Ушиб/ Травма		
4	окт. 20, 2021 21:09	Голова	12.4%	Сустав	Ушиб/ Травма	Нет в списке	

Страница «Отчеты о пациенте»

↑ Отчеты о пациенте

Отчеты об инфузиях и кровотечениях

+ Добавить отчеты

Дата создания	Назначенный препарат	Период отчета	Количество кровотечений	CSV	PDF	Удалить
июнь 11, 2021	Аденовейт®	апр. 01, 2021 - июнь 11, 2021	2			
июнь 10, 2021	Аденовейт®	май 01, 2021 - июнь 09, 2021	1			

Количества на страницу 5 1-2 из 2 отчетов < >

Журнал ФК исследований

Дата создания	Назначенный препарат	Период полувыведения FVIII (ч)	Интервал между инфузиями препарата(ч)	Доза (ME)	CSV	PDF
июнь 07, 2021	Аденовейт®	12.6	72	4000		
июнь 07, 2021	Аденовейт®	12.6	72	4000		

Количества на страницу 5 1-2 из 2 ФК исследований < >

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

ID пациента клиники: Testpatient1711

Год рождения: 2013

Квартал года рождения*: Q2



Естественный исходный уровень FVIII: < 1%

Назначенный препарат: Адвейт®

» ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФК ИССЛЕДОВАНИИ

» ПРЕДЫДУЩИЕ ФК ИССЛЕДОВАНИЯ

» РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

» ФК ПРОФИЛЬ

» РАСЧЕТ ДОЗИРОВОК

» РЕДАКТИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ДОЗУ / УРОВЕНЬ ФАКТОРА VIII

» СОХРАНЕННЫЕ ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ PDF

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

ID пациента клиники: TestPatient1019

Год рождения: 1995

Квартал года рождения*: Q1



Естественный исходный уровень
FVIII: 1%

Назначенный препарат: Аденовейт®

» ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФК ИССЛЕДОВАНИИ

» ПРЕДЫДУЩИЕ ФК ИССЛЕДОВАНИЯ

» РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

» ФК ПРОФИЛЬ

» РАСЧЕТ ДОЗИРОВОК

» РЕДАКТИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ДОЗУ / УРОВЕНЬ ФАКТОРА VIII

» СОХРАНЕННЫЕ ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ PDF

Страница «Добавить новое ФК исследование. Общая информация о ФК исследовании»

▼ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФК ИССЛЕДОВАНИИ

Масса тела (кг)* 	Общая доза ФК инфузии FVIII (МЕ)* 	Дата ФК инфузии FVIII* 19-Окт-2016 
Назначенный препарат: АДВЕЙТ	Доза ФК инфузии FVIII (МЕ/кг):	Время ФК инфузии FVIII (00:00 - 23:59)* 11:51 

* Обязательные данные
❗ Для просмотра предупреждений кликните мышкой

Пожалуйста, введите время в формате 24-ч (например, 13:00)

Следующий этап

ИЛИ

▼ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФК ИССЛЕДОВАНИИ

Масса тела (кг)* 100.0	Общая доза ФК инфузии FVIII (МЕ)* 4000	Дата ФК инфузии FVIII* 08-Окт-2021 
Назначенный препарат: Аденовейт®	Доза ФК инфузии FVIII (МЕ/кг): 40.0	Время ФК инфузии FVIII (00:00 - 23:59)* 20:21 

* Обязательные данные
❗ Для просмотра предупреждений кликните мышкой

Пожалуйста, введите время в формате 24-ч (например, 13:00).

Сохранить и Следующий этап

Страница «Предыдущие ФК исследования»

▶ПРЕДЫДУЩИЕ ФК ИССЛЕДОВАНИЯ

ФК исследование ⇅	Дата последнего изменения ⇅	Отмывка	До инфузии (МЕ/дл)	Общая доза ФК инфузии FVIII (МЕ)	Дата и время ФК инфузии FVIII ⇅	Включить / Исключить исследование
1  Адвейт®	05-Авг-2019	Да	0	4005	05-Авг-2019 15:46	Включить Исключить

Сохранить и Следующий этап

ИЛИ

▶ПРЕДЫДУЩИЕ ФК ИССЛЕДОВАНИЯ

ФК исследование ⇅	Дата последнего изменения ⇅	Отмывка	До инфузии (МЕ/дл)	Общая доза ФК инфузии FVIII (МЕ)	Дата и время ФК инфузии FVIII ⇅	Включить / Исключить исследование
1  Аденовейт®	02-Ноя-2021	Нет	0	4000	16-Окт-2021 20:07	Включить Исключить

Сохранить и Следующий этап

ДОБАВИТЬ ПРЕДЫДУЩУЮ ИНФУЗИЮ

Дата предыдущей инфузии *

05-Окт-2016



Общая доза FVIII (ME) *

Время предыдущей инфузии (00:00 – 23:59) *

09:52



Пожалуйста, введите время в формате 24-ч (например, 13:00).

Отменить

Сохранить

УРОВЕНЬ АНТИГЕНА К VWF

Уровень антигена к VWF в анализе (МЕ/дл) *

Дата анализа VWF *

08-Дек-2021

☐ Использовать ранее введенный уровень VWF

Для данного пациента не введен уровень VWF.

Отменить

Сохранить

ДОБАВИТЬ ЗАБОР КРОВИ

Дата забора крови *

08-Окт-2021



Время забора крови (00:00-23:59) *

20:21



Уровень FVIII (МЕ/дл) *

Пожалуйста, введите время в формате 24-ч (например, 13:00).

☐ Образец ниже порога чувствительности метода (BLQ)

Метод анализа *

☒ Одностадийный

☐ Хромогенный

Уровень FVIII BLQ (МЕ/дл)

<

Для создания ФК профиля необходимо использовать один метод определения FVIII.

Отменить

Сохранить

Страница «Результаты анализов»

▼ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

Отмывка

☒ Да ☐ Нет

Уровень FVIII до инфузии (МЕ/дл)

Чтобы ввести уровень FVIII до инфузии, выберите ответ «Нет» в разделе «Отмывка»

ФК исследование	Образец	Дата последнего редактирования	Дата и время забора крови	Часов после	BLQ	Уровень FVIII (МЕ/дл)	Уровень FVIII BLQ (МЕ/дл)	Метод анализа	Включить исследование
1  АДВЕЙТ®	06-Апр-2018	Нет	02-Апр-2018 19:20	3:0	нет	90.0	Неприменимо	Одностад	<input checked="" type="button" value="Включен"/> Исключен 
1  АДВЕЙТ®	01-Апр-2018	Нет	03-Апр-2018 16:20	24:0	нет	20.0	Неприменимо	Одностад	<input checked="" type="button" value="Включен"/> Исключен 

[Добавить результат анализа крови](#)

Напоминание: для создания ФК профиля необходимо использовать один метод определения FVIII

	Расчет индивидуальной ФК Адвейт®
Клиренс (дл/ч/кг)	0.037
Объем распределения в равновесном состоянии (дл/кг)	0.5
Период полувыведения FVIII (ч)	11.3
Время выше 1% от исходного уровня (в часах)	67.0
Улучшенный Байесовский алгоритм (v2) используется для расчёта оценочных параметров. 	

[Следующий этап](#)

Страница «Результаты анализов»

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

Отмывка

Да

Нет

Уровень FVIII до инфузии (МЕ/дл)

Чтобы ввести уровень FVIII до инфузии, выберите ответ "Нет" в разделе "Отмывка".

Анализы VWF отсутствуют.

Добавить анализ VWF

ФК исследование	Образец	Дата последнего изменения	Дата и время забора крови	Часов после	BLQ	Уровень FVIII (МЕ/дл)	Уровень FVIII BLQ (МЕ/дл)	Метод анализа	Включить / Исключить исследование	
1 Аденовейт®	1	07-Июн-2021 00:00	07-Июн-2021 16:30	3:00	Нет	100.0	нет	Одностадийный	Включить Исключить	
1 Аденовейт®	2	07-Июн-2021 00:00	09-Июн-2021 13:30	48:00	Нет	8.0	нет	Одностадийный	Включить Исключить	

Добавить результат анализа

Напоминание. Для создания ФК профиля необходимо использовать один метод определения FVIII.

Расчет индивидуальной ФК / Аденовейт®

Клиренс (дл/ч/кг)	0.020
Объем распределения в равновесном состоянии (дл/кг)	0.4
Период полувыведения FVIII (ч)	12.6
Время выше 1% от исходного уровня (в часах)	85.0


Байесовский алгоритм используется для расчета оценочных параметров Аденовейт®.

Сохранить и Следующий этап

ФК ПРОФИЛЬ

Вернитесь на страницу с Исследованиями для того, чтобы включить или исключить отдельные образцы анализов.

Индивидуальный ФК профиль – Адвейт®




■ +/- 20% от ФК популяции
 --- ФК популяции
 ◆ Данные анализа крови
 ■ Исключенные данные анализа крови
▲ Данные предыдущего исследования
 ▼ Предыдущее исследование не включает данные анализа крови
 — Индивидуальный ФК расчет

Сохранить и Следующий этап

▼ ФК ПРОФИЛЬ

Вернитесь на страницу с Исследованиями для того, чтобы включить или исключить отдельные образцы анализов.

Индивидуальный ФК профиль – Аденовейт®



Сохранить и Следующий этап

Страница «Расчёты дозировок»

▼ РАСЧЁТЫ ДОЗИРОВОК

Целевой минимальный уровень (% выше исходного)	Период полувыведения FVIII (ч)	Интервал между инфузиями препарата (ч)
4	11.0	24 <input checked="" type="text" value="48"/> 72 Настраиваемый
Доза МЕ		

Введите целевой минимальный уровень или дозу для изменения режима введения. Второе поле будет заполнено автоматически на основании введенного в первое поле значения.

Сохранить в PDF

▼ РАСЧЕТ ДОЗИРОВОК

Целевой минимальный уровень (%) выше исходного	Период полувыведения FVIII (ч)	Интервал между инфузиями препарата (ч)
3.3	14.1	48 <input checked="" type="text" value="72"/> 84 96 Настраиваемый
Доза МЕ	Вид	
4000	<input checked="" type="text" value="Неделя 1"/> Неделя 2	

Страница «Расчёты дозировок»

РАСЧЕТ ДОЗИРОВОК

Целевой минимальный уровень (%) выше исходного:

Период полувыведения FVIII (ч):

Интервал между инфузиями препарата (ч):

Доза МЕ:

Вид:

Расчет дозировки - Адвейт®

Время выше настраиваемого уровня FVIII (%)

Время ниже установленного уровня FVIII (%)

Неделя

Расчет дозировки - Адвейт®

Неделя 1	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Доза МЕ	4000 МЕ		4000 МЕ		4000 МЕ		4000 МЕ
Доза МЕ/кг	40.0 МЕ/кг		40.0 МЕ/кг		40.0 МЕ/кг		40.0 МЕ/кг
Целевой минимальный уровень (%) выше исходного	4.2 %		4.5 %		4.5 %		4.5 %
Время выше (ч) % 65%	4 ч		4 ч		4 ч		4 ч
Время ниже (ч) 16%	25 ч		24 ч		23 ч		23 ч

Неделя 2	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Доза МЕ		4000 МЕ		4000 МЕ		4000 МЕ	
Доза МЕ/кг		40.0 МЕ/кг		40.0 МЕ/кг		40.0 МЕ/кг	
Целевой минимальный уровень (%) выше исходного		4.5 %		4.5 %		4.5 %	
Время выше (ч) % 65%		4 ч		4 ч		4 ч	
Время ниже (ч) 16%		23 ч		23 ч		23 ч	

Сохранить в PDF

Страница «Расчёты дозировок»

«РАСЧЕТ ДОЗИРОВОК»

Целевой минимальный уровень (%) выше исходного:

Период полувыведения FVIII (ч):

Интервал между инфузиями препарата (ч):

Доза ME:

Вид: ☒ Неделя 1 ☐ Неделя 2

Расчет дозировки - Аденовейт®

Время выше установленного уровня FVIII (%)

Время ниже установленного уровня FVIII (%)

Неделя: ☒ 1 ☐ 2

Расчет дозировки - Аденовейт®

Неделя 1	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Доза ME	4000 ME			4000 ME			4000 ME
Доза ME/kg	40.0 ME/kg			40.0 ME/kg			40.0 ME/kg
Целевой минимальный уровень (%) выше исходного	3.3 %			3.4 %			3.4 %
Время выше (ч) % 67%	10 ч			11 ч			11 ч
Время ниже (ч) % 18%	34 ч			33 ч			33 ч

Неделя 2	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Доза ME			4000 ME			4000 ME	
Доза ME/kg			40.0 ME/kg			40.0 ME/kg	
Целевой минимальный уровень (%) выше исходного			3.4 %			3.4 %	
Время выше (ч) % 67%			11 ч			11 ч	
Время ниже (ч) % 18%			33 ч			33 ч	

Сохранить в PDF

Страница «Настраиваемый интервал между введениями»

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВВЕДЕНИЯМИ

	Неделя 1							Неделя 2						
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Интервал между инфузиями препарата (ч)	48	0	48	0	48	0	48	48	0	48	0	48	0	48

Отменить
Сохранить

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВВЕДЕНИЯМИ

Рекомендуемая частота введения — дважды в неделю с интервалом в 3–4 дня (см. [инструкцию по применению препарата Аденовейт®]).

	Неделя 1							Неделя 2						
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒
Интервал между инфузиями препарата (ч)	72	0	0	72	0	0	96	0	0	0	72	0	0	24

Отменить
Сохранить

Страница «Редактировать индивидуальную дозу/целевое минимальное значение FVIII (уровень фактора VIII)

▼ РЕДАКТИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ДОЗУ / УРОВЕНЬ ФАКТОРА VIII

Сбросить изменения

День	Интервал между инфузиями препарата (ч)	Доза (МЕ)	Целевой минимальный уровень (%) выше исходного	
Пн	72	4672	1.0	
Вт	72	4672	1.0	
Ср	72	4672	1.0	
Чт	72	4672	1.0	
Пт	72	4672	1.0	

РЕДАКТИРОВАТЬ ДОЗУ
ИЛИ УРОВЕНЬ ФАКТОРА VIII

День
Неделя 1 - Понедельник

Доза (МЕ)

Целевой минимальный уровень
(% выше исходного)

Для создания схемы применения препарата введите минимальное значение или дозу, второе поле будет заполнено автоматически на основании введенного в первое поле значение

Отмена

Сохранить

Страница «Сохраненные файлы в формате PDF и CSV»

▼СОХРАНЕННЫЕ ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ PDF

Дата создания ⬇	Назначенный препарат	Период полувыведения FVIII (ч)	Интервал между инфузиями препарата (ч)	Доза (МЕ)	PDF	CSV
05-Авг-2019	Адвейт®	12.3	48	2202		

ИЛИ

▼СОХРАНЕННЫЕ ФАЙЛЫ В ФОРМАТЕ PDF

Дата создания ⬇	Назначенный препарат	Период полувыведения FVIII (ч)	Интервал между инфузиями препарата (ч)	Доза (МЕ)	PDF	CSV
02-Ноя-2021	Аденовейт®	14.1	72	4000		
20-Окт-2021	Аденовейт®	14.1	72	4000		

Экран «Администратора»: Список пользователей



[Главная](#)
[Пользователи](#)
[Настройки](#)
[Справка](#)
[Выход](#)

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!


Пользователи

[+ Добавить нового пользователя](#)

Поиск

Имя	Электронная почта	Номер телефона	Название клиники	Администратор клиники	Основной доступ к клинике	Учетная запись	Состояние	Изменить
 Clinic User	baxpkctest+valrussiauser@gmail.com	123 Test	Russia Test Clinic		✓	 Разблокировано	✓ Активен	
 Mail Test	raghavmunna007@gmail.com		Russia Test Clinic	✓	✓	 Разблокировано	✓ Активен	
 Mail Test Russia	downloadsadda007@gmail.com		Russia Test Clinic	✓		 Разблокировано	✓ Активен	
 Доктор Russia Val Test Clinic Admin 01	baxpkctest+russiaclinicadmin01@gmail.com	1111111111	Russia Clinic 2	✓	✓	 Разблокировано	✓ Активен	

Окно «Информация о пользователях»



ГлавнаяПользователиНастройкиСправкаВыход

Информация о пользователеДоступ к сайтуДоступ к пациентам

Приветствие

Имя *

Clinic

Отчество

Фамилия *

User

Номер телефона *

123 Test

Дополнительный номер телефона

Язык *

Русский (Россия)

Адрес электронной почты *

baxpkctest+valrusciauser@gmail.com

Сбросить пароль

Удалить

✕ Отменить

✓ Сохранить

Окно «Информация о доступе к сайту»

[Главная](#)[Пользователи](#)[Настройки](#)[Справка](#)[Выход](#)[Информация о пользователе](#)[Доступ к сайту](#)[Доступ к пациентам](#)

У ВАС ЕСТЬ ДОСТУП К



Russia Test Clinic
12121 Testing Ct., 12345, Moscow, null

Выберите не менее одной из следующих должностных функций:

Должностные функции, относящиеся к приложению

Основной доступ к клинике



Возможность просмотра информации о пациентах, включая информацию о лечении, параметры приложения и отчеты.

Административные функции

Администратор пользователей клиники



Возможность создавать и изменять учетные записи пользователей клиники.

✕ Отменить

✓ Сохранить

ГлавнаяПользователиНастройкиСправкаВыход

Информация о пользователеДоступ к сайтуДоступ к пациентам

Выберите один из следующих типов доступа к пациенту:

☐ Нет пациентов

☒ Все пациенты

☐ Отдельные пациенты

✕ Отменить

✓ Сохранить



ГлавнаяПользователиНастройкиСправкаВыход

Информация о пользователеДоступ к сайтуДоступ к пациентам

Выберите один из следующих типов доступа к пациенту:

☐ Нет пациентов

☐ Все пациенты

☒ Отдельные пациенты

+

Добавить пациентов

ID пациента клиники ^	Год рождения	Квартал года рождения*	Удалить
Ни один пациент не выбран. Для выбора нажмите "Добавить пациентов".			

0 из 0 пациентов

Количество на страницу 10 < 1 >

✕ Отменить

✓ Сохранить

Выбрать пациентов

Поиск пациента



Выбрать	ID пациента клиники	Год рождения	Квартал года рождения*
☐	728219	1981	Н/Д
☐	82920	2000	Н/Д
☒	AdyPatient110121	1995	Кв.2 (апрель – июнь)
☐	DCPatient0223	2005	Кв.3 (июль – сентябрь)
☒	FMTestRU1	1985	Н/Д

1–5 из 23 пациентов

Количества на страницу 5 ▾

1 < > 2 3 4 5 > >|



Отменить



Сохранить

Страница «Отключить пользователя»



ГлавнаяПользователиНастройкиСправкаВыход

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!

 Пользователи

 Добавить нового пользователя

Поиск

Имя	Электронная почта	Номер телефона	Название клиники	Администратор клиники	Основной доступ к клинике	Учетная запись	Состояние	Изменить
 Clinic User	baxpkctest+valrussiauser@gmail.com	123 Test	Russia Test Clinic		✓	 Разблокировано	✓ Активен	
 Mail Test	raghavmunna007@gmail.com		Russia Test Clinic	✓	✓	 Разблокировано	✓ Активен	
 Mail Test Russia	downloadsadda007@gmail.com		Russia Test Clinic	✓		 Разблокировано	✓ Активен	
 Доктор Russia Val Test Clinic Admin 01	baxpkctest+russiainclinicadmin01@gmail.com	1111111111	Russia Clinic 2	✓	✓	 Разблокировано	✓ Активен	

Пожалуйста, подтвердите

Отключить этого пользователя?

 Clinic User

Russia Test Clinic
baxpkctest+valrussiauser@gmail.com
123 Test

✕ Отменить

✓ Сохранить

Страница «Активировать пользователя»

[Главная](#)[Пользователи](#)[Настройки](#)[Справка](#)[Выход](#)

Добро пожаловать, VAL Russia Clinic Admin!

Пользователи

[+ Добавить нового пользователя](#)

Имя	Электронная почта	Номер телефона	Название клиники	Администратор клиники	Основной доступ к клинике	Учетная запись	Состояние	Изменить
Clinic User	baxpkctest+valrussiauser@gmail.com	123 Test	Russia Test Clinic		✓	Разблокировано	☒ Активен	
Mail Test	raghavmunna007@gmail.com		Russia Test Clinic	✓	✓	Разблокировано	☐ Неактивен	
Mail Test Russia	downloadsadda007@gmail.com		Russia Test Clinic	✓		Разблокировано	☒ Активен	

Пожалуйста, подтвердите

Включить этого пользователя?

Mail Test

Russia Test Clinic
raghavmunna007@gmail.com

[✕ Отменить](#)[✓ Сохранить](#)

Страница «Сбросить пароль»



ГлавнаяПользователиНастройкиСправкаВыход

Информация о пользователеДоступ к сайтуДоступ к пациентам

Приветствие

Имя

Clinic

Отчество

Фамилия

User

Номер телефона

123 Test

Дополнительный номер телефона

Язык

Русский (Россия)

Адрес электронной почты

bxpkctest+valrussiauser@gmail.com

Сбросить пароль

Удалить

Отменить

Сохранить

Пожалуйста, подтвердите

Вы действительно хотите сбросить пароль?

 Clinic User

Russia Test Clinic
bxpkctest+valrussiauser@gmail.com
123 Test

Отменить

Пожалуйста, подтвердите

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 43 листа(ов)

Должность, ФИО

Руководитель группы по регистрации
Осипова Наталья Алексеевна

(подпись)

Осипова

« 05 » марта 2024 года

