

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «КС-ПРОФ»

Евдокимов С.П.

Шоки 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»

Производитель: Производственно-торговое частное унитарное предприятие
«УНИКСФАРМ» (УП «УНИКСФАРМ»), Республика Беларусь

ФОТОГРАФИИ ОБЩЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ



Фотография 1 – Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, цвет: натуральный, размер М (средний)



Фотография 2 – Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, цвет: синий, размер XL (сверхбольшой)



Фотография 3 – Общий вид потребительской упаковки – коробка из картона хром-эрзац (232×124×71)



Фотография 4 – Общий вид потребительской упаковки – коробка из картона хром-эрзац (240×130×190)



Фотография 5 – Общий вид потребительской упаковки – пакета из полипропилена



Фотография 6 – Общий вид потребительской упаковки – пакета из полиэтилена



Фотография 7– Общий вид транспортной упаковки

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

Violet 11.04.2018



Рисунок 1 – Макет маркировки потребительской упаковки –
коробка из картона хром-эрзац (232×124×71)

Дополнительно на коробку из картона хром-эрзац наносятся ярлыки следующего вида (см. рисунок 3):

смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные РУ от « » 20 г. №		
LOT	 	LATEX
Размер:	Количество:	Цвет:
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КС-ПРОФ», 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204; e-mail: info@kc-prof.ru		

а)

смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности РУ от « » 20 г. №		
LOT	 	LATEX
Размер:	Количество:	Цвет:
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КС-ПРОФ», 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204; e-mail: info@kc-prof.ru		

б)

Рисунок 3 – Ярлыки, наносимые на коробку из картона хром-эрзац

Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки **ОДНОРАЗОВЫЕ**, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение не менее 12 ч.

Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (латекс).



UNIX FARM

ПЕРЧАТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
“UNIXFARM”

2

СМОТРОВЫЕ
ЛАТЕКСНЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

Количество: 1 пара

Размер перчаток:

Партия:

Дата изготовления:

Годен до:

Цвет:

Изготовитель: УП “УНИКСФАРМ”
220108, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Корженевского, 14 литер 3 1/а
e-mail: unixfarmtd@gmail.com / www.unixfarm.by
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «КС-ПРОФ» 440004, Пензенская обл., г. Пенза,
ул. Центральная, стр. 1Б, корпус 6, комната 204
E-mail: info@kc-prof.ru

РУ от «__» ____ 20__ г. № ____



а) Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, цвет: натуральный

Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует избегать перчаток от механических повреждений.
Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха не более 80% в течение не менее 12 ч.
Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (латекс).



ПЕРЧАТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
“UNIXFARM”

2

**СМОТРОВЫЕ
ЛАТЕКСНЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ**

Количество: 1 пара

Размер перчаток:

Партия:

Дата изготовления:

Годен до:

Цвет:

Изготовитель: УП «УНИКС ФАРМ»
220108, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Корженевского, 14 литер 3.1.х
e-mail: unixfarm32@gmail.com / www.unixfarm.by
Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «КС ПРОФ», 440004, Пензенская обл., Пенза
ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204
E-mail: info@ks-prof.ru

Рука № _____ 20 ____ № _____



- б) Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, цвет: синий
- Рисунок 4 – Макет маркировки потребительской упаковки – пакета из полипропилена

	Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные			
	РУ от «__» ____ 20__ г. № ____			
LOT	 20XX-XX  20XX-XX	   		
Размер:	Количество:	ШТ.	Цвет:	
Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений. Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение не менее 12 ч. Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (латекс).				
Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ», 220108 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к e-mail: unixfarmtd@gmail.com; www.unixfarm.by		Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КС-ПРОФ», 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204; e-mail: info@kc-prof.ru		

- а) Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, цвет: натуральный

	Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности			
	РУ от «__» ____ 20__ г. № ____			
LOT	 20XX-XX  20XX-XX	   		
Размер:	Количество:	ШТ.	Цвет:	
Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений. Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение не менее 12 ч. Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (латекс).				
Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ», 220108 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к e-mail: unixfarmtd@gmail.com; www.unixfarm.by		Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КС-ПРОФ», 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204; e-mail: info@kc-prof.ru		

- б) Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, цвет: синий

Рисунок 5 – Макет маркировки потребительской упаковки – пакета из полиэтилена

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные РУ от «__» ____ 20__ г. № _____		
LOT ГУ-XXXXXXXX  20XX-XX  20XX-XX 		
Размер:	Количество:	МАССА БРУТТО кг МАССА НЕТТО кг
Цвет:	ШТ.	
Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (латекс).		
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КС-ПРОФ», 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204; e-mail: info@kc-prof.ru		

а)

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые латексные, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности РУ от «__» ____ 20__ г. № _____		
LOT ГУ-XXXXXXXX  20XX-XX  20XX-XX 		
Размер:	Количество:	МАССА БРУТТО кг МАССА НЕТТО кг
Цвет:	ШТ.	
Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (латекс).		
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КС-ПРОФ», 440004, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1В, корпус 6, комната 204; e-mail: info@kc-prof.ru		

б)

Рисунок 6 – Макет этикетки транспортной упаковки

Маркировка, наносимая непосредственно на транспортную упаковку, представлена на фотографии 7

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов
цифрами прописью

Должность: Генеральный директор
Подпись: С.П. Свдокимов

« 24 » июня 2024 г. М.П.

