

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (ред. 3)**

**«Автомат для гистологической обработки тканей “ЛОГОС ВАН ЭВО”
(LOGOS ONE EVO) с принадлежностями»,**

производства «Milestone S.r.l.» («Майлстоун С.р.л.»), Италия

2024



1. Автомат для гистологической обработки тканей “ЛОГОС ВАН ЭВО” (LOGOS ONE EVO). Вид спереди.



Автомат для гистологической обработки тканей “ЛОГОС ВАН ЭВО” (LOGOS ONE EVO). Вид сзади.



Автомат для гистологической обработки тканей “ЛОГОС ВАН ЭВО” (LOGOS ONE EVO). Вид сбоку.



Автомат для гистологической обработки тканей “ЛОГОС ВАН ЭВО” (LOGOS ONE EVO). Вид сбоку.



2. Кабель питания Shuko 16A (для версии 230В) / (16A Shuko power supply cable (for 230V version))



3. Трубка для слива парафина (WAX draining tube)



4. Набор этикеток для ёмкостей, в составе (Tank drafting kit which includes):

4.1. Этикетки для емкостей (Tank labels) – 1 комплект.;




4. Набор этикеток для ёмкостей, в составе (Tank drafting kit which includes):
4.2. Пластиковые кольца (Plastic rings) – 9 шт.;




4. Набор этикеток для ёмкостей, в составе (Tank drafting kit which includes):

4.3. Защитные колпачки для резервуаров с диаметром отверстия 28-55 мм (Caps suitable for tanks with hole diameter 28-55mm) - 9 шт.;



4. Набор этикеток для ёмкостей, в составе (Tank drafting kit which includes):
4.4. Металлические кольца (Metal rings) – 9 шт.



5. Магнитная ручка для сенсорного экрана (Magnetic touch screen pen)




6. Соединительный кабель (By-pass cable)




7. Устройство для переноса штативов с пластиковой крышкой (Rack Transfer Kit tray with plastic cover) (рис. 1)



7. Устройство для переноса штативов с пластиковой крышкой (Rack Transfer Kit tray with plastic cover) (рис. 2)



8. Разборный штатив на 210 кассет (Split Rack 210 cassettes) (рис. 1)



8. Разборный штатив на 210 кассет (Split Rack 210 cassettes) (рис. 2)



9. Скребок для парафина, не оставляющий царапин (Non-scratch Spatula to remove paraffin wax)



10. Вытяжная труба в комплекте (Exhaust Tube complete)



11. USB-накопитель, содержащий (USB key containing):

11.1. Руководство по эксплуатации ЛОГОС ВАН ЭВО [LOGOS ONE EVO] в электронном формате (Operator Manual in electronic format);


11.2. Руководство по монтажу внешнего формалинового фильтрующего модуля в электронном формате (Installation of external exhaust fume filter kit - Operator Manual)



12. Контейнер объемом 5 литров (Tank 5 liters capacity) (рис. 1)



12. Контейнер объемом 5 литров (Tank 5 liters capacity) (рис. 2)



12. Контейнер объемом 5 литров (Tank 5 liters capacity) (рис. 3)



13. Контейнер объемом 5 литров, устойчивый к воздействию ксилола (Tank 5 liters capacity Xylene proof) (рис. 1)




13. Контейнер объемом 5 литров, устойчивый к воздействию ксилола (Tank 5 liters capacity Xylene proof) (рис. 2)



14. Модуль ИБП (UPS module 230V~ 50/60Hz) (рис. 1)



14. Модуль ИБП (UPS module 230V~ 50/60Hz) (рис. 2)



15. Держатель ИБП (UPS Holder) (рис. 1)



15. Держатель ИБП (UPS Holder) (рис. 2)






16. Набор шестигранных ключей (Set of Allen screws)



17. Набор этикеток для контроля реагентов (Labels for reagents control)



18. Трубки (Pipes)




19. Руководство по эксплуатации ЛОГОС ВАН ЭВО [LOGOS ONE EVO] в бумажном формате


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



1. Штатив на 24 супермега кассеты (Rack for 24 Supermega cassettes on 2 layers) (рис. 1)




1. Штатив на 24 супермега кассеты (Rack for 24 Supermega cassettes on 2 layers) (рис. 2)



2. Металлическая штатив-корзина на 300 стандартных кассет (Large volume metal rack for 300 cassettes) (рис. 1)




2. Металлическая штатив-корзина на 300 стандартных кассет (Large volume metal rack for 300 cassettes) (рис. 2)



3. Штатив-корзина на 300 стандартных кассет (Basket rack for 300 standard cassettes) (рис. 1)



3. Штатив-корзина на 300 стандартных кассет (Basket rack for 300 standard cassettes) (рис. 2)



4. Внешний формалиновый фильтрующий модуль, включая один запасной фильтрующий картридж (External exhaust FORMALIN fumes filter kit, including one spare filter):
Общий вид (рис. 1)



4. Внешний формалиновый фильтрующий модуль, включая один запасной фильтрующий картридж (External exhaust FORMALIN fumes filter kit, including one spare filter):
Общий вид (рис. 2)



4. Внешний формалиновый фильтрующий модуль, включая один запасной фильтрующий картридж (External exhaust FORMALIN fumes filter kit, including one spare filter):
Запасной фильтрующий картридж (рис. 1)



4. Внешний формалиновый фильтрующий модуль, включая один запасной фильтрующий картридж (External exhaust FORMALIN fumes filter kit, including one spare filter): Запасной фильтрующий картридж (рис. 2)



5. Штатив для 40 супермега слим кассет (Rack for up to 40 Supermega Slim Cassettes on two layers) (рис. 1)




5. Штатив для 40 супермега слим кассет (Rack for up to 40 Supermega Slim Cassettes on two layers) (рис. 2)



6. USB Считыватель штрихкодов 1D/2D с держателем (USB Barcode Reader 1D/2D, including holder) (рис.1)

62895

USB BARCODE READER 1D/2D, INCLUDING HOLDER



MILESTONE
HELPING
PATIENTS

Order: 
P30009129

Data scorte:

Descr: USB BARCODE READER 1D/2D, INCLUDING HOLDER


Lot N°:

P/N: 
62895

Serial Number: 
29202300034

6. USB Считыватель штрихкодов 1D/2D с держателем (USB Barcode Reader 1D/2D, including holder) (рис.2)

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 49 листов
Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий ООО «БиоЛайн»
Л.В. Хохлова



**Сведения об упаковке и маркировке на русском языке
для медицинского изделия Автомат для гистологической обработки тканей «ЛОГОС ВАН ЭВО»
(LOGOS ONE EVO) с принадлежностями, производства: Майлстоун С.р.л., Италия**

2024

Оглавление

I. Упаковка медицинского изделия.....	3
II. Маркировка медицинского изделия.....	7

I. Упаковка медицинского изделия



Рис.1. Образец транспортной упаковки (внешний вид) для Автомата для гистологической обработки тканей «ЛОГОС ВАН ЭВО» (LOGOS ONE EVO).



Рис.2. Образец транспортной упаковки (внешний вид) для Автомата для гистологической обработки тканей «ЛОГОС ВАН ЭВО» (LOGOS ONE EVO).



Рис.3. Образец транспортной упаковки (внутренний вид) для Автомата для гистологической обработки тканей «ЛОГОС ВАН ЭВО» (LOGOS ONE EVO).



Рис.4. Образец транспортной упаковки (внутренний вид) для Автомата для гистологической обработки тканей «ЛОГОС ВАН ЭВО» (LOGOS ONE EVO).

II. Маркировка медицинского изделия

1. Маркировка транспортной упаковки

- Образцы маркировок ниже представлены в качестве образцов и могут различаться порядком расположения символов или способом отображения информации.
- Данные, обозначенные символами  и , являются переменными.

Сведения, содержащиеся на маркировке транспортной упаковки:

1.1) Маркировка с информацией о переработке

Макет (образец):




Фотографическое изображение (пример размещения на транспортной упаковке):



1.2) Маркировка с наименованием заказчика и контактной информацией

Макет (образец):



Фотографическое изображение (пример размещения на транспортной упаковке):



1.3) Маркировка с информацией об изделии

- Фотографическое изображение (пример размещения на транспортной упаковке):



- Фотографическое изображение (пример шильды, размещенной на задней панели прибора):



1.4) Индикатор ударного воздействия "ShockWatch"

Макет (образец):



Фотографическое изображение (пример размещения на транспортной упаковке):



2. Маркировка на русском языке

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, помимо маркировки производителя, на поставляемых изделиях также будет присутствовать следующая дополнительная маркировка на русском языке, информация на которой должна рассматриваться в совокупности с оригинальной маркировкой производителя, представленной на шильде и упаковке прибора.

Представленная ниже этикетка будет применяться после успешного завершения процедуры внесения изменений в регистрационные документы и размещаться в форме наклейки (стикера):

МАЙЛСТОУН с.р.л.	
Виа Фатебенефрателли, 1/5 - 24010 Соризоле (БГ) - Италия	
Автомат для гистологической обработки тканей	
«ЛОГОС ВАН ЭВО» (LOGOS ONE EVO) с принадлежностями	
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17517 от _____	
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «БиоЛайн»	
Почтовый адрес: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Е.	
Тел.: +7(812) 320-49-49; email: main@bioline.ru	
Сервисная служба для всех регионов России: 8 (800) 444-39-49	
Информацию о каталожном номере REF ,	серийном номере SN ,
дате производства  см. на оригинальной маркировке.	

ПРИМЕЧАНИЕ: Маркировка представлена в качестве примера. Этикетки могут различаться порядком расположения символов.

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 11 листов
Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий ООО «БиоЛайн»
Л.В. Хохлова

