



**Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие**


**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения активной формы витамина B12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Активный B12 (холотранскобаламин) Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)»**






Фотографическое изображение общего вида МИ Активный В12 (холотрансцобаламин) Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)

(Кат. № 03P24-02)



Фотографическое изображение вида открытой упаковки **Активный В12 (холотранскобаламин) Калибраторы (ARCHITEST XENON)**  
(Holotranscobalamin) Calibrators)

(Кат. № 03P24-02)



(Кат. № 03P24-02))





## **Макет маркировки на медицинское изделие**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения активной формы  
витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови  
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Активный В12 (холотранскобаламин)  
Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации  
Активный В12 (холотранскобаламин) Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin)  
Calibrators), Кат №3P24-02



3P24-02



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения активной формы витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Активный В12 (холотранскобаламин) Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)» в составе: 1. Калибратор А (ARCHITECT Active-B12 CAL A) -1 флакон х 4,0 мл; 2. Калибратор В (ARCHITECT Active-B12 CAL B) -1 флакон х 4,0 мл; 3. Калибратор С (ARCHITECT Active-B12 CAL C) -1 флакон х 4,0 мл; 4. Калибратор D (ARCHITECT Active-B12 CAL D) -1 флакон х 4,0 мл; 5. Калибратор Е (ARCHITECT Active-B12 CAL E) -1 флакон х 4,0 мл; 6. Калибратор F (ARCHITECT Active-B12 CAL F) -1 флакон х 4,0 мл; 7. Инструкция по применению / Производитель: «Эбботт ГмбХ», Германия, Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия / Место производства: Axis-Shield Diagnostics Ltd, Luna Place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, United Kingdom/ Страна происхождения: Великобритания / ПУ № \_\_\_\_ / \_\_\_\_ от \_\_\_\_ / Инструкция по применению на русском языке: [www.corelaboratory.abbott/IFU/](http://www.corelaboratory.abbott/IFU/) Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

**Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,  
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Активный В12 (холотранскобаламин)  
Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators), Кат №3P24-02

121-3P24-02

ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators

|       |     |        | pmol/L |
|-------|-----|--------|--------|
| CAL A | 1 x | 4.0 mL | 0.0    |
| CAL B | 1 x | 4.0 mL | 7.4    |
| CAL C | 1 x | 4.0 mL | 16.8   |
| CAL D | 1 x | 4.0 mL | 35.7   |
| CAL E | 1 x | 4.0 mL | 73.5   |
| CAL F | 1 x | 4.0 mL | 149.1  |


CONTAINS: AZIDE

Active-B12 Cals


Abbott

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Активный В12 (холотранскобаламин)  
Калибраторы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators), Кат №3P24-02


- Калибратор А (ARCHITECT Active-B12 CAL A)




- Калибратор В (ARCHITECT Active-B12 CAL B)




- Калибратор С (ARCHITECT Active-B12 CAL C)




• Калибратор D (ARCHITECT Active-B12 CAL D)



• Калибратор E (ARCHITECT Active-B12 CAL E)



• Калибратор F (ARCHITECT Active-B12 CAL F)



## Используемые символы

| Символы ISO 15223                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | См. инструкцию по применению                                                            |
|   | Изготовитель                                                                            |
|   | Температурный диапазон                                                                  |
|   | Использовать до/Срок годности                                                           |
|   | Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>                                     |
|   | Номер серии                                                                             |
|   | Каталожный номер                                                                        |
| Другие символы                                                                     |                                                                                         |
|   | Калибратор (A,B,C,D,E или F)                                                            |
|   | Содержит азид натрия. При контакте с кислотами образуется высокотоксичный газ.          |
|   | Дистрибьютор в США                                                                      |
|   | Информация только для США                                                               |
|   | Произведено для Abbott                                                                  |
|   | Страна происхождения:<br>Великобритания                                                 |
|  | Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США). |



Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза

