


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения активной формы витамина B12
(холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Активный B12
(холотранскобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12
(Holotranscobalamin) Controls)».**





Фотографическое изображение общего вида МИ Активный В12 (холотрансцобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls)),

(Кат. № 03P24-11)



Фотографическое изображение вида открытой упаковки **Активный В12 (холотранскобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active B12 (Holotranscobalamin) Controls)»,**
(Кат. № 03P24-11)



Фотографическое изображение флаконов Активный B12 (холотранскобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls)),

(Кат. № 03P24-11)



Подпись

MS



Макет маркировки на медицинское изделие

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения активной формы витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Активный В12 (холотранскобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls)».

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации Активный B12 (холотранскобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls), Кат. № 3P24-11



3P24-11



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения активной формы витамина B12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Активный B12 (холотранскобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls)»

в составе: 1. Контроль L (ARCHITECT Active-B12 Control L) – 1 флакон х 8,0 мл; 2. Контроль H (ARCHITECT Active-B12 Control H) – 1 флакон х 8,0 мл; 3. Инструкция по применению / Производитель: «Эбботт ГмбХ», Германия, Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия / Место производства: Axis-Shield Diagnostics Ltd, Luna Place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, United Kingdom/ Страна происхождения: Великобритания / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия,

г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,


Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Активный B12
(холотрансцобаламин) Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12
(Holotranscobalamin) Controls), Кат. № 3P24-11

H21377902




www.abbottdiagnostics.ru
3P24-11 Active-B12 Ctrl



ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls

		CONC	RANGE		
		(pmol/L)	(pmol/L)		
CONTROL	L	1 x 8 mL	15.0	9.6 - 21.8	
CONTROL	H	1 x 8 mL	48.0	29.6 - 66.7	



CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-450

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Auto Shield Diagnostics Limited
Luna Place, The Technology Park,
Quinton DDB, USA
United Kingdom


PRODUCT OF GB




Active-B12
Ctrls

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Активный B12 (холотранскобаламин)
Контрольные материалы (ARCHITECT Active-B12 (Holotranscobalamin) Controls), Кат. № 3P24-11

- Контроль L (ARCHITECT Active-B12 CONTROL L)



- Контроль H (ARCHITECT Active-B12 CONTROL H)



Используемые символы

Символы ISO 15223	
	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер

Другие символы	
	Концентрация
	Содержит азид натрия. При контакте с кислотами образуется высокотоксичный газ.
	Контроль Низкий, Высокий (L,H)
	Дистрибьютор в США
	Информация только для США
	Произведено для Abbott
	Страна происхождения: Великобритания
	Диапазон
	Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США).

	Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза
---	---

