

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»




М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК ЧЕЛОВЕКА
ИЗ СУХИХ ПЯТЕН КРОВИ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
«МАГНОПРАЙМ® DRYSPOT»
ПО ТУ 21.20.23-219-09286667-2023

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток
для набора реагентов для экстракции ДНК человека
из сухих пятен крови и цельной крови «МагноПрайм® DrySpot»
по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023

Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки																																			
Набор (лицевая сторона)	 МагноПрайм® DrySpot Набор реагентов для экстракции ДНК человека из сухих пятен крови и цельной крови «МагноПрайм® DrySpot» по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023  																																			
Набор (оборотная сторона)	Набор реагентов для экстракции ДНК человека из сухих пятен крови и цельной крови «МагноПрайм® DrySpot» по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023 Состав набора: <table><tr><td>Реагент S</td><td>46,0 мл × 1</td><td> Опасно</td><td>H302, H311, H319, H332, H411, EUH032</td><td> 96</td></tr><tr><td>Буфер L</td><td>53,0 мл × 1</td><td> Опасно</td><td>H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032</td><td> X</td></tr><tr><td>Буфер W2</td><td>75,0 мл × 2</td><td> Опасно</td><td>H225, H319, H336</td><td> ХДДММГГYY</td></tr><tr><td>Буфер W3</td><td>75,0 мл × 1</td><td> Опасно</td><td>H225, H319, H336</td><td> ГГГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>Буфер E1</td><td>15,0 мл × 1</td><td></td><td></td><td> ГГГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>МГС</td><td>1,1 мл × 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Реагент A</td><td>1,1 мл × 1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Только для диагностики <i>in vitro</i> Для профессионального применения Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73  ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73. www.nextbio.ru РУ № РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ 	Реагент S	46,0 мл × 1	 Опасно	H302, H311, H319, H332, H411, EUH032	 96	Буфер L	53,0 мл × 1	 Опасно	H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032	 X	Буфер W2	75,0 мл × 2	 Опасно	H225, H319, H336	 ХДДММГГYY	Буфер W3	75,0 мл × 1	 Опасно	H225, H319, H336	 ГГГГ-ММ-ДД	Буфер E1	15,0 мл × 1			 ГГГГ-ММ-ДД	МГС	1,1 мл × 1				Реагент A	1,1 мл × 1			
Реагент S	46,0 мл × 1	 Опасно	H302, H311, H319, H332, H411, EUH032	 96																																
Буфер L	53,0 мл × 1	 Опасно	H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032	 X																																
Буфер W2	75,0 мл × 2	 Опасно	H225, H319, H336	 ХДДММГГYY																																
Буфер W3	75,0 мл × 1	 Опасно	H225, H319, H336	 ГГГГ-ММ-ДД																																
Буфер E1	15,0 мл × 1			 ГГГГ-ММ-ДД																																
МГС	1,1 мл × 1																																			
Реагент A	1,1 мл × 1																																			
Реагент S	AMPLIPRIME Реагент S 46,0 мл REF XXXX LOT XXXX   ГГГГ-ММ-ДД  Опасно																																			

Буфер L	АМРІРІМЕ Буфер L 53,0 мл REF XXXX LOT XXXX ГГГГ-ММ-ДД 25 °C 2 °C Опасно
Буфер W2	АМРІРІМЕ Буфер W2 75,0 мл REF XXXX LOT XXXX ГГГГ-ММ-ДД 25 °C 2 °C Опасно
Буфер W3	АМРІРІМЕ Буфер W3 75,0 мл REF XXXX LOT XXXX ГГГГ-ММ-ДД 25 °C 2 °C Опасно
Буфер E1	АМРІРІМЕ Буфер E1 15 мл REF XXXX LOT XXXX ГГГГ-ММ-ДД 25 °C 2 °C !
МГС	АМРІРІМЕ МГС 1,1 мл REF XXXX LOT XXXX ГГГГ-ММ-ДД 25 °C 2 °C ! 1 234567 890128
Реагент A	АМРІРІМЕ Реагент A 1,1 мл REF XXXX LOT XXXX ГГГГ-ММ-ДД 25 °C 2 °C ! 1 234567 890128

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК ЧЕЛОВЕКА
ИЗ СУХИХ ПЯТЕН КРОВИ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
«МАГНОПРАЙМ® DRYSPOT»
ПО ТУ 21.20.23-219-09286667-2023

Транспортная маркировка

Лист утверждения

Маркировка транспортной тары

для набора реагентов для экстракции ДНК человека
из сухих пятен крови и цельной крови «МагноПрайм® DrySpot»
по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»

Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Условия транспортирования
и хранения

Место № ___ / Количество мест ___

Грузополучатель

Пункт назначения

25 °C
2 °C

Масса нетто наборов реагентов ___ кг

Масса брутто ___ кг



Опасно

Заявления об опасности: H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар; H302: Вредно при проглатывании; H311: Токсично при контакте с кожей; H319: Вызывает серьезное раздражение глаз; H332: Вредно при вдыхании; H336: Может вызвать вялость или сонливость; H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; EUH032: При контакте с кислотами освобождаются очень токсичные газы.

Меры предосторожности: P210: Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить; P233: Хранить в плотно закрытой таре; P241: Использовать взрывобезопасное электрическое оборудование; P242: Используйте только не искрящие инструменты; P261: Избегать вдыхания паров; P264: Вымойте руки после работы тщательно; P270: Не есть, не пить и не курить в процессе использования этого продукта; P271: Используйте только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз; P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз, снять их и продолжить промывание водой; P312: Обратиться к врачу при плохом самочувствии; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской консультацией; P362+P364: Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием; P370+P378: В случае пожара: Использовать огнетушитель для тушения; P403+P235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать содержимое в соответствии с национальными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки: № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Минусовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБио"

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность

ФИО

Подпись

Дата " ____ " ____ 20__ г.

Должность

ФИО

Подпись

Дата " ____ " ____ 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

«19» сентября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для экстракции ДНК человека из сухих пятен крови и цельной крови
«МагноПрайм® DrySpot» по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023

**Набор реагентов для экстракции ДНК человека из сухих пятен крови и цельной крови
«МагноПрайм® DrySpot» по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023**

Состав набора:

1. Реагент S¹ – 46,0 мл x 1 флакон
2. Буфер L¹ – 53,0 мл x 1 флакон
3. Буфер W2¹ – 75,0 мл x 2 флакона
4. Буфер W3¹ – 75,0 мл x 1 флакон
5. Буфер E1 – 15,0 мл x 1 флакон
6. МГС – 1,1 мл x 1 пробирка
7. Реагент А – 1,1 мл x 1 пробирка

Комплектность набора:

1. Набор реагентов.
2. Инструкция по применению набора в электронном виде² на официальном сайте Производителя по адресу: www.nextbio.ru.
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.
4. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя по адресу: www.nextbio.ru.

¹ Реагенты содержат опасные вещества. Информацию по опасным веществам и мерам предосторожности при работе с реагентами см. в разделе инструкции «Меры предосторожности и предупреждения».

² Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«МагноПрайм® DrySpot»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«МагноПрайм® DrySpot»
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для экстракции ДНК человека из сухих пятен крови и цельной крови
«МагноПрайм® DrySpot» по ТУ 21.20.23-219-09286667-2023

Состав набора:

Реагент S	46 мл × 1	   Опасно	H001, H011, H318 H332, H411, EUH032	
Буфер L	53 мл × 1	   Опасно	H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH052	REF 113-2
Буфер W2	75 мл × 2	   Опасно	H225, H319, H336	LOT 323112302
Буфер W3	75 мл × 1	   Опасно	H225, H319, H336	2023-11-23
Буфер E1	15 мл × 1			2024-11-23
МГС	1,1 мл × 1			
Реагент A	1,1 мл × 1			

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ


323112302

«МагноПрайм® DrySpot»
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«МагноПрайм® DrySpot»
СОСТАВ



II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«МагноПрайм® DrySpot»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«МагноПрайм® DrySpot»
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для экстракции ДНК человека из сухих пятен крови и цельной крови
«МагноПрайм® DrySpot» по ТУ 21.20.23-09286667-2023

Состав набора:					
Реагент S	46 мл × 1				H001, H011, H013, H032, H411, H410
Буфер L	53 мл × 1				H225, H302, H311, H319, H332, H334, H360D2
Буфер W2	75 мл × 2				H225, H318, H336
Буфер W3	75 мл × 1				H225, H318, H336
Буфер E1	15 мл × 1				
МГС	1,1 мл × 1				
Реагент A	1,1 мл × 1				

96 2 °C

25 °C

REF 113-Z

LOT 323112302

2023-11-23

2024-11-23

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатьная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU № РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ

323112302

«МагноПрайм® DrySpot» ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«МагноПрайм® DrySpot»
СОСТАВ



Пронумеровано, скреплено и прошито
10 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБир»

М.Е. Сенина

