

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.


«15» апреля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Комплекс автоматизированный
для дозирования и выделения нуклеиновых кислот
«RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020**




1. Станина (а)




2. Манипулятор с дозирующим модулем и гриппером (а – дозирующий модуль, b – гриппер)




3. Кожух защитный (а)



4. Кабель питания




Акционерное общество «Вектор-Бест»



Комплекс автоматизированный для дозирования и выделения нуклеиновых кислот «RbMag»


Руководство по эксплуатации

6. PCAN-USB адаптер





7. Наконечники универсальные пластиковые «Черные рыцари» (Black Knights) в штативах и без штативов для лабораторных дозаторов и роботизированных систем: наконечники одноразовые проводящие с фильтром, 1000 мкл, производства «Риттер ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2010/06107, 96 шт./уп..






8. Кюветы под реагенты







9.Термошейкер (а)




10. Штатив для образцов VB-ID




11. Модуль загрузки образцов VB-ID со сканером штрихкодов (а – сканер, b – штатив, с – направляющие, d – индикатор)




12. Модуль охлаждения глубоколоночных планшетов




13. Дозирующее устройство с задним положением двигателя








15. Фиксатор гребенки




16. Магнитная голова












20. Дектрей для глубоколоночных планшетов




21. Дектрей с подставкой для планшетов с ГРС, магнитным штативом и штатива для кювет под реагенты




22. Дектрей для модуля охлаждения глубоколоночных планшетов и штативом для контрольных образцов



23. Модуль сброса отработанных наконечников



24. Дектрей с подставкой для планшетов с ГРС и штатива для кювет под реагенты



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 28 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

" 04 _____ 20 24 г. Масяга А.В.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М. Д.
«02» апреля 2024 г.

**СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Комплекс автоматизированный для дозирования и выделения нуклеиновых кислот
«RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020»**

1. Идентификационная маркировка медицинского изделия




Рис. 1 - Макет маркировки «Комплекса автоматизированного для дозирования и выделения нуклеиновых кислот «RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020»




Рис. 2 – Фотографическое изображение маркировки «Комплекса автоматизированного для дозирования и выделения нуклеиновых кислот «RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020»

2. Символы безопасности

Таблица 1

Символ	Обозначение
	Данный знак информирует пользователя о том, что существует риск, связанный с предстоящим запуском операции, и что в целях безопасности необходимо строго следовать инструкциям, приведенным в руководстве.

		Горячая поверхность
		Информирует потребителя о наличии лазерного излучения
		Брызги и/или пролив образцов или реагентов представляют потенциальную опасность для здоровья. Существует риск травм и/или инфицирования. Существует риск загрязнения и/или повреждения комплекса

3. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Медицинское изделие поставляется в деревянном ящике с приложенной этикеткой в бумажном виде (см. рис. 5). На ящик нанесены манипуляционные символы (см. рис. 4), расшифровка символов приведена в таблице 2.

Наименование: Комплекс автоматизированный для дозирования
и выделения нуклеиновых кислот «RbMag»

Серийный номер: XXXXXXXX

Изготовитель: АО «Вектор-Бест»

Адрес: 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36,
комната 211,
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Номер ТУ: ТУ 26.60.12-008-23548172-2020

Дата упаковки: XX.XX.XXXX

Рис. 3 - Макет маркировки транспортной упаковки «Комплекса автоматизированного для дозирования и выделения нуклеиновых кислот «RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020»



Рис. 4 – Фотографическое изображение транспортной упаковки «Комплекса автоматизированного для дозирования и выделения нуклеиновых кислот «RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020»




Рис. 5 – Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки «Комплекса автоматизированного для дозирования и выделения нуклеиновых кислот «RbMag» по ТУ 26.60.12-008-23548172-2020»

4. Маркировка компонентов медицинского изделия

Наконечники универсальные
пластиковые "Черные рыцари" (Black Knights)
в штативах и без штативов для лабораторных
дозаторов и роботизированных систем

 **Производитель**
Риттер ГмбХ
Ritter GmbH, Kaufbeurer
Strasse 55, D-86830
Schwabmunchen, Germany

Представитель в России
ООО "Реагентика"
125212, Россия, г. Москва,
ул. Адмирала Макарова,
д.10, стр. 1,
Тел/факс (495) 580-26-54
mail@reagentika.ru

 **REF** xxxxx-xxxx

 xxxx/xx

 **LOT** xxxxxxxx

 xxxx/xx

 xx
°C

 **NON
STERILE**



РУ № ФСЗ 2010/06107 от 28.01.2010

Рис. 6 - Маркировка компонента состава «Наконечники одноразовые проводящие с фильтром, 1000 мкл: «Наконечники универсальные пластиковые «Черные рыцари» (Black Knights) в штативах и без штативов для лабораторных дозаторов и роботизированных систем», производства "Риттер ГмбХ", Германия (регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06107), 96 шт./уп.»

BlackKnights H 1000 μ l with Filters

Free of: PNase, DNase, Pyrogen

Manufactured in Cleanroom ISO 14644 class 8

 XXXXX-XXXX
 XXXX/XX
 XXXXXXXX
 XXXX/XX


Made in Germany
Ritter GmbH
 Kaufbeurer Str. 55, 86830 Schwabmünchen, Germany
www.ritter-medical.de







ritter

Рис. 7 – Оригинальная маркировка производителя компонента состава «Наконечники одноразовые проводящие с фильтром, 1000 мкл: «Наконечники универсальные пластиковые «Черные рыцари» (Black Knights) в штативах и без штативов для лабораторных дозаторов и роботизированных систем», производства "Риттер ГмБХ", Германия (регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06107), 96 шт./уп.»




Рис. 8 – Фотографическое изображение макета маркировки компонента состава «Наконечники одноразовые проводящие с фильтром, 1000 мкл: «Наконечники универсальные пластиковые «Черные рыцари» (Black Knights) в штативах и без штативов для лабораторных дозаторов и роботизированных систем», производства "Риттер ГмбХ", Германия (регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06107), 96 шт./уп.»

5. Расшифровка символов маркировки

Таблица 2

Изображение символа	Расшифровка
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Переменный ток
	Производитель
	Дата производства
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Срок годности
	Не стерильно
	Запрет на повторное использование

Изображение символа	Расшифровка
	Температурный диапазон
	Указывает на правильное вертикальное положение груза
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

20 24 г.

