

Комплект №1





ЭКОлаб

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Тест-система иммуноферментная для одновременного
выявления антител к вирусу иммунодефицита человека
типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1

АГАТ-ВИЧ-1,2

Набор рассчитан на проведение
96 определений, включая контрольные

Комплект №2

Состав набора

Иммуносорбент
К-АТ, инактивированный
К-АГ, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2

РРК-1

РРК-2

ТМС

СБР

ФСБ-Т(х25)

Стоп-реагент

Принципиальности:

Вспомогательные пластиковые элементы

Одноразовые пластиковые для

выявления антител к вирусу








ВИЧ-1

1 шт.
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (4,0 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (0,5 мл)
1 фл. (1,25 мл)
1 фл. (1,25 мл)
1 фл. (1,25 мл)
1 фл. (1,25 мл)

4 шт.

18 шт.

8 шт.



[illegible]



ЭКОлаб

набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Тест-система иммуноферментная для одновременного
выявления антител к вирусу иммунодефицита человека
типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1
АГАТ-ВИЧ-1,2

Комплект №2а
Состав набора
Иммуносорбент
К-АТ, инактивированный
К-АТ, инактивированный
К-АТ, инактивированный
Конъюгат-1
Конъюгат-2
РРК-1
РРК-2
ТМБ
СБР
ФСБ-Т(х25)
Стойкий реагент
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Вспомогательные реактивы в комплекте
Оформление: флакончики для
использования в тест-системе
Срок годности: 12 месяцев

1 шт.
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (4,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
2 фл. (по 8,8 мл)
2 фл. (по 13 мл)
1 фл. (3,8 мл)
2 фл. (по 13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (38 мл)


4 шт.

15 шт.

8 шт.





ВНИМАНИЕ!



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1»









ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1,
ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1»
АГАТ.ВИЧ.1 ?

АГАТ-ВИЧ-1,2
Иммуносорбен
с. 35
Годен до: 12.2017







Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

ЛИСТ

Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"10" 04 2017 г.

