

Пульсоксиметр-В1 по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023

Макет шильдика пульсоксиметра

Пульсоксиметр-В1

ТУ 26.60.12-002-02923507-2023



**ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»**

SN



Параметры питания


**3,0 В постоянного тока
(2 x 1,5 В алкалиновые батареи типа
AAA), ≤ 150 мА**

Степень защиты: IP22

РУ _____ Дата регистрации _____



ДОКТИС 



ПУЛЬСОКСИМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023



Измерение частоты
пульса и уровня
кислорода в крови



Удобство
и простота
использования

ДОКТИС 

**С заботой о вашем
здоровье**

ПУЛЬСОКСИМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023

Состав:

- Пульсоксиметр-B1 – 1 шт.
- Батарей AAA – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства: ООО «БИПУЛЬС»

124489, г. Москва, г. Зеленоград, Ал. Сосновая, д. 6А, стр. 1, этаж 2, К16



SN

Параметры питания

3,0 В постоянного тока (2 x 1,5 В щелочные батареи типа AAA), ± 150 мА

Степень защиты

IP22

Условия эксплуатации


- Температура от +10 до +35 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

Условия хранения и транспортировки

- Температура от +5 до +40 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

РУ _____


Дата регистрации _____



ДОКТИС⁺

ПУЛЬСОКСИМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023



doctis.ru



8 800 500 0299



doctis_ru



devices@doctis.ru



Инструкция

Макет транспортной упаковки медицинского изделия

ПУЛЬСОКСИМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023

12 штук



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства: ООО «БИПУЛЬС»

124489, г. Москва, г. Зеленоград, Ал. Сосновая, д. 6А, стр. 1, этаж 2, К16

Условия эксплуатации

- Температура от +10 до +35 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

Условия хранения и транспортировки

- Температура от +5 до +40 °C
- Относительная влажность от 0 до 80%

РУ _____

Дата регистрации _____



+40°C

+5°C



80%

0%



<http://doctis.app/pulse>

Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Генеральный директор
ООО «ДМО»


Лежнин С.А.



Фотографические изображения медицинского изделия

Пульсоксиметр-V1 по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023

Производитель: ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»



ДОКТИС⁺



ПУЛЬСОКСИМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023



Измерение частоты
пульса и уровня
кислорода в крови



Удобство
и простота
использования



ПУЛЬСОКСИМЕТР-B1

по ТУ 26.60.12-002-02923507-2023

Состав:

- Пульт-ксиметр-B1 - 1 шт.
- Батарейки AAA - 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

ООО «Диджитал Медикал Оперейшнс»

121204, г. Москва, Б-р. Болотный (филиал федерального центра «Сколково») д. 62, стр. 1, 3/4, пом. 13/04, этаж 2
Место производства ООО «Диджитал Медикал Оперейшнс» 121204, г. Москва, Заводской д. 44, стр. 1, этаж 2, 409

02.11.2023 [SM] P202311/002

Параметры питания

3.0 В постоянного тока (2 x 1.5 В), номинальное потребление тока 2.0 мА ± 100 мА

Степень защиты

IP22

Условия эксплуатации

- Температура от -10 до +55 °C
- Относительная влажность от 0 до 90 %

Условия хранения и транспортировки

- Температура от -5 до +40 °C
- Относительная влажность от 0 до 85 %

ру


Дата регистрации



Пульсоксиметр-B1 (вид спереди)



Пульсоксиметр-B1 (вид сбоку)




Пульсоксиметр-B1 (вид с открытой задней крышкой)



Батарей AAA





Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Генеральный директор
ООО «ДМО»

____ Лежнин С.А.

