

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ГИГИЕНА»
В.Ю. Иванов
июня 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022

2024

г. Невинномысск


Фотографическое изображение макета маркировки в развороте, две стороны:

**Подгузники
для взрослых**

Santy

**подгузники
для взрослых**

- СУХОСТЬ И КОМФОРТ
- ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК
- МНОГОРАЗОВЫЕ ЗАСТЁЖКИ ЛИПУЧКИ
- УДЕРЖИВАЮТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
- ДЫШАЩИЕ



L

СРЕДНЯЯ
СТЕПЕНЬ
НЕДЕРЖАНИЯ

10 шт

АО ГИГИЕНА ОГРН 122600009653
357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, б-р Мира, д.5, кв.33
E-mail: info@hygiene.ru




Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002-95198172-2022 вариант
исполнения для средней степени недержания L.
Регистрационное удостоверение №:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи - этакими больными.

**Подгузники
для взрослых**

Santy

**подгузники
для взрослых**

- СУХОСТЬ И КОМФОРТ
- ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК
- МНОГОРАЗОВЫЕ ЗАСТЁЖКИ ЛИПУЧКИ
- УДЕРЖИВАЮТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
- ДЫШАЩИЕ




L

СРЕДНЯЯ
СТЕПЕНЬ
НЕДЕРЖАНИЯ

10 шт

Состав: Непроходный полипропилен марки Stantoflex - внешний покровный слой, нетканый полипропилен марки SMS - внутренний покровный слой, нетканый полипропилен марки ADL - распределительный слой, сверх-распухающий целлюлозный марки Visclonid Pulp и супервпитывающий полимер полиакрилат натрия марки SAP - абсорбирующий слой, полиэфир марки PE stretch film - нижний покровный слой, резинизованная лента марки Svesta, биоразлагаемая-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPR - фиксирующие ленты.
Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.
Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не использовать по истечении срока годности.
Подобные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении сыпчатости, кожного зуда, покраснения, отека, сыпи - прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие инфекции кожных путей.
Указание по утилизации: Утилизация МП осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как медицинское отходы класса А, а в случае загорания изделий биологическими жидкостями и фекалиями - для отхода класса Б. Не сбрасывать в канализацию! Близкий вид МП может отличаться от изображения на упаковке.



Santy

подгузники
для взрослых



АО ГИГИЕНА ОГРН 1222600009653
357108, Ставропольский край,
г.о. город Невинномысск,
г. Невинномысск, б-р Мира, д.5, кв. 33
E-mail: inbox@hygiene.su



LOT

10 FEB 2023

23022002

REF

ST1UMM10



4 673745 688060



защита от запаха
защита от влаги
защита от бактерий
защита от запаха
защита от влаги
защита от бактерий



10 шт

Santy

**ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002- 95198172 - 2022 вариант
исполнения для средней степени недержания М.

Регистрационное удостоверение №:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи, лежащими больными.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creora, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не используйте по истечении срока годности.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

Указание по утилизации: Утилизация МИ осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами – для отходов класса Б. **Не бросайте в канализацию!** Внешний вид МИ может отличаться от изображения на упаковке.



Santy

**ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

23022001

REF

ST2UMM10



4 6 7 3 7 4 5 6 8 8 0 9 1


ИФОРТ

УХОСТЬ И
ПОТЕЧЕК

ЛИПУЧКИ

...ОВЫЕ ЗАСТЕЖИ...
...ИЙ ЗАПАХ

...ЖИВУТ НЕПРЯМІ...

10th

Smity

ИЖИЖИ
ХУЛСЛАХ

Santy

**подгузники
для взрослых**

Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002- 95198172 -2022 вариант
исполнения Для тяжёлой степени недержания М.

Регистрационное удостоверение №:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи, лежачими больными.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creora, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не используйте по истечении срока годности.


Побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

Указание по утилизации: Утилизация МИ осуществляется на общих основаниях согласно СанПин 2.1.3684, как медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами – для отходов класса Б. **Не бросайте в канализацию!** Внешний вид МИ может отличаться от изображения на упаковке.

100% полипропилен
100% полипропилен
100% полипропилен
100% полипропилен
100% полипропилен



фотографическое изображение – Подгузники для взрослых по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 вариант исполнения для средней степени недержания L.



Santy

**ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002- 95198172 -2022 вариант
исполнения для средней степени недержания L.

Регистрационное удостоверение №:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи, лежащими больными.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС –
верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной
целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP –
абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creora,
биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не используйте по истечении
срока годности.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении симптомов: кожного
зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие
инфекции мочевых путей.

Указание по утилизации: Утилизация МИ осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как
медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами – для
отходов класса Б. **Не бросайте в канализацию!** Внешний вид МИ может отличаться от изображения на упаковке.

сухость и комфорт
защита от протечек
защита от запаха
максимальная мягкость
гипоаллергенный материал



10 шт

Santy
ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Santy

подгузники
для взрослых

АО ГИГИЕНА ОГРН 1222600009653
357108, Ставропольский край,
г.о. город Невинномысск,
г. Невинномысск, б-р Мира, д.5, кв. 33
E-mail: inbox@hygiene.su



LOT 1C FEB 2023 23022003



REF ST1ULL10



4 673745 688077



сухость и комфорт

защита от протечек

защита от потечек

многоразовые застёжки липучки

удерживают неприятный запах

дышащие



10⁵

Santy

подгузники
для взрослых





Santy
подгузники
для взрослых

- СУХОСТЬ И КОМФОРТ
- ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК
- МНОГОСЛОЙНЫЕ ЗАСТЁЖКИ ЛИПУЧКИ
- УДЕРЖИВАЮТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
- ДЫШАЩИЕ



L
ТЯЖЁЛАЯ
СТЕПЕНЬ
НЕДЕРЖАНИЯ

10 шт

АО ГИГИЕНА ОГРН 1222600009653
г.о. город Невинномысский край,
г. Невинномысск, б-р Мира, д.5, кв. 33
E-mail: inbox@hygiene.su



REF ST2ULL10

LOT 1E #E8 23022004



Santy

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002- 95198172 -2022 вариант
исполнения для тяжёлой степени недержания L.

Регистрационное удостоверение №:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи, лежачими больными.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creora, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не используйте по истечении срока годности.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

Указание по утилизации: Утилизация МИ осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами – для отходов класса Б. **Не бросайте в канализацию!** Внешний вид МИ может отличаться от изображения на упаковке.

фотографическое изображение – Подгузники для взрослых по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 вариант исполнения для средней степени недержания XL.



Santy

**ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002- 95198172 -2022 вариант
исполнения для средней степени недержания XL.

Регистрационное удостоверение №:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи, лежащими больными.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creora, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не используйте по истечении срока годности.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

Указание по утилизации: Утилизация МИ осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами - для отходов класса Б. **Не бросайте в канализацию!** Внешний вид МИ может отличаться от изображения на упаковке.

Подгузники
для взрослых

АО ГИГИЕНА ОГРН 1222600009653
357108, Ставропольский край,
г.о. город Невинномысск,
г. Невинномысск, 6-й Мира, д.5, кв. 33
E-mail: inbox@hygiene.su

LOT 10 FEB 2023 23022005

REF ST1UXL10





Santy

**ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

Подгузники для взрослых Santy
по ТУ 32.50.50-002- 95198172 -2022 вариант
исполнения для тяжелой степени недержания XL.

Регистрационное удостоверение №:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Назначение: для впитывания и удерживания мочи при уходе за
больными, страдающими недержанием мочи, лежащими больными.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creora, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки ВОРР – фиксирующие ленты.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, беречь от влаги. Не используйте по истечении срока годности.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы изделия. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи – прекратить контакт с изделием. При длительном применении возможно развитие инфекции мочевых путей.

Указание по утилизации: Утилизация МИ осуществляется на общих основаниях согласно СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А, а в случаях загрязнения изделий биологическими жидкостями и материалами – для отходов класса Б. **Не бросайте в канализацию!** Внешний вид МИ может отличаться от изображения на упаковке.

**ПОДГУЗНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

АО ГИГИЕНА ОГРН 1222600009653
357108, Ставропольский край,
г.о. город Невинномысск,
г. Невинномысск, 6-р Мира, д.5, кв. 33
E-mail: inbox@hygiene.su



LOT 10 FEB 2023

23022006

REF

ST2UXL10



4	6	7	3	7	4	5	6	8	8	1	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ОХЛОСТЬ И КОМФОРТ
ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК
ЛИПЛУЧКИ
ИЗНОСОРОВЫЕ ЗАСТЁЖКИ
ЗАПЛАХ
ДЫШАЩИЕ



10⁵

Suntly

ПОДЪЕМНИКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

7K
MAGNETIC
STRENGTH
THERMAL

Фотографическое изображение Подгузники для взрослых по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 транспортная упаковка

Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022
 РУ № _____ ОТ _____ Г.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creoga, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Вариант исполнения:	LOT	REF	Кол-во упаковок
1. Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 Вариант исполнения: для средней степени недержания XL, 30 шт./уп.	2302001	ST1ULL10	2
2. Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 Вариант исполнения: для тяжелой степени недержания XL, 30 шт./уп.	2302002	ST2ULL10	3

Смотри на упаковке

 АО «ГИГИЕНА»
 Юр.адрес: 357108, Ставропольский край, г.о. город Невинномысск, г. Невинномысск, б-р Мира, д.5, кв. 33
 Тел. +78652977827;
 e-mail inbox@hygiene.su

Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022
 РУ № _____ ОТ _____ Г.

Состав: Нетканый полипропилен марки Спанбонд – верхний покровный слой, нетканый полипропилен марки СМС – верхний покровный слой, нетканый полиэтилен марки ADL – распределительный слой, смесь распушенной целлюлозы марки Bleached Pulp и суперабсорбирующего полимера полиакрилата натрия марки SAP – абсорбирующий слой, полиэтилен марки PE stretch film – нижний покровный слой, резиновая нить марки Creoga, биаксиально-ориентированная полипропиленовая лента марки BOPP – фиксирующие ленты.

Вариант исполнения:	LOT	REF	Кол-во упаковок
1. Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 Вариант исполнения: для средней степени недержания XL, 30 шт./уп.	2302001	ST1ULL10	2
2. Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 Вариант исполнения: для тяжелой степени недержания XL, 30 шт./уп.	2302002	ST2ULL10	3

Смотри на упаковке

 АО «ГИГИЕНА»
 Юр.адрес: 357108, Ставропольский край, г.о. город Невинномысск, г. Невинномысск, б-р Мира, д.5, кв. 33
 Тел. +78652977827;
 e-mail inbox@hygiene.su

Сброшюровано и прошито 21 лист(ов)
Генеральный директор АО ГИГИЕНА



Иванов В.Ю.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ГИГИЕНА»
В.Ю. Иванов
«17» октября 2022 г.

**ПРОЕКТ
МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022

2022

г. Невинномысск

Маркировка потребительской упаковки

Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022

РУ № _____ от _____ г.

Вариант исполнения: _____

LOT _____ **REF** _____ Размер _____








202 г.



АО «ГИГИЕНА»
 Юр. адрес: 357108, Ставропольский край,
 г.о. город Невинномысск, г. Невинномысск,
 б-р Мира, д. 5, кв. 33
 Тел.: +78652977827
 e-mail: inbox@hygiene.su

Маркировка транспортной упаковки

Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022

РУ № _____ от _____ г.

Состав:

Вариант исполнения	LOT	REF	Кол-во
1. Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 Вариант исполнения: _____			
2. Подгузники для взрослых Santy по ТУ 32.50.50-001-95198172-2022 Вариант исполнения: _____			








202 г.



АО «ГИГИЕНА»
 Юр. адрес: 357108, Ставропольский край,
 г.о. город Невинномысск, г. Невинномысск,
 б-р Мира, д. 5, кв. 33
 Тел. +78652977827;
 e-mail inbox@hygiene.su