

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Электрод имплантируемый, трансвенозный:

OPTISURE (модель: LDA210Q/52; LDA210Q/58; LDA210Q/65; LDA220Q/52; LDA220Q/58; LDA220Q/65)

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA210Q

52 cm

Биполярный,
Однокатушечный
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибриляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHO



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
скольжение электрода

Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия


100078258

2017-11-30

2014-11-24

SN BRX010482

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод, аксессуары и описание изделия.

Made in USA

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 818 367 6832

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



ST. JUDE MEDICAL

Фото 1. Потребительская упаковка

Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52).



Фото 2. Потребительская упаковка и ее содержимое
Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52).




Фото 3. Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)
Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52).



Фото 4. Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)
Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52).




Фото 5. Индивидуальная упаковка (в раскрытом виде)
Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52).



Фото 6. Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52) - электрод со стилетом особо мягким прямым и установленной шовной муфтой



подъемник для вены



инструмент пристяжной




муфта коннектора

Фото 7. Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52)




стиллет жесткий прямой;



стиллет мягкий прямой;



стиллет особо мягкий прямой;



стиллеты жесткий прямой стилет мягкий прямой; стилет особо мягкий прямой;

Фото 8. Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/52).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA210Q

58 cm

Биполярный,
Однокатушечный
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибриляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHO



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
скольжение электрода

Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия

100117931

2018-03-31

2015-03-12

SN DAP012494

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод, аксессуары и описание изделия.

Made in USA



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15000 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 818 362 5822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



ST. JUDE MEDICAL

Фото 9. Потребительская упаковка

Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/58).



Фото 10. Потребительская упаковка и ее содержимое

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA210Q

58 cm

Биполярный,
Однокатетерный
Стерилизационный
Эндокардиальный
Электрод для дефибрилляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4 LLH0



Удлинитель с выдвинутой
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
смазывание электрода

Изоляция коннектора - PTFE

Стерилизационный 1.0 от диметилсульфоксида натрия

100117931

2018-03-31

2015-03-12

SN DAP012494

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ:
Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
диэлектрического флуидного натрия 1.0 ml.

СООБЩЕНИЕ:
Один электрод в упаковке.

St. Jude Medical
Cardiac Division
Bioscience Division
1800 Valley View Court
Sunnyvale, CA 94088 USA
+1 650 251-0022

St. Jude Medical
Cardiac Division
The Corporate Village
2000 Lakeside Drive
Sunnyvale, CA 94088 USA
+1 650 251-0022

ST. JUDE MEDICAL
RUSSELL COUNTY, USA 625

Фото 11. Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/58).



Фото 12. Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)

Электрод имплантируемый трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/58).




Фото 13. Индивидуальная упаковка (в раскрытом виде)

Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/58).



Фото 14. Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/58) - электрод со стилетом особо мягким прямым и установленной шовной муфтой



подъемник для вены




инструмент пристяжной




муфта коннектора

Фото 15. Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/58).




стиллет жесткий прямой;



стиллет мягкий прямой;



стиллет особо мягкий прямой;



стиллеты жесткий прямой; стиллет мягкий прямой; стиллет особо мягкий прямой;

Фото 16. Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/58).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA210Q

65 cm

Биполярный,
Однокатушечный
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибриляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHO



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
скольжение электрода

Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия


100078368

2018-04-30

2015-05-05

SN BTD012103

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод, аксессуары и описание изделия.

Made in USA

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincelaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



ST. JUDE MEDICAL

Фото 17. Потребительская упаковка

Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/65).



Фото 18. Потребительская упаковка и ее содержимое
Электрод имплантируемый, трансенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/65).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA210Q

65 cm

DF4-LJHO

Биполярный,
Однокатушечный
Стероид-эпизирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибриляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электродов - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
скользящие электроды

Минимальный размер интродуктора: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия

100078368

2018-04-30

2015-05-05

SN BTD012103

STERILE EO



50°C
122°F
-5°C
23°F

CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод и принадлежность



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
13900 Valley View Court
Sydney, CA 94132 USA
+1 916 562 6823



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm Center BvBA
The Corporate Village
Du Vindaan 11 Box F1
1915 Zaventem, Belgium
+32 2 774 66 11



ST. JUDE MEDICAL

MAKES CONTACT. LIFE KICKS.



Фото 20. Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)

Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/65).




Фото 21. Индивидуальная упаковка (в раскрытом виде)

Электрод имплантируемый, трансвенозный OPTISURE (модель: LDA210Q/65).



Фото 22. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/65) - электрод со стилетом особо мягким прямым и установленной шовной муфтой



подъемник для вены




инструмент пристяжной




муфта коннектора

Фото 23. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/65).




стиллет жесткий прямой;



стиллет мягкий прямой;



стиллет особо мягкий прямой;



стиллеты жесткий прямой; стилет мягкий прямой; стилет особо мягкий прямой;
 Фото 23. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA210Q/65).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA220Q

52 cm

Биполярный,
Двухкатушечный,
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибрилляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHH



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрывание Fast-Pass™-материал, улучшающий
скольжение электрода

Расстояние от кончика электрода до
проксимальной катушки 17 cm
Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия


100078382

2018-03-31

2015-04-26

SN BRE013469

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод, аксессуары и описание изделия.

Made in USA

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 818 342 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



ST. JUDE MEDICAL

Фото 25. Потребительская упаковка

Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/52).



Фото 26. Потребительская упаковка и ее содержимое
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE™ (модель: LDA220Q/52).



Фото 28. Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/52).




Фото 29. Индивидуальная упаковка (в раскрытом виде)
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/52).



Фото 30. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/52) - электрод со стилетом особо мягким прямым и установленной шовной муфтой



подъемник для вены




инструмент пристяжной




муфта коннектора

Фото 31. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/52).




стиллет жесткий прямой;



стиллет мягкий прямой;



стиллет особо мягкий прямой;



стиллеты жесткий прямой; стилет мягкий прямой; стилет особо мягкий прямой;
 Фото 32. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/52).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA220Q

58 cm

Биполярный,
Двухкатушечный,
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибрилляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHH



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
скольжение электрода

Расстояние от кончика электрода до
проксимальной катушки 17 cm
Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия


100078383

2018-03-31

2015-04-26

SN BRG011735

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод, аксессуары и описание изделия.

Made in USA

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
13900 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 610 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11

ST. JUDE MEDICAL




Фото 34. Потребительская упаковка и ее содержимое
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE

(модель: LDA220Q/58).




Фото 35. Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)
 Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/58).



Фото 36. Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)

Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/58).




Фото 37. Индивидуальная упаковка (в раскрытом виде)
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/58).



Фото 38. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/58) -
электрод со стилетом особо мягким прямым и установленной шовной муфтой



подъемник для вены



инструмент пристяжной




муфта коннектора


Фото 39. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/58).




стиллет жесткий прямой;



стиллет мягкий прямой;



стиллет особо мягкий прямой;



стиллеты жесткий прямой; стилет мягкий прямой; стилет особо мягкий прямой;
 Фото 40. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/58).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA220Q

65 cm

Биполярный,
Двухкатушечный,
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибрилляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHH



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optim™ и покрытием Fast-Pass™
Покровие Fast-Pass™-материал, улучшающий
скольжение электрода

Расстояние от кончика электрода до
проксимальной катушки 17 см
Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия


100078395

2018-04-30

2015-05-18

SN BRH011926

STERILE EO



CE
0123

ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод, аксессуары и описание изделия.

Made in USA

St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA
+1 818 362 6822

EC REP

St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincilaan 11 Box F1
1935 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



ST. JUDE MEDICAL

Фото 41. Потребительская упаковка

Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/65).




Фото 42. Потребительская упаковка и ее содержимое
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/65).

OPTISURE™


Дефибрилляционный электрод

LDA220Q

65 cm

Биполярный,
Двухкатушечный,
Стероид-элюирующий,
Эндокардиальный
Электрод для дефибрилляции
с активной фиксацией и
4х-контактной коннекторной частью

DF4-LLHH



Удлиняющийся/выдвижной
Изоляция электрода - силикон с верхним слоем
Optipol™ и покрытием Fast-Pass™
Покрытие Fast-Pass™ - материал, улучшающий
скольжение электрода

Расстояние от кончика электрода до
проксимальной катушки 17 cm
Минимальный размер интродьюсера: 8 F

Содержит менее 1,0 мг дексаметазона фосфата натрия

100078395

2018-04-30

2015-05-18

SN BRH011926

STERILE EO



ВНИМАНИЕ

Не использовать при повышенной чувствительности пациента к однократной дозе
дексаметазона фосфата натрия в 1,0 мг.

СОДЕРЖИМОЕ

Один электрод и принадлежности.



St. Jude Medical
Cardiac Rhythm
Management Division
15000 Valley View Court
Sydney, CA 91342 USA
+1 818 362 6622



St. Jude Medical
Coordination Center BVBA
The Corporate Village
De Vincleaan 11 Box F1
1891 Zaventem, Belgium
+32 2 774 68 11



ST. JUDE MEDICAL

MADE IN CHINA

Фото 43. Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)



Фото 44. Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)




Фото 45. Индивидуальная упаковка (в раскрытом виде)
Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/65).



Фото 46. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/65) - электрод со стилетом особо мягким прямым и установленной шовной муфтой



подъемник для вены



инструмент пристяжной




муфта коннектора

Фото 47. Электрод имплантируемый, трансвенозный: OPTISURE (модель: LDA220Q/65).




стиллет жесткий прямой;



стиллет мягкий прямой;



стиллет особо мягкий прямой;



стиллеты жесткий прямой; стиллет мягкий прямой; стиллет особо мягкий прямой;

КОПИЯ ВЕРНА

прошито, пронумеровано и
скреплено подписью
19 (сорок девять) листов

Генеральный директор
ЗАО «ИМПЛАНТА»
Лутцев А.П.

