


**Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие**  
**Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или плазме**  
**крови человека колориметрическим методом на биохимических анализаторах**  
**ARCHITECT «Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2)»**

Фотографические изображения внешнего вида упаковки медицинского изделия **Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2)** (Кат. № 04T0220), вид **снаружи**





Фотографические изображения внешнего вида упаковки медицинского изделия Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2) (Кат. № 04T0220), вид внутри





**en**

Iron2

04T02

H06711R01

B4T020

MEP 04T0220  
MEP 04T0230

not be available. Please contact your  
following table indicate the volume per

| 04T0220 | 04T0230 |
|---------|---------|
| 125     | 310     |

4

500

38.7 mL

6.5 mL

4

1240

91.0 mL

11.9 mL

Iron hydrochloride (282.150 g/L)

Iron (4.944 g/L) and L-ascorbic acid  
ascorbic acid

Iron2 R1

Iron2 R1

Iron2 R1

Iron2 R1

Iron2 R2


Iron2 R2

Iron2 R2

Iron2 R2

Фотографическое изображение картриджей медицинского изделия **Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2)** (Кат. № 04T0220)





Фотографическое изображение картриджей медицинского изделия Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2) (Кат. № 04T0230)





Подпись

*[Handwritten signature]*

## **Макет маркировки на медицинское изделие**

**Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или  
плазме крови человека колориметрическим методом на биохимических  
анализаторах ARCHITECT «Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2)»**

**Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2), Кат № 04T0220**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>04T0220</b> |  |  |
| <p>Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2)»</p> <p><b>4 комплекта картриджей по 125 тестов, в составе:</b> - Реагент 1 (Iron2 R1): 4 x 38,7 мл; - Реагент 2 (Iron2 R2): 4 x 6,5 мл; - Инструкция по применению – 1 шт.</p> <p>Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Производственная площадка: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № _____ от _____</p> <p>Инструкция по применению: <a href="http://www.corelaboratory.abbott/IFU">www.corelaboratory.abbott/IFU</a></p> <p>Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.</p> <p><b>Уполномоченный представитель производителя на территории России:</b><br/>         ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,<br/>         Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81</p> |                                                                                   |                |                                                                                   |                                                                                     |

**Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации**

**Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2), Кат № 04T0230**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                |                                                                                   |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>04T0230</b> |  |  |
| <p>Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2)»</p> <p><b>4 комплекта картриджей по 310 тестов, в составе:</b> - Реагент 1 (Iron2 R1): 4 x 91,0 мл; - Реагент 2 (Iron2 R2): 4 x 11,9 мл; - Инструкция по применению – 1 шт.</p> <p>Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Производственная площадка: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № _____ от _____</p> <p>Инструкция по применению: <a href="http://www.corelaboratory.abbott/IFU">www.corelaboratory.abbott/IFU</a></p> <p>Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.</p> <p><b>Уполномоченный представитель производителя на территории России:</b><br/>         ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,<br/>         Тел: +7 (495) 258 42 70 80; Факс: +7 (495) 258 42 81</p> |                                                                                   |                |                                                                                   |                                                                                      |

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2),  
Кат № 04T0220

## Iron2

FOR USE WITH  
ARCHITECT

**R1** 4 x 38.7 mL

**R2** 4 x 6.5 mL

**INFORMATION FOR USA ONLY** **Rx ONLY**

The Iron2 assay is used for the direct colorimetric determination of iron without deproteinization in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- R1** Active ingredient: guanidine hydrochloride (382.120 g/L).
- R2** Active ingredients: ferene-S (4.944 g/L) and L-ascorbic acid (96.866 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

**REF** 04T0220 4 x 125

[www.corelaboratory.abbott/IFU](http://www.corelaboratory.abbott/IFU)

Exp.

**LOT**

Abbott Ireland  
Diagnostics Division  
Lisnamuck, Longford  
Co. Longford  
Ireland  
+353-43-3331000

**PRODUCT OF IRELAND**

**CE** 0123

**Версия**

**Двумерный Штрих-код**

**Уникальный идентификатор изделия (код)**

H06659R02

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2),  
Кат № 04T0230

## Iron2

FOR USE WITH  
ARCHITECT

**R1** 4 x 91.0 mL

**R2** 4 x 11.9 mL

**INFORMATION FOR USA ONLY** **Rx ONLY**

The Iron2 assay is used for the direct colorimetric determination of iron without deproteinization in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- R1** Active ingredient: guanidine hydrochloride (382.120 g/L).
- R2** Active ingredients: ferene-S (4.944 g/L) and L-ascorbic acid (96.866 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

**REF** 04T0230 4 x 310

[www.corelaboratory.abbott/IFU](http://www.corelaboratory.abbott/IFU)

Exp.

**LOT**

Abbott Ireland  
Diagnostics Division  
Lisnamuck, Longford  
Co. Longford  
Ireland  
+353-43-3331000

**PRODUCT OF IRELAND**

**CE** 0123



**Версия**

**Двумерный Штрих-код**

**Уникальный идентификатор изделия (код)**

H06659R02

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Железо2 Реагенты для ARCHIV (Iron2), Кат № 04T0220


|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>H06661R01</p> <p>ABBOTT AIDD Longford, Ireland</p> | <div><div>FOR USE WITH<br/>ARCHITECT</div><div>Iron2</div><div>FOR USE WITH<br/>ARCHITECT</div><div>Iron2</div><div>REF 04T02R</div><div>R1 38.7 mL</div><div>2°C — 8°C</div><div>SN</div><div>Exp.</div><div>LOT</div><div>Двумерный Штрих-код</div><div></div><div></div></div> | <p>10R59990H</p> <p>H06665R01</p> <p>Iron2 R1</p> |
| <p>H06662R01</p> <p>ABBOTT AIDD Longford, Ireland</p> | <div><div>FOR USE WITH<br/>ARCHITECT</div><div>Iron2</div><div>FOR USE WITH<br/>ARCHITECT</div><div>Iron2</div><div>REF 04T02T</div><div>R2 6.5 mL</div><div>2°C — 8°C</div><div>SN</div><div>Exp.</div><div>LOT</div><div>Двумерный Штрих-код</div><div></div><div></div></div>                                                                               | <p>10R79990H</p> <p>H06667R01</p> <p>Iron2 R2</p> |

ECT

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Железо2 Реагенты для ARCHITECT (Iron2), Кат № 04T0230

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>H06660R01</p> <p>ABBOTT AIDD Longford, Ireland</p> | <div><div>FOR USE WITH<br/>ARCHITECT</div><div>IVD REF 04T02R</div><div>Iron2 R1 91.0 mL</div><div><div>Двумерный Штрих-код</div><div></div><div>SN Exp. LOT</div></div><div><div>!</div><div></div><div>Abbott</div></div></div> | <div><div>H06664R01</div><div>Iron2 R1</div></div> |
| <p>H06663R01</p> <p>ABBOTT AIDD Longford, Ireland</p> | <div><div>FOR USE WITH<br/>ARCHITECT</div><div>IVD REF 04T02T</div><div>Iron2 R2 11.9 mL</div><div><div>Двумерный Штрих-код</div><div></div><div>SN Exp. LOT</div></div><div><div>!</div><div>Abbott</div></div></div>            | <div><div>H06666R01</div><div>Iron2 R2</div></div> |

## Расшифровка символов

|                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | См. инструкцию по применению                                                            |
|    | Изготовитель                                                                            |
|    | Достаточно для                                                                          |
|    | Температурный диапазон                                                                  |
|    | Использовать до/Срок годности                                                           |
|    | Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>                                     |
|    | Номер серии                                                                             |
|    | Каталожный номер                                                                        |
|    | Серийный номер                                                                          |
| <hr/>                                                                               |                                                                                         |
|    | Дистрибьютор в США                                                                      |
|    | Определяет продукты, используемые вместе                                                |
|    | Информация только для США                                                               |
|   | Страна происхождения: Ирландия                                                          |
|  | Реагент 1                                                                               |
|  | Реагент 2                                                                               |
|  | Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США). |

## Дополнительные символы

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского Союза |
|  | Обозначение русского языка маркировки                                           |
|  | Опасность для здоровья человека                                                 |
|  | Осторожно!<br>Опасность для здоровья                                            |



Подпись \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*