


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Железо2 Реагенты для Alinity с (Iron2)»



Фотографические изображения внешнего вида упаковки медицинского изделия Железо2 Реагенты для Alinity с (Iron2) (Кат. № 04Т9820), вид внутри



Фотографическое изображение картриджей медицинского изделия **Железо2 Реагенты для Alinity c (Iron2)** (Кат. № 04T9820)



3

листов



Подпись

[Handwritten signature]

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или
плазме крови человека колориметрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с «Железо2 Реагенты для Alinity с (Iron2)»**

Железо2 Реагенты для Alinity с (Iron2), Кат № 04T9820



04T9820



Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Железо2 Реагенты для Alinity с (Iron2)»

4 картриджа по 225 тестов, в составе: Реагент 1 (Iron2 R1) – 4 x 67,2 мл; Реагент 2 (Iron2 R2) – 4 x 10,1 мл; Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Железо2 Реагенты для Alinity c (Iron2), Кат № 04T9820

Iron2

2°C 8°C

Iron2

REF 04T9820

4 x 225

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp. LOT

Версия

Двумерный Штрих-код

Уникальный идентификатор изделия

Iron2

2°C 8°C

R1 4 x 67.2 mL

R2 4 x 10.1 mL

Alinity c

! ⚠

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lissamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD

CE 0123

PRODUCT OF IRELAND

INFORMATION FOR USA ONLY

The Iron2 assay is used for the direct colorimetric determination of iron without deproteinization in human serum or plasma on the Alinity c system.

- (R1) Active ingredient: guanidine hydrochloride (382.120 g/L)
- (R2) Active ingredients: ferene-S (4.944 g/L) and L-ascorbic acid (96.866 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Железо2 Реагенты для Alinity c (Iron2), Кат № 04T9820

Alinity c

R1 67.2 mL

! ⚠

Двумерный Штрих-код

Двумерный Штрих-код

ABBOTT
AIDD Longford, Ireland
H06669R01

SN

Iron2

Iron2

04T98

R2 10.1 mL

! ⚠

Двумерный Штрих-код

IVD

Exp. LOT

H06670R01

Abbott

H06615R01

Iron2

!

Расшифровка символов

	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Достаточно для
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер
	Серийный номер
	Дистрибьютор в США
	Определяет продукты, используемые вместе
	Информация только для США
	Страна происхождения: Ирландия
	Реагент 1
	Реагент 2
	Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США).

	Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского Союза
	Осторожно! Опасность для здоровья
	Опасность для здоровья человека
	Обозначение русского языка маркировки

Подпись

