



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


Набор реагентов для количественного определения молочной кислоты (лактата) в плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Молочная кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Lactic Acid2)»

Фотографические изображения внешнего вида упаковки медицинского изделия **Молочная кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Lactic Acid2) (Кат. № 04Т3020), вид снаружи**





Фотографическое изображение картриджей медицинского изделия Молочная кислота2 Реагенты для ARCHITECT (Lactic Acid2) (Кат. № 04T3020)





Подпись

[Signature]

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения молочной кислоты (лактата) в
плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических
анализаторах ARCHITECT «Молочная кислота2 Реагенты для ARCHITECT
(Lactic Acid2)»**



REF

04T3020

IVD



Набор реагентов для количественного определения молочной кислоты (лактата) в плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT

«Молочная кислота² Реагенты для ARCHITECT (Lactic Acid²)»

4 комплекта картриджей по 100 тестов, в составе: Реагент 1 (Lactic Acid² R1) – 4 x 21,5 мл; Реагент 2 (Lactic Acid² R2) – 4 x 9,5 мл; Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Молочная кислота² Реагенты для ARCHITECT (Lactic Acid²), Кат № 04T3020

LactA2




Lactic Acid²

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 21.5 mL

R2 4 x 9.5 mL



CONTAINS: AZIDE

IVD



INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**
For the quantitation of lactic acid in human plasma on the ARCHITECT c Systems.
• **R1** Active ingredient: TODB 1.186 g/L.
• **R2** Active ingredients: 4-aminoantipyrine 0.325 g/L, lactate oxidase 2.400 kU/L, and peroxidase (POD) 4.000 kU/L.
Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

REF 04T3020



4 x 100



www.corelaboratory.abbott/1FU



Exp.

LOT

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott

H06671 R01


Версия
инструкции

Двумерный
штрихкод


Уникальный идентификатор изделия (код)

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Молочная кислота2 Реа.
для ARCHITECT (Lactic Acid2), Кат № 04T3020

Реагент 1 (Lactic Acid2 R1)



Реагент 2 (Lactic Acid2 R2)



■ Используемые символы

Символы ISO 15223

	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Достаточно для
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер
	Серийный номер

Другие символы

	Содержит азид натрия. При контакте с кислотами образуется высокотоксичный газ.
	Дистрибьютор в США
	Определяет продукты, используемые вместе
	Информация только для США
	Страна происхождения: Ирландия
	Реагент 1
	Реагент 2
	Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США).



Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза



Осторожно!



Подпись

[Handwritten signature]