


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Светильники хирургические marLED, варианты исполнения: marLED V16, marLED V10, marLED X

Светильники хирургические marLED


marLED V16



marLED V10



marLED X




Принадлежности:

**Крепление
потолочное**




**Крепление
настенное**




**Кронштейн
напольный**



**Пластина
интерфейсная**




Труба потолочная




Плечи
горизонтальные






Плечи
вертикального
перемещения



Соединение
фланцевое




Крышка потолочная	
Кабели соединительные	
Кабели питания	
Панель управления настенная	




Полки для
размещения
оборудования с
крепежными
элементами




Кронштейн для
видеокамеры




Видеокамера
медицинская
SurgiCam






Блок управления
видеокамерой




Кронштейны для
мониторов




Видеомонитор
медицинский



Блоки питания




Рукоятки
управления






**Рукоятки
стерилизуемые**



**Запасной элемент
светодиодный**



**Генеральный директор
ООО «МедКардиоСистем»**


Головина Д.А.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 10 листов



ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Светильники хирургические marLED с принадлежностями



Серийный номер указан на наклейке на карданном шарнире с задней стороны сенсорной панели. Он состоит из следующих обозначений:

mL	V10	3B	00	01	08	C	002
							Текущий номер года изготовления*
							Тип крепления C=Ceiling (потолочное), W=Wall (настенное)
							Год изготовления 08 = 2008
							Версия программного обеспечения
							Версия аппаратного обеспечения
							3B= код спецификации для электрических, оптических и механических параметров
							Тип V10 или V16
KLS-Martin-marLED - Операционный светильник							

*при смене года текущий номер снова начинается с отметки 001.

Светильники хирургические marLED, варианты исполнения: marLED X



Маркировочная табличка marLED X

Серийный номер указан на информационной табличке, прикрепленной к карданному шарниру купола светильника (в случае полной карданной системы) или на сам купол светильника (в случае упрощенной карданной системы LC).

Он имеет следующую структуру:

Серийный номер

899	00003	
	Порядковый номер, до 99999	
	Товарная группа marled X	

ПРОЕКТ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Светильники хирургические marLED с принадлежностями

Светильники хирургические marLED с принадлежностями

Модель: marLED V16




Производитель:

Gebruder Martin GmbH & Co. KG ,
(Гебрюдер Мартин ГмбХ&Ко. КГ)
KLS Martin Platz 1, 78532 Tuttlingen, Germany (Германия)



Уполномоченный представитель:

ООО «МедКардиоСистем»,
121471, город Москва, Рябиновая улица, дом 43 строение 1, эт 3 пом I ком 26



Регистрационное удостоверение:

Светильники хирургические marLED с принадлежностями

Модель: marLED V10




Производитель:

Gebruder Martin GmbH & Co. KG ,
(Гебрюдер Мартин ГмбХ&Ко. КГ)
KLS Martin Platz 1, 78532 Tuttlingen, Germany (Германия)



Уполномоченный представитель:

ООО «МедКардиоСистем»,
121471, город Москва, Рябиновая улица, дом 43 строение 1, эт 3 пом I ком 26



Регистрационное удостоверение:


Светильники хирургические marLED с принадлежностями

Модель: marLED X



Производитель:

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG,
(Гебрюдер Мартин ГмбХ&Ко. КГ)
KLS Martin Platz 1, 78532 Tuttlingen, Germany (Германия)



Уполномоченный представитель:

ООО «МедКардиоСистем»,
121471, город Москва, Рябиновая улица, дом 43 строение 1, эт 3 пом I ком 26

Регистрационное удостоверение:

