

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Компания 3С-лаборатория»



/И.В. Строкина /

«01» ноября 2022г.

Фотографические изображения
общего вида для МИ

Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL в вариантах
исполнения

производства: Alliance Bio Expertise SAS, France
Альянс Био Экспертиз САС, Франция ZA de Courbouton Le Tremplin -
35480 Guipry, France

I. Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL 10, в составе:

1. Прибор MEDIAWEL 10 – 1 шт.
2. Сетевой кабель - 1 шт.
3. Емкость для среды – 1 шт.
4. Магнитная мешалка -1 шт.
5. Прокладка магнитной мешалки 5 шт./уп. - не более 2 уп.
6. Трубка забора среды -1 шт.
7. Прокладка для трубки забора среды – не более 10 шт.
8. Крышка порта для забора среды -1 шт.
9. Прокладка крышки порта для забора среды - не более 10 шт
10. Крышка порта для внесения добавок -1 шт.
11. Прокладка крышки порта для внесения добавок - не более 10 шт.
12. Заглушка отверстия для слива – 1 шт.
13. Встроенный коммуникационный модуль e-Tgase – 1 шт.
14. Фильтр декомпрессионный, 5 шт./уп. - не более 10 уп.
15. Префильтр ватный, 50 шт./уп. – не более 10 уп.
16. Шланг для воды Ø 12 мм, длина 4 м -1 шт.
17. Хомут крепежный для шланга для воды– 6 шт.
18. Фильтр водный входной в наборе с 2-я хомутами -1 уп.
19. Коннектор быстроразъемный, 2 шт./уп. – 1 шт. (при необходимости)
20. Принтер билетный встраиваемый -1 шт. (при необходимости)
21. Лента бумажная для встраиваемого принтера, 20 шт./уп. - не более 10 уп. (при необходимости)
22. Комплект подшипников мешалки – 1 шт. (при необходимости)
23. Прокладка основной крышки – 1 шт.
24. Тележка для перемещения -1 шт. (при необходимости)
- Инструкция по применению – 1 шт.

II. Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL 30, в составе:

1. Прибор MEDIAWEL 30 – 1 шт.
2. Сетевой кабель - 1 шт.
3. Магнитная мешалка -1 шт.
4. Заглушка отверстия для слива – 1 шт.
5. Трубка забора среды -1 шт.
6. Прокладка для трубки забора среды – не более 10 шт.
7. Крышка порта для забора среды -1 шт.
8. Прокладка крышки порта для забора среды - не более 10 шт
9. Крышка порта для внесения добавок -1 шт.
10. Прокладка крышки порта для внесения добавок - не более 10 шт.
11. Переходник для забора среды – 6,4 мм – 1 шт.
12. Переходник для забора среды – 12 мм – 1 шт.
13. Переходник для забора среды – 17,5 мм – 1 шт.
14. Встроенный коммуникационный модуль e-Tgase – 1 шт.
- 15. Фильтр декомпрессионный, 5 шт./уп. - не более 10 уп.
16. Префильтр ватный, 50 шт./уп. – не более 10 уп.
17. Шланг для воды Ø 12 мм, длина 4 м -1 шт.
18. Хомут крепежный– 6 шт.
19. Фильтр водный входной в наборе с 2-я хомутами -1 уп.
20. Коннектор быстроразъемный, 2 шт./уп. – 1 уп. (при необходимости)
21. Y-образный коннектор для 2-х магистралей – 1 шт. (при необходимости)
22. Прокладка переходника для забора среды - не более 10 шт.
23. Прокладка основной крышки – 1 шт.
24. Шайба скольжения для магнитной мешалки – 2 шт.
25. Температурный датчик для калибровки -1 шт. (при необходимости)
26. Адаптер температурного датчика 6 мм – 1 шт. (при необходимости)
27. Инструкция по применению – 1 шт.



Сетевой кабель



Емкость для среды




Магнитная мешалка

ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://www.goszdravnadzor.ru)



Прокладка магнитной мешалки



Трубка забора среды





Крышка порта для забора среды




Прокладка крышки порта для забора среды




Крышка порта для внесения добавок




Прокладка крышки порта для внесения добавок




Заглушка отверстия для слива




Встроенный коммуникационный модуль e-Trace



Фильтр декомпрессионный







Шланг для воды Ø 12 мм, длина 4 м




Хомут крепежный для шланга для воды



Фильтр водный входной в наборе с 2-я хомутами



Коннектор быстроразъемный






Лента бумажная для встраиваемого принтера



Комплект подшипников мешалки



Прокладка основной крышки




Тележка для перемещения




II. Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL 30, в составе:


1. Прибор MEDIAWEL 30 – 1 шт.
2. Сетевой кабель - 1 шт.
3. Магнитная мешалка -1 шт.
4. Заглушка отверстия для слива – 1 шт.
5. Трубка забора среды -1 шт.
6. Прокладка для трубки забора среды – не более 10 шт.
7. Крышка порта для забора среды -1 шт.
8. Прокладка крышки порта для забора среды - не более 10 шт
9. Крышка порта для внесения добавок -1 шт.
10. Прокладка крышки порта для внесения добавок - не более 10 шт.
11. Переходник для забора среды – 6,4 мм – 1 шт.
12. Переходник для забора среды – 12 мм – 1 шт.
13. Переходник для забора среды – 17,5 мм – 1 шт.
14. Встроенный коммуникационный модуль e-Trace – 1 шт.
15. Переходник с 400 В/3фазы на 230 В/1 фаза для розлива – 1 шт.
16. Фильтр декомпрессионный, 5 шт./уп. - не более 10 уп.
17. Префильтр ватный, 50 шт./уп. – не более 10 уп.
18. Шланг для воды Ø 12 мм, длина 4 м -1 шт.
19. Хомут крепежный– 6 шт.
20. Фильтр водный входной в наборе с 2-я хомутами -1 уп.
21. Коннектор быстросъемный, 2 шт./уп. – 1 уп. (при необходимости)
22. Y-образный коннектор для 2-х магистралей – 1 шт. (при необходимости)
23. Прокладка переходника для забора среды - не более 10 шт.
24. Прокладка основной крышки – 1 шт.
25. Шайба скольжения для магнитной мешалки – 2 шт.
26. Температурный датчик для калибровки -1 шт. (при необходимости)
27. Адаптер температурного датчика 6 мм – 1 шт. (при необходимости)
28. Инструкция по применению – 1 шт.




Прибор Mediawel 30




СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ




МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА



ЗАПЫСКА ОТВЕРСТА ДА СЛУБА




рокладка для трубки забора среды















Переходник для забора среды – 17,5 мм













Шланг для воды Ø 12 мм, длина 4 м














Прокладка переходника для забора среды







Температурный датчик для калибровки



Прошито и скреплено
печатью 55 листов



Утверждаю
Генеральный директор

ООО «Компания ЗС-лаборатория»

Строкина И.В.

"28" *Редман* 2023 г.
(Подпись)


Макет маркировки для РФ

На Медицинское Изделие:

**«Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL в вариантах
исполнения, в составе»**

Производства:

Alliance Bio Expertise SAS, France

Альянс Био Экспертиз САС, Франция

Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL в вариантах исполнения в составе



Альянс Био Экспертиз САС, Франция

Alliance Bio Expertise SAS, France,

ZA de Courbouton Le Tremplin Guipry 35480, Guipry-Messac, France

Тел.: +33(0) 240 517 953 Факс: +33(0) 230 060 547

www.alliance-bio-expertise.com

Условия хранения, транспортировки:

- Температура окружающего воздуха: от 5°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 50°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 10% до 80% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 26 кПа до 106,4 кПа

Максимальный объем сосуда – 37 л (дм³)



16.05.2018 г.



518016002

Вариант исполнения: Прибор для приготовления питательных сред MEDIAWEL 30



Прошито и скреплено

печатью ² листов

