



**ООО «Эксперт
Медикал»**

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 11 стр. 19, пом. 26
тел: 8 926 090-64-65; тел: 8 925 185-38-95,
e-mail: info@exmedikal.ru;
УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «Эксперт Медикал»


Ж.А. Лялькина

«19» августа 2024г.

**Фотографические изображения
Оборудование медицинское для
кабинета врача-оториноларинголога
модель KAU-3000 Harmony Grand**




Основной блок с панелью управления.

 КАЗАМАЕНТ КО., ЛТД. 451, Хвахап-ро, Беобвон-еуп, Паджу-си, Гyeonggi-до, Республика Корея	
	Уполномоченный представитель производителя ООО «Эксперт Медикал» ИНН 7722737935 Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, строение 19, помещение 26 info@exmedikal.ru +7(495)641-04-68
Регистрационное удостоверение №	
Оборудование медицинское для кабинета врача-оториноларинголога модель KAU-3000 Harmony Grand	
SN TC220463NPQZ	 2024-03
Источник питания, потребляемая мощность -220 В, 50/60Гц, 1800 Вт	 0123    


Маркировка Основного блока с панелью управления.




Упаковка Основного блока с панелью управления.



Прямой распылитель




Всасывающий наконечник




Контейнер для марлевых тампонов



Сосуд для отходов основной 2500 см³



Сосуд для отходов основной 1000 см³




Бутылка медицинская 30 мл



Лоток для инструментов с крышкой (закрытый)



Лоток для инструментов с крышкой (открытый)



Лоток для инструментов



Устройство для предотвращения запотевания инструментов



Осветительная лампа




Оборудование медицинское для кабинета врача-оториноларинголога модель KAU-3000 Harmony Grand

Руководство по эксплуатации

KAU-3000 Harmony Grand

(версия: «3.1» 10 июня, 2024г).



Руководство по эксплуатации



Выдвижная полка для клавиатуры



Отсек для компьютера



Система визуализации эндоскопическая модель NET-260B



КАЗАМАЕНТ КО., ЛТД.

451, Хвахап-ро, Беобвон-еуп, Паджу-си, Гyeonggi-до,
Республика Корея



Уполномоченный представитель
производителя

ООО «Эксперт Медикал» ИНН 7722737935

Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
дом 11, строение 19, помещение 26

info@exmedikal.ru +7(495)641-04-68

Регистрационное удостоверение №

Система визуализации эндоскопическая модель NET-
260B

SN

24N260001



2024-05

Источник питания,
потребляемая
мощность
~220 В, 50/60Гц, 330 Вт

CE 0123




Маркировка Системы визуализации эндоскопической модель NET-260B



Упаковка Системы визуализации эндоскопической модель NET-260B



Источник света LED



Кабель волоконно-оптический Ø4.8 x 2.3 м



CCD камера для эндоскопической системы



ЖК-монитор 19" с комплектом крепления на стойку и дополнительной стойкой




000-000-000000

Комплект крепления на стойку и полка для системы визуализации



Система визуализации микроскоп модель MICRO-100

 КАЗАМАЕНТ КО., ЛТД. 451, Хвахап-ро, Беобвон-еуп, Паджу-си, Гyeongги-до, Республика Корея	
	Уполномоченный представитель производителя ООО «Эксперт Медикал» ИНН 7722737935 Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, строение 19, помещение 26 info@exmedikal.ru +7(495)641-04-68
Регистрационное удостоверение №	
Система визуализации микроскоп модель MICRO-100	
SN 24M1000505	 2024-04
Источник питания, потребляемая мощность 220 В, 50/60Гц, 150 Вт	 0123    

Маркировка Системы визуализации микроскоп модель MICRO-100




Упаковка Системы визуализации микроскоп модель MICRO-100




Источник света LED модель MG-150




Спаренный окуляр микроскопа с опорой




Кабель волоконно-оптический Ø 7.5 мм хм 2 м




CCD камера для микроскопной системы



Переходник для CCD камеры (для передачи изображения от микроскопа на камеру)



ЖК-монитор 19" с комплектом крепления на стойку



Комплект крепления на стойку системы визуализации микроскоп




Система орошения для уха и носа модель MIR-2000




Пистолет-распылитель



Насадка для орошения уха



Насадка для орошения носа




Кронштейн для крепления с полкой



Основной блок с панелью управления в сборе с Отсеком для компьютера и Выдвижной полкой для клавиатуры.




Чаша для промывания уха



Негатоскоп для просмотра плёнок с комплектом держателей, модель D-200 (на 2 плёнки
размер экрана: 712 мм x 422 мм)



Кресло для пациента с гидравлическим механизмом NET-1500D

 КАЗАМАЕНТ КО., ЛТД. 451, Хвахап-ро, Беобвон-еуп, Паджу-си, Гyeonggi-до, Республика Корея	
 Уполномоченный представитель производителя ООО «Эксперт Медикал» ИНН 7722737935 Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 11, строение 19, помещение 26 info@exmedikal.ru +7(495)641-04-68	
Регистрационное удостоверение №	
Кресло для пациента с гидравлическим механизмом NET-1500D	
SN 24N202401	 2024-02
Источник питания, потребляемая мощность -220 В, 50/60Гц, 450 Вт	 0123    

Маркировка Кресла для пациента с гидравлическим механизмом NET-1500D



Упаковка Кресла для пациента с гидравлическим механизмом NET-1500D



Педаль ножная регулировки высоты сиденья




Табурет для врача с пневматическим управлением, 5 колёсиками



Фонарь налобный ВТ-410F



Отоскоп модель GD-059 Ø2,7, 60 мм, 0°



Синускоп модель GD-052 Ø4, 175 мм, 30°



Ларингоскоп модель GD-053 Ø4, 175 мм, 70°



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 52
двадцати двух листах
Генеральный директор ООО «Эксперт Медикал»
Подпись ЖА Лялькина Жанна Анатольевна