


Фотографические изображения медицинского изделия

**Система реанимационная открытая для новорожденных
«ОРС-BONO» по АМНК.941549.001 ТУ**


Система реанимационная открытая для новорожденных «ОРС-BONO по
АМНК.941549.001 ТУ
Исполнение 3160.00000000. Общий вид




Исполнение 3160.00000000. Вид сбоку



Исполнение 3160.00000000. Вид сзади




Исполнение 3160.00000000-01. Общий вид





Исполнение 3160.00000000-01. Вид сбоку









Столик с рычагом СНО-сб1-5



Стойка инфузионная ИДН-сб14-3




Держатель флаконов ИДН-сб14-16



Кабель питания3162.00010000




Ручка 3164.23000403



Шланг O₂ для БРС 3160.01010000




Шланг воздуха для БРС 3160.01020000




Борт 3164.23000401



Борт 3164.23000401-01



Борт 3164.23000402 с манжетами ИДН-11-41



Борт 3164.23000403



Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР-«УОМЗ» по
 АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения
 3703.00000000, производства АО «ПО «УОМЗ», РУ № РЗН 2015/2620



Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР-«УОМЗ» по
 АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018) вариант исполнения
 3703.000000000-01, производства АО «ПО «УОМЗ», РУ № РЗН 2015/2620



7



Устройства и дыхательные системы для наркозо-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательные контуры реанимационные для новорождённых без обогрева с принадлежностями: шланг дыхательный, соединитель, дыхательный клапан (REF6431000) , Intersurgical Ltd., РУ № ФСЗ 2009/03551





Устройства и дыхательные системы для наркозо-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: анестезиологические маски, размерами 00, 0, 1, 2: маски лицевые анатомические, Intersurgical Ltd., РУ № ФСЗ 2009/03551



Размер 00
(REF8100000)






Размер 0
(REF8110000)






Размер 1
(REF8111000)





Размер 2 (REF8112000)



[illegible]



Устройства и дыхательные системы для наркозо-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: маски для вентиляции легких для новорожденных, размерами S (малый), M (средний), L (большой), XL (экстрабольшой): маски для CPAP, Intersurgical Ltd., РУ № ФСЗ 2009/03551



Размер XL
(REF4716000)





Размер L
(REF4706000)

nFlow Nasal Mask

REF 4706000 2026-05
LOT 311327



5 030267 088379 >



Rx ONLY



EC REP

UAB Intersurgical
Amionų g. 60, Pabradė,
LT-18170, Lithuania



INTERSURGICAL
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

MADE FOR INTERSURGICAL IN TAIWAN

Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane,
Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK

T: +44 (0) 118 9656 300 F: +44 (0) 118 9656 356

info@intersurgical.com www.intersurgical.com

Distributed in the USA by Intersurgical Incorporated, 6757 Kinne St., East Syracuse, NY 13057
T: (800) 828-9633 F: (315) 451-3699 support@intersurgicalinc.com www.intersurgical.com

4706000-3-B 9795 Issue 8 RO 12.20



Размер M
(REF4705000)

nFlow[™] Nasal Mask

REF 4705000 2025-07

LOT 303971



INTERSURGICAL
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
MADE FOR INTERSURGICAL IN TAIWAN

Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane,
Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0) 118 9656 300 F: +44 (0) 118 9656 356
Info@intersurgical.com www.intersurgical.com

Distributed in the USA by Intersurgical Incorporated, 6757 Kinne St., East Syracuse, NY 13057
T: (800) 828-9833 F: (315) 451-3595 support@intersurgicalinc.com www.intersurgical.com

4705000-3-A 9793 Issue 7 RQ 04.20



Размер S
(REF4704000)




Устройства и дыхательные системы для наркозо-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: назальные канюли для новорожденных для назального СРАР размерами XS (экстрамалый), S (малый), M (средний), L (большой), Intersurgical Ltd., РУ № ФСЗ 2009/03551



Размер L
(REF4703000)





Размер M
(REF4702000)


nFlow™ Nasal Prongs

REF 4702000 2026-07

LOT 311344



5 030267 088294 >



1 Назальная канюля для новорожденных
4702000 (M), Intersurgica
8460000271

25.07.2023



Dis
T: 6

20000146553233

шт

1

12.20

поставщик	подразд	ЕПП
10663	162	151667



Размер S
(REF4701000)


nFlow Nasal Prongs

REF 4701000  2026-03

LOT 310547



5 030267 088270 >



 **INTERSURGICAL**
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
MADE FOR INTERSURGICAL IN TAIWAN

 Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane,
Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0) 118 9656 300 F: +44 (0) 118 9656 356
info@intersurgical.com www.intersurgical.com

Distributed in the USA by Intersurgical Incorporated, 6757 Kinne St., East Syracuse, NY 13057
T: (800) 828-9633 F: (315) 451-3696 support@intersurgicalinc.com www.intersurgical.com

4701000-3-B 9756 Issue 8 RO 12.20




Размер XS
(REF4711000)

nFlow Nasal Prongs ^A

REF 4711000 2024-09

LOT 394150



INTERSURGICAL
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
MADE FOR INTERSURGICAL IN TAIWAN

Intersurgical Ltd, Crane House, Millars Lane,
Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0) 118 9656 300 F: +44 (0) 118 9656 356
info@intersurgical.com www.intersurgical.com

5498 Issue 4 RO 06.19

Устройства и дыхательные системы для наркозо-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: держатели-фиксаторы для шлангов и трубок - шапочка, Intersurgical Ltd., РУ № ФСЗ 2009/03551




размер 9
(темно-синий,
REF4707009)





размер 8
(бирюзовый,
REF4707008)





размер 6
(красный,
REF4707006)





размер 5
(зеленый,
REF4707005)





размер 4
(светло-оранжевый,
REF4707004)





размер 3
(синий,
REF4707003)





размер 2
(желтый,
REF4707002)





размер 1
(темно-серый,
REF4707001)





размер 0
(розовый,
REF4707110)





размер 00
(серая, REF4707100)





размер 000
(белый,
REF4707000)



Протектор для защиты глаз Natus Biliband размер «микро» Biliband Micro, размер для недоношенных новорожденных Biliband Premature, размер стандартный Biliband Regular, Natus Medical Inc., РУ № ФСЗ 2011/08983




Модуль для оценки состояния новорожденного «Апгар-таймер» с функцией метрономов ИВЛ и НМС по ТУ 9452-009-12342964-2016, ООО «Инферум», РУ № РЗН 2017/5666



Кронштейн таймера 3160.34100000



Шайба ИДН-14-5



Винт DIN 7991-M6-6g×20-St4.8-galZn



Узел подготовки кислорода ИДН-сб14-12 по ТУ 32.50.21-173-075341-2020,
АО «ПО «УОМЗ», РУ № РЗН 2020/10488




Шланг ИДН-сб14-14






Шланг ИДН-сб14-21




Колпак неонатальный ИДН-сб14-33




Газоанализатор кислорода электрохимический вдыхаемых газовых смесей к аппаратам ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких «ГКМП-02-ИНСОВТ» по ТУ 9441-503-48019724-2008, ЗАО «ИНСОВТ», РУ № ФСР 2009/05105



Пульсоксиметр SENSOREX по АМНК.941329.001 ТУ (ТУ 26.60.12-175-07539541-2020), АО «ПО «УОМЗ», РУ № РЗН 2021/14171



Кронштейн пульсоксиметра 3601.11000000



Ключи шестигранные 5-1-X9, 4-1-X9, 3-1-X9 ГОСТ Р 57981-2017




Герметик-фиксатор анаэробный Felix синий (6 мл), ТУ 2257-024-90192380-2012



Вставка плавкая ВП2Б-1В 1,25 А 250 В, АГО.481.304 ТУ-Р и Вставка плавкая ВП2Б-1В 10,0 А 250 В, АГО.481.304 ТУ-Р



Кольцо маркировочное САВ 3 для кабеля 1,5-2,5 мм, цифра 4-желтый, Legrand




Кольцо маркировочное САВ 3 для кабеля 1,5-2,5 мм, цифра 6-синий, Legrand



Пластырь теплоотражающий клейкий ADHREF.50 (50 шт./упак.), Biogenesis SRL



Фото упаковки медицинского изделия
Общий вид




Вид сбоку



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего 64 (шестьдесят четыре) листа (ов).

Главный конструктор медицинских изделий

 А.А. Чупов





Макеты маркировки и упаковки медицинского изделия

**Система реанимационная открытая для новорожденных
«ОПС-BONO» по АМНК.941549.001 ТУ**

Представленные макеты аппликаций и этикеток являются общими для исполнений 3160.00000000 и 3160.00000000-01, за исключением особо указанных пунктов.

1. Аппликации на стойке изделия (для исполнения 3160.00000000)


*Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм),
General Electric**

3160.01000701 p-p 50x60 R=2



*Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010М (белая, матовая),
ORAFOL**


3160.30000702 P-p 45x30



2. Аппликации на стойке изделия (для исполнения 3160.00000000-01)


*Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм),
General Electric**

3160.01000701-03 p-p 50x60 R=2



*Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL**


3160.30000703 P-p 45x30



3. Аппликация на стойке изделия вблизи разъемов для подключения датчиком температуры кожи, которые расположены на модуле детском:

*Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL**


3160.01000705 65x20 R=3



4. Аппликация на модуле детском:

Пленка самоклеющаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL*


3160.20000702 Р-р 35х30



5. Аппликации на модуле детском со стороны расположения многорозеточного сетевого соединителя:


Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric*

3160.01000704 (50х35)



Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric*

3120.27000713 42х50 R=3 (1шт.)



6. Аппликация возле каждой розетки многорозеточного соединителя:

*Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric**

3160.40000704 p-p 22x15 R=3

~100-240 В
50/60 Гц
1,25 А

7. Аппликация на модуле детском возле каждого места установки сетевого предохранителя (всего 8 шт.):

*Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric**

3160.40000702 p-p 35x6

F 1,25 L 250 B 5,2x20

8. Аппликация на модуле детском со стороны присоединения сетевого кабеля (сверху):

*Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL**

3160.40000703 40x25 R=5



Питание

~ 207-253 В 50-60 Гц
1200 В·А без подключения
дополнительного оборудования
2200 В·А с подключением
дополнительного оборудования

9. Аппликация на модуле детском со стороны присоединения сетевого кабеля (справа)
(всего 2 шт.):

*Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric**

3160.40000701 p-p 35x6

F 10 L 250 B 5,2x20

10. Аппликации на модуле ИФК-излучателя изделия с двух сторон около индикаторов световой сигнализации:

Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric*

3162.56000701 p-p 150x30 R=10



**ЗАКРЫТЬ ПОВЯЗКАМИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕБЕНКА
ДО НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ**



Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric*

3162.56000702 p-p 60x30 R=10



БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ!



**НЕ НАКРЫВАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ.
НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПАЗЫ.**

Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric*

3162.13000706 50x28 R=5 (1шт.)



Нагреватель 750 Вт



Не прикасаться!
Возможность ожогов

11. Гравировка на решетке модуля ИФК-излучателя:

Гравировка

3160.32000401 p-p 65x10



**Нагреватель 750 Вт
Не прикасаться!
Возможность ожогов**

12. Аппликации на детском модуле около места присоединения датчиков температуры кожи:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *

3160.01000702 65x20 R=3



3120.27000702



13. Аппликация на датчик температуры кожи:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *

3160.00020701 P-p 90x65

сайт: <http://www.шомз.com>, E-mail: mail@шомз.com
ул. Восточная, 33 Б, 620100, г. Екатеринбург, Россия
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯЛАНОВА (АО «УОМЗ»)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ


3160.00020000

Датчик температуры кожи

- Не использовать спирт при включенном изделии
- Не сгибать кабель вблизи датчика или разъема
- Не тянуть за кабель при отсоединении датчика

14. Аппликация на кабеле электропитания:


Пленка самоклеющаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL*
3160.00010701 P-р 40×60




16. Аппликации на задней стенке блока респираторной поддержки исполнения 3160.00000000 около соответствующих штуцеров для подачи газов:

3160.33100701 Ø 40 Ø 23

Пластика поликарбонатный LEXAN
(пластиковый, 0,25 мм), General Electric®
3160.33200701 Ø 40 Ø 23



Соответствующая гравировка на штуцерах блока респираторной поддержки:



17. Аппликация на стойке (в случае комплектации изделия узлом подготовки кислорода):

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *

3160.30000704 P-р 70×70



- не подавать кислород
давлением более 7 кгс/см²
на вход в узел подготовки кислорода



- не использовать источник открытого огня
и легковоспламеняющиеся материалы
при применении кислорода



- использовать анализатор кислорода
при подаче кислорода

18. Аппликация на стойке изделия сбоку справа (в случае комплектации изделия узлом подготовки кислорода):

Пластик поликарбонатный LEXAN
(глянцевый, 0,25 мм), General Electric*


3160.01000706 p-р 30x40 R=2

КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ПРИ РАБОТЕ С УЗЛОМ ПОДГОТОВКИ КИСЛОРОДА ПОД КОЛПАКОМ НЕОНАТАЛЬНЫМ	
Расход кислорода, л/мин	Содержание кислорода, %
2	40-55
4	55-70
6	70-80
8	80-95
Необходимо дождаться стабилизации концентрации кислорода.	

19. Аппликации шланга O₂ для БРС 3160.01010000:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *

3160.01010701 P-р 50×60




На угловом соединителе:

Пластик поликарбонатный LEXAN
*(глянцевый, 0,25 мм), General Electric**
3701.00018701 Ø 13



Соответствующая гравировка на гасчном соединителе шланга:





21. Аппликация шланга ИДН-с614-21:

Пленка самоклеющаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL*
ИДН-14-109 Р-р 15х130



Шланг ИДН-с614-21

SN



АО «ЮЖНОЕ ОТКРЫТОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАВОД» (АО «ЮЗМЗ»)
ул. Восточная, 33 В, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт: <http://www.yomz.com>, E-mail: mail@yomz.com



22. Аппликации шланга ИДН-с614-14

Пленка самоклеющаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL
Цвет надписей - согласно эскизу
3160.01000711 (130х15)



Шланг ИДН-с614-14

SN




АО «ЮЖНОЕ ОТКРЫТОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАВОД» (АО «ЮЗМЗ»)
ул. Восточная, 33 В, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт: <http://www.yomz.com>, E-mail: mail@yomz.com

На угловом соединителе шланга:

Пластик поликарбонатный LEXAN
*(глянцевый, 0,25 мм), General Electric**
3701.00018701 Ø 13



Соответствующая гравировка на гаечном соединителе шланга:



23. Аппликация на столике с рычагом CHO-сб1-5:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *

3160.01000710 P-р 20×100



24. Аппликация на держателе флаконов ИДН-сб14-16:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *


3160.01000709 P-р 15×60



25. Аппликация на стойке инфузионной ИДН-сб14-3:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *

3160.01000708 P-р 40×65



26. Аппликация кронштейна пульсоксиметра 3601.11000000:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *
3601.11000701 P-p 25×35



27. Аппликация кронштейна таймера 3160.34100000:

Пленка самоклеящаяся
ORACAL 641, 010M (белая, матовая),
ORAFOL *
3160.34100701 P-p 25×35



28. Этикетка на упаковке матрасика в чехле 3164.26000000:

	Матрасик в чехле	
	3164.26000000	
	_____	 _____
	УПАКОВЩИК _____	
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com , E-mail: mail@uomz.com		

29. Аппликация на колпаке неонатальном ИДН-сб14-33 и этикетка на упаковке колпака неонатального ИДН-сб14-33:





	Колпак неонатальный	
	ИДН-сб14-33	
	_____	 _____
	УПАКОВЩИК _____	
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com , E-mail: mail@uomz.com		

30. Этикетки комплектов дополнительного оборудования, запасных частей и инструмента:


УОМЗ Комплект дополнительного оборудования для СРАР терапии 3160.06200000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com	УОМЗ Комплект дополнительного оборудования для кислородотерапии 3164.03000000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com	УОМЗ Комплект инструмента и принадлежностей 3160.04000000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com
УОМЗ Комплект дополнительного оборудования для СРАР терапии 3160.06200000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com	УОМЗ Комплект дополнительного оборудования для пульсоксиметрии 3160.09000000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com	УОМЗ Комплект запасных частей 3160.03000000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com
УОМЗ Комплект дополнительного оборудования для реанимации в режиме «T-Connector» 3160.06000000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com	УОМЗ Комплект дополнительного оборудования для оценки состояния новорожденного «Апгар-таймер» 3160.02000000  _____ УПАКОВЩИК _____  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИМЕНИ Э.С. ЯПАНОВА» (АО «ПО «УОМЗ») УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 Б, 620100, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ сайт : http:// www.uomz.com, E-mail: mail@uomz.com	

31. Внешний вид панели управления изделием:




Поз. зоны	Имя	Обозначение цвета
1	Белый	White
2	Серый	50% Black


32. Внешний вид панели управления модуля ИФК-излучателя:



Поз. зоны	Имя	Обозначение цвета
1	Белый	
2	Темно-серый	PANTONE 446 C
3	Голубой	PANTONE 2985 C
4	Зеленый	PANTONE 367 C
5	Светло-зеленый	PANTONE 373 C
6	Просветляющий лак	

33. Внешний вид панели управления блока респираторной поддержки (для исполнения 3160.00000000):






Поз. зоны	Имя	Обозначение цвета
1	Светло-зеленый	PANTONE 373 C (K)
2	Светло-серый	PANTONE Cool Gray 2 C (K)
3	Серый 1	PANTONE Cool Gray 6 C (K)
4	Серый 2	PANTONE Cool Gray 10 C (K)
5	Темно-серый	PANTONE 446 C (K)
6	Черный	
7	Белый	
8	Серый светофильтр	D=0,8
9	Белый светофильтр	
10	Зеленый светофильтр	13

34. Маркировка транспортной тары:

Этикетка для исполнения 3160.000000000:



**СИСТЕМА
РЕАНИМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТАЯ
для новорожденных**

«ОПС-BONO»

3160.000000000

АМНК.941549.001 ТУ

№ РЗН 2019/8181 от 01.09.2023

SN _____




УПАКОВЩИК _____



Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)

ул. Восточная, 33 6, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт : [http:// www.uomz.com](http://www.uomz.com), E-mail: mail@uomz.com

Этикетка для исполнения 3160.00000000-01:



**СИСТЕМА
РЕАНИМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТАЯ**
для новорожденных
«ОРС-BONO»
3160.00000000-01
АМНК.941549.001 ТУ

№

от

SN




УПАКОВЩИК



Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
ул. Восточная, 33 б, 620100, г. Екатеринбург, Россия
сайт : [http:// www.uomz.com](http://www.uomz.com), E-mail: mail@uomz.com

Манипуляционные знаки на транспортной упаковке изделия:




Транспортирование (Transportation)

Относительная влажность до 100%

(при температуре 25° C)

relative humidity up to 100% (at 25° C)




Хранение (Storage)

Относительная влажность до 98%

(при температуре 25° C без конденсации влаги)

relative humidity up to 98%


(at 25° C without moisture condensation)



Бумажно самоклеящаяся
DATA COPY артикул 889532
белая, матовая


3162.90000702

Р-р 210x110




Макеты упаковки изделия:


Вид спереди:



Вид сбоку:



Вид сверху:



Главный конструктор медицинских изделий

[Signature]

