

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СИМС-2»
От имени FOSHAN HONGFENG CO., LTD
По доверенности от 05.10.2023



Тинякова Н.А.

«19» августа 2024 года

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия,
транспортной упаковки и маркировки:**

«Система противополежневая надувная Baggy»,

производства

FOSHAN HONGFENG CO., LTD, Китай

Система противополежневая надувная Barry, вариант исполнения Barry Dome



Система противополежневая надувная Barry, вариант исполнения Barry Dome Vent



Система противополежневая надувная Barry, вариант исполнения Barry Dome Static




Система противопрележная надувная Barry, вариант исполнения Barry Tube Econ



Система противопрележная надувная Barry, вариант исполнения Barry Tube Standart



Система противопролежневая надувная Barry, вариант исполнения Barry Tube Sanitary



Система противопролежневая надувная Barry, вариант исполнения Barry Tube Prof



**Система противопротезная надувная Barry, вариант исполнения Barry Tube
Comfort**



**Система противопротезная надувная Barry, вариант исполнения Barry Tube
Premium**




Фотографические изображения компрессоров медицинского изделия «Система противопрележная надувная Barry»

Компрессор медицинского изделия «Система противопрележная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF62012



Компрессор медицинского изделия «Система противопрележная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF-A





Operation

- Place the mattress on the bed frame with the hose end at the foot section of the bed frame
- Using the integrated hooks, securely hang the pump on the bed end at the foot end or place on a smooth flat surface
- Connect the air hoses from the mattress to the pump
- Plug the pump into a wall outlet
Be sure the power cord is safely away from possible hazards
- Turn on the power switch on the control panel of the pump.
The pump will begin to inflate the mattress
- After inflation, adjust the mattress using the dial on the pump

Caution

- Do not smoke on or near the pump
- Keep the pump away from heated surfaces
- Explosion risk if used in the presence of flammable anesthetics
- Fuse specification:
F 1A 220V
Power input :
AC220 V ,50Hz; 0.1A


CE

Alternating pressure Relief System

Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF605



Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF602



Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF6P01






Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF601



**Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная
Barry», вариант исполнения Barry HF608**




Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная Barry», вариант исполнения Barry HF609



Компрессор медицинского изделия «Система противопролежневая надувная Barry», вариант исполнения Barry HF808



**Компрессор медицинского изделия «Система противопротезная надувная
Barry», вариант исполнения Barry HF806**




Самоклеющаяся заплатка для вариантов исполнения Barry Tube Comfort; Barry Tube Prof; Barry Tube Premium;




Самоклеющаяся заплатка для вариантов исполнения Barry Tube Sanitary; Barry Tube Standart;



Самоклеющаяся заплатка для варианта исполнения Barry Tube Econ



Самоклеющаяся заплатка для вариантов исполнения Barry Dome; Barry Dome Vent; Barry Dome Static



Чехол для матраца для вариантов исполнения Barry Tube Standart




Чехол для матраца для вариантов исполнения Barry Tube Premium; Barry Tube Prof; Barry Tube Comfort




Чехол для матраца для вариантов исполнения Barry Tube Sanitary



Соединительные трубки для вариантов исполнения Barry Dome; Barry Dome Vent; Barry Dome Static



Соединительные трубки для вариантов исполнения Barry Tube Standart; Barry Tube Sanitary



Соединительные трубки для вариантов исполнения Barry Tube Econ



Соединительные трубки для вариантов исполнения Barry Tube Premium; Barry Tube Comfort; Barry Tube Prof



**Фото транспортной упаковки с макетом маркировки медицинского изделия
«Система противопротезная надувная Barry»**

		Система противопротезная надувная Barry	
Вариант исполнения:		Размер (ДхШхВ), мм: <u> х х </u>	
	<u> /20 </u>		Вес брутто, кг: <u> </u>
	Foshan Hongfeng Co., Ltd, №4 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China. Tel.: 0757-88791910 ext. 888 / 0592-2097262; fofo@fofomedical.com		Вес нетто, кг: <u> </u>
	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru		
		Регистрационное удостоверение № <u> </u>	
			

		Система противопротезная надувная Barry	
Вариант исполнения:		Размер (ДхШхВ), мм: <u> х х </u>	
	<u> -20 </u>		Вес брутто, кг: <u> </u>
	Foshan Hongfeng Co., Ltd, №4 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China. Tel.: 0757-88791910 ext. 888 / 0592-2097262; fofo@fofomedical.com		Вес нетто, кг: <u> </u>
	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru		
		Регистрационное удостоверение № <u> </u>	
			

Макет маркировки медицинского изделия

«Система противопролежневая надувная Barry»

Система противопролежневая надувная Barry. Противопролежневый матрас Barry _____			
SN	__XXXXXXXX		XX.XXXX
 	Уполномоченный представитель производителя: ООО "СИМС-2", 125430, г. Москва, ул. Митинская, д.16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18 тел.: +7 (495) 792-31-90 info@sims2.ru 		
	Foshan Hongfeng Co., Ltd, №4 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China. Тел.: 0757-88791910 ext. 888 / 0592-2097262; fofo@fofomedical.com		
Регистрационное удостоверение № _____		 2 100098816664701	

Макет маркировки компрессора медицинского изделия «Система противопролежневая надувная Barry»

Система противопролежневая надувная Barry. Компрессор Barry _____			
		SN	_____
Питание: _____ Потребляемая мощность: _____ Рабочий цикл: _____ Объем воздуха: _____			___/20___
		 	IP21 
	Foshan Hongfeng Co., Ltd, №4 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China. Тел.: 0757-88791910 ext. 888 / 0592-2097262; fofo@fofomedical.com		

Прошит 0 и пронумеровано
24 (двадцать четыре) листа
Генеральный директор
ООО «СИМС-2»



Н.А. Тинякова