


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела
регистрации и качества
продукции ООО «Медтроник»



Сапунова О.О.
2014 г.

Фотографические изображения

**Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики
коронарных артерий (ЧТКА) Falcon, в вариантах исполнения**

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO

Общий вид катетера быстрой замены (RX)



Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO




Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO

Общий вид катетера с доставкой по проводнику (OTW)



Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO



Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO

Образец этикетки

FALCON

CTO

PTCA Balloon Catheter • PTCA-Ballonkatheter • Cathéter à ballonnet pour ACTP • Catetere a palloncino per PTCA • Catéter con balón para ACTP • PTCA-balloonkatheter • PTCA-balloonkatheter • Cewnik balonkowy do PTCA • Cateter de Balão para PTCA • PTCA 球囊导管 • Καθετήρας PTCA με μπαλόνι • PTCA ballonkatheter • PTCA-balloonkatheter • PTCA-pallokatetri • Balónkový katétra pro PTCA • Balónkový katéter PTCA • PTCA-balloonkatheter • PTCA 풍선 카테터 • PTCA Balon Kateteri • PTCA balloonkatheter • PTCA balon kateter • PTCA balloninis kateteris • PTCA balonski kateter • Cateter cu balon pentru ACTP • PTCA баллонен катетър • Баллонный катетер для ЧТКА

Content

REF

LOT

STERILE EO

NON PYROGENIC

CE 0124

27/11/12
Elova
Quaders

1 *

FLC 010 010 C11

2012-11

2015-11-18

11111111

P	Ø (mm)
5	0.80
6	0.95
7	1.00
8	1.04
9	1.08
10	1.12
11	1.16
12	1.20
13	1.25
14	1.30
15	1.35

RBP

Ø BALLOON 1.00 mm

BALLOON 10 mm

GC 5 F

GC 0.056"

GW 0.014"

145 cm

HYDROPHILIC

INVATEC S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 7

25030 Roncadelle (BS), Italy

INVATEC

0100234-02

FALCON

PTCA Balloon Catheter

0271493-7

1.00 mm x 10 mm 145 cm

2015-11-18

REF FLC 010 010 C11

LOT 11111111

INVATEC

FALCON CTO

1.00 mm x 10 mm

2015-11-18

REF FLC 010 010 C11

LOT 11111111

INVATEC

FALCON CTO

1.00 mm x 10 mm

2015-11-18

REF FLC 010 010 C11

LOT 11111111

INVATEC - FALCON CTO

1.00 mm x 10 mm

2015-11-18

REF FLC 010 010 C11

LOT 11111111

INVATEC - FALCON CTO

1.00 mm x 10 mm

2015-11-18

REF FLC 010 010 C11

LOT 11111111

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO

OTW

RX


Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon CTO с иглой, размеры: FLC 010 010 C11; FLC 010 010 C12; FLC 010 014 C11; FLC 010 014 C12; FLC 010 020 C11; FLC 010 020 C12; FLC 012 010 C11; FLC 012 010 C12; FLC 012 014 C11; FLC 012 014 C12; FLC 012 020 C11; FLC 012 020 C12; FLC 015 010 C11; FLC 015 010 C12; FLC 015 014 C11; FLC 015 014 C12; FLC 015 020 C11; FLC 015 020 C12; FLC 010 010 C31; FLC 010 010 C32; FLC 010 014 C31; FLC 010 014 C32; FLC 010 020 C31; FLC 010 020 C32; FLC 012 010 C31; FLC 012 010 C32; FLC 012 014 C31; FLC 012 014 C32; FLC 012 020 C31; FLC 012 020 C32; FLC 015 010 C31; FLC 015 010 C32; FLC 015 014 C31; FLC 015 014 C32; FLC 015 020 C31; FLC 015 020 C32; FLC 010 010 C21; FLC 010 010 C22; FLC 010 014 C21; FLC 010 014 C22; FLC 010 020 C21; FLC 010 020 C22; FLC 012 010 C21; FLC 012 010 C22; FLC 012 014 C21; FLC 012 014 C22; FLC 012 020 C21; FLC 012 020 C22; FLC 015 010 C21; FLC 015 010 C22; FLC 015 014 C21; FLC 015 014 C22; FLC 015 020 C21; FLC 015 020 C22; FLC 010 010 C41; FLC 010 010 C42; FLC 010 014 C41; FLC 010 014 C42; FLC 010 020 C41; FLC 010 020 C42; FLC 012 010 C41; FLC 012 010 C42; FLC 012 014 C41; FLC 012 014 C42; FLC 012 020 C41; FLC 012 020 C42; FLC 015 010 C41; FLC 015 010 C42; FLC 015 014 C41; FLC 015 014 C42; FLC 015 020 C41; FLC 015 020 C42; FLC 010 010 R11; FLC 010 010 R12; FLC 010 014 R11; FLC 010 014 R12; FLC 010 020 R11; FLC 010 020 R12; FLC 012 010 R11; FLC 012 010 R12; FLC 012 014 R11; FLC 012 014 R12; FLC 012 020 R11; FLC 012 020 R12; FLC 015 010 R11; FLC 015 010 R12; FLC 015 014 R11; FLC 015 014 R12; FLC 015 020 R11; FLC 015 020 R12; FLC 010 010 R21; FLC 010 010 R22; FLC 010 014 R21; FLC 010 014 R22; FLC 010 020 R21; FLC 010 020 R22; FLC 012 010 R21; FLC 012 010 R22; FLC 012 014 R21; FLC 012 014 R22; FLC 012 020 R21; FLC 012 020 R22; FLC 015 010 R21; FLC 015 010 R22; FLC 015 014 R21; FLC 015 014 R22; FLC 015 020 R21; FLC 015 020 R22.

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon Forte

Общий вид



Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon Forte



Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon Forte

Образец этикетки



FALCON

FORTE

PTCA Balloon Catheter • PTCA-Ballonkatheter • Cathéter à ballonnet pour ACTP • Catetere a palloncino per PTCA • Catéter con balón para ACTP • PTCA-ballonkatheter • PTCA-ballonkatheter • Cewnik balonkowy do PTCA • Cateter de Balão para PTCA • PTCA 球囊导管 • Καθετήρας PTCA με μπαλόνι • PTCA ballonkatheter • PTCA-ballonkatheter • PTCA-pallokatetri • Balónkový katéter pro PTCA • Balónkový katéter PTCA • PTCA-ballonkatheter • PTCA 풍선 카테터 • PTCA Balon Kateteri • PTCA ballonkatheter • PTCA balon kateter • PTCA balloninis kateteris • PTCA balonski kateter • Cateter cu balon pentru ACTP • PTCA балонен катетър • Баллонный катетер для ЧТКА

Content

REF

LOT

STERILE EO

NON PYROGENIC

1 * * FN RT

FLC 020 010 F11

2012-11

2015-11-18

11111111

P (bar)	Ø _{balloon} (mm)
7	1.80
8	1.84
9	1.87
10	2.00
11	2.01
12	2.02
13	2.03
14	2.04
15	2.05
16	2.06
17	2.08
18	2.10
19	2.12
20	2.14
21	2.16
22	2.18

Ø BALLOON **2.00 mm**

BALLOON **10 mm**

GC **5 F**

GC **0.056"**

GW **0.014"**

145 cm

HYDROPHILIC

1 Falcon (F) = 0.333 mm - 1 inch (I) = 25.4 mm - 1 bar = 100000 Pascals = 0.007 mm = 14.504 psi

CE 0124

22/11/12

Stefano Audas

NON PYROGENIC

145 cm

Ø 2 F

GW 0.014"

Ø 2.7 F

10 mm

23 cm

Ø 2.00 mm

INVATEC

INVATEC S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 7

25030 Roncadelle (BS), Italy

0100283-02

FALCON FORTE

PTCA Balloon Catheter

0271884-5

Ø BALLOON **2.00 mm** X **10 mm** **145 cm**

INVATEC

INVATEC FALCON FORTE

2.00 mm x 10 mm

2015-11-18

REF FLC 020 010 F11

LOT 11111111

INVATEC - FALCON FORTE

2.00 mm x 10 mm

(01) 0 8033477 04130 8 (17) 151118 (10) 11111111

2015-11-18 REF FLC 020 010 F11 LOT 11111111


INVATEC - FALCON FORTE

2.00 mm x 10 mm

(01) 0 8033477 04130 8 (17) 151118 (10) 11111111

2015-11-18 REF FLC 020 010 F11 LOT 11111111

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon Forte



Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (ЧТКА) Falcon Forte с иглой, размеры: FLC 020 010 F11; FLC 020 010 F12; FLC 020 014 F11; FLC 020 014 F12; FLC 020 020 F11; FLC 020 020 F12; FLC 020 030 F11; FLC 020 030 F12; FLC 022 007 F11; FLC 022 007 F12; FLC 022 010 F11; FLC 022 010 F12; FLC 022 014 F11; FLC 022 014 F12; FLC 022 020 F11; FLC 022 020 F12; FLC 022 030 F11; FLC 022 030 F12; FLC 025 007 F11; FLC 025 007 F12; FLC 025 010 F11; FLC 025 010 F12; FLC 025 014 F11; FLC 025 014 F12; FLC 025 020 F11; FLC 025 020 F12; FLC 025 030 F11; FLC 025 030 F12; FLC 027 007 F11; FLC 027 007 F12; FLC 027 010 F11; FLC 027 010 F12; FLC 027 014 F11; FLC 027 014 F12; FLC 027 020 F11; FLC 027 020 F12; FLC 027 030 F11; FLC 027 030 F12; FLC 030 007 F11; FLC 030 007 F12; FLC 030 010 F11; FLC 030 010 F12; FLC 030 014 F11; FLC 030 014 F12; FLC 030 020 F11; FLC 030 020 F12; FLC 030 030 F11; FLC 030 030 F12; FLC 032 007 F11; FLC 032 007 F12; FLC 032 010 F11; FLC 032 010 F12; FLC 032 014 F11; FLC 032 014 F12; FLC 032 020 F11; FLC 032 020 F12; FLC 032 030 F11; FLC 032 030 F12; FLC 035 007 F11; FLC 035 007 F12; FLC 035 010 F11; FLC 035 010 F12; FLC 035 014 F11; FLC 035 014 F12; FLC 035 020 F11; FLC 035 020 F12; FLC 035 030 F11; FLC 035 030 F12; FLC 037 010 F11; FLC 037 010 F12; FLC 037 014 F11; FLC 037 014 F12; FLC 037 020 F11; FLC 037 020 F12; FLC 037 030 F11; FLC 037 030 F12; FLC 040 010 F11; FLC 040 010 F12; FLC 040 014 F11; FLC 040 014 F12; FLC 040 020 F11; FLC 040 020 F12; FLC 040 030 F11; FLC 040 030 F12; FLC 045 010 F11; FLC 045 010 F12; FLC 045 014 F11; FLC 045 014 F12; FLC 045 020 F11; FLC 045 020 F12; FLC 050 010 F11; FLC 050 010 F12; FLC 050 014 F11; FLC 050 014 F12; FLC 050 020 F11; FLC 050 020 F12.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью ООО «Медтроник»
11 листов

