


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»



Крупницкий Д.Е.

25 марта 2024 г.



Стерилизатор плазменный «БАЛТСТЕР®»


ТУ 32.50.12-034-61014306-2023

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

2024


Стерилизатор плазменный «БАЛТСТЕР® - 1»

















Полон




Масляный фильтр





















**СТЕРИЛИЗАТОР ПЛАЗМЕННЫЙ «БАЛТСТЕР®»
по ТУ 32.50.12-034-61014306-2023**

Стерилизатор плазменный «БАЛТСТЕР® - 3»



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,8 кВА

Полезный объем стерилизационной камеры: 155 л

Максимальная рабочая температура: 55°C



05.2023 г.

SN: 0003



РУ: № ____ / ____ от ____ . ____ . ____ г.



Кассета для стерилизатора плазменного «БАЛТСТЕР®» по ТУ 32.50.12-034-61014306-2023



Кассета для пероксида водорода предназначена для плазменной стерилизации и выполняет функцию безопасной подачи с заданной дозировкой стерилизующего вещества (пероксида водорода) в ходе процесса стерилизации.

Краткая инструкция по применению:

1. Снимите упаковку с кассеты для стерилизации.
2. Поместите кассету в ячейку стерилизатора предназначенную для захвата кассеты.
3. Дождитесь автоматической загрузки кассеты в стерилизатор.

В кассетах поставляется стерилизующее вещество для проведения нескольких циклов стерилизации (6-12 циклов).

Режим 1: Используется 1 ячейка со стерилизующим веществом (быстрый цикл стерилизации).

Режим 2: Используется 2 ячейки со стерилизующим веществом (стандартный цикл стерилизации).

Меры предосторожности!

1. Необходимо использовать защитные очки и перчатки при работе с перекисью.
2. При попадании брызг на кожу или глаза немедленно промойте их большим количеством воды. В случае возникновения ожога немедленно обратитесь к врачу!
3. При попадании перекиси водорода или брызг на одежду, тряпку и другие текстильные изделия промойте их водой!
4. Вызывает опасность пожара в сочетании с горючими веществами.
5. Опасность взрыва в примесях с горючим материалом.
6. Используйте кассеты только совместно со стерилизатором плазменным БАЛТСТЕР®.



08.2023



00010



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ
Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт:
www.meditecz.ru

Кассета содержит 12 ячеек по 4 грамма пероксида водорода
Состав: пероксид водорода 58%-60%

Срок годности - 2 года

Кассеты со стерилизующим агентом допускается хранить в
произвольном положении при температуре хранения
от + 2 °С до + 30 °С.



Прочитано, пронумеровано и скреплено печатью:

двадцать (20) листов

Генеральный директор
АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Крупницкий Д.Е.

М.П.

«15» марта 2024 года

