



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com

Макеты маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или
плазме крови человека колориметрическим методом с использованием
бромкрезолового пурпурного на биохимических анализаторах ARCHITECT
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)»**

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

Макет маркировки медицинского изделия «Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4520 для обращения на территории Российской Федерации



04U4520



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового пурпурного на биохимических анализаторах ARCHITECT «Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)»

4 картриджа по 150 тестов, в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 15,8 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Место производства: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____ / ____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1
Тел.: +7 (495) 258-42-80; Факс: +7 (495) 258-42-81

Макет маркировки медицинского изделия «Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4530 для обращения на территории Российской Федерации



04U4530



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового пурпурного на биохимических анализаторах ARCHITECT «Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)»

4 картриджа по 550 тестов, в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 49,9 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Место производства: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1
Тел.: +7 (495) 258-42-80; Факс: +7 (495) 258-42-81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4520

AlbBCP2

INFORMATION FOR USA ONLY
Rx ONLY

The Albumin BCP2 assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **R1** Active ingredient: Bromocresol Purple 0.154 g/L. Inactive ingredients: Sodium hydroxide/acetic acid buffer (pH 5.4) and detergent/surfactant (0.8%). Preservatives: ProClin 300 and ProClin 950.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

Albumin BCP2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1

4 x 15.8 mL

REF

04U4520

4 x 150

IVD

CE

0123

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp.

LOT

Версия

Двумерный
штрих-код

Уникальный идентификатор изделия
(код)

G93184R04

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4530

AlbBCP2

INFORMATION FOR USA ONLY
Rx ONLY

The Albumin BCP2 assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **R1** Active ingredient: Bromocresol Purple 0.154 g/L. Inactive ingredients: Sodium hydroxide/acetic acid buffer (pH 5.4) and detergent/surfactant (0.8%). Preservatives: ProClin 300 and ProClin 950.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Albumin BCP2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1

4 x 49.9 mL

REF

04U4530

4 x 550

www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия

Exp.

Двумерный
штрих-код

LOT


Уникальный идентификатор изделия
(код)

CE


0123

G93183R04

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия «Альбумин BCP2
Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4520



Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия «Альбумин BCP2
Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4530



Всего прошито и пронумерован
и скреплено печатью

4

листов

Подпись





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ
"Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме
крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового
пурпурного на биохимических анализаторах ARCHITECT
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)»**

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4520




Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4530



Фотографическое изображение общего вида МИ
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4520




Фотографическое изображение общего вида МИ
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4530



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
«Альбумин ВСР2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4520



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
«Альбумин BCP2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCP2)», кат. № 04U4530



Всего прошито и пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

