

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима”
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2023 г.



Сетевая	Внешний вид	Результаты контроля
Раствор триггера (триггер), серия 1	Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл.	Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл (соответствует)
Раствор пре-триггера (пре-триггер), серия 1	Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл.	Бесцветная жидкость, 4 фл. по 110,0 мл (соответствует)
Показатель	Норма	Результаты контроля
pH раствора триггера	13,5±0,5	13,52 / 13,61 13,54 / 13,62 13,51 / 13,71 (соответствует)
pH раствора пре-триггера	1,15±0,2	1,12 / 1,14 1,15 / 1,16 1,13 / 1,14 (соответствует)
Интенсивность флуоресценции рабочего образца №1 СДП акрилового эфира (1), отн. ед., не менее	1000000	9426670 / 9512443 9616203 / 9505112 8961089 / 9012113 (соответствует)

Постановка на анализаторах Ультима 120 / Ультима 200

Заключение: Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям
 ТУ 21.20.23-205-23548172-2023

Начальник ОБТК

В.В. ШАПРОВ



ВЕКТОР BEST
Триггер и пре-триггер-Ультима
 Растворы триггера и пре-триггера
 для автоматических ИХЛА-анализаторов
 серии Ультима

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 1
серия 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
15 " 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.





БЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

растворы триггера и пре-триггера для
автоматических ИХПА-анализаторов
серии Ультима

Триггер и пре-триггер- Ультима

LOT 1


СОСТАВ:

LOT

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Раствор триггера (Триггер) | 4 фл. по 110,0 мл | 1 |
| 2. Раствор пре-триггера (Пре-триггер) | 4 фл. по 110,0 мл | 1 |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” №3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 05 2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"15" 05/ 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 1
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“16” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.






Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Триггер и пре-триггер-Ультима” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2023 г.

Образцы маркировки на растворы триггера и пре-триггера
для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима
«Триггер и пре-триггер-Ультима»

1. Образцы этикеток на компоненты изделия «Триггер и пре-триггер-Ультима»

Наименование компонента	Этикетка
Раствор триггера (Триггер)	
Раствор пре-триггера (Пре-триггер)	

2. Образцы этикеток на коробке изделия «Триггер и пре-триггер-Ультима»

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX растворы триггера и пре-триггера для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима		
Триггер и пре-триггер-Ультима			
LOT	XXXX	Состав:	LOT
1. Раствор триггера (Триггер)		4 фл. по 110,0 мл	XXXX
2. Раствор пре-триггера (Пре-триггер)		4 фл. по 110,0 мл	XXXX

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-205-23548172-2023 РУ			XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX
Триггер и пре-триггер-Ультима			
IVD			 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	www.vector-best.ru		

2.3. Боковая этикетка № 2.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников

«05» мая

2023 г.



Проиндексировано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

А.В. Масыго А.В. Масыго
«05» мая 2023 г.