

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
«15» 08 2024 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса
гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Макет этикеток



Кат. № 463-01

Форма LW

На пачку:

Интифика ВГС

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Форма LW

Состав набора:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. ПЦР-смесь-ВГС | 1 планшет |
| | 96 микропробирок (лиофилизат) |
| 2. ПКО-ГЕМ | 1 пр. (400 мкл) |
| 3. ВКО | 2 пр. (по 1000 мкл) |
| 4. ОКО | 1 пр. (1500 мкл) |
| 5. Пленка для ПЦР-планшета | 1 шт. |
| 6. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 7. Паспорт | 1 шт. |
| 8. Вкладыш | 1 шт. |

Интифика
ВГС



F1

V002



ТУ 21.20.23-711-98539446-2023
PY №

LOT

E007LW



2024-09-25



2°C 8°C

Интифика
ВГС

LOT

E007LW

REF

463-01

IVD



2°C 8°C



На пакеты/пробирки:




ПЦР-смесь-ВГС Интифика ВГС

Форма LW

планшет
96 микропробирок
(лиофилизат)
серия № E007
годен до 2024-09-25
готов к использованию

ООО "Компания Алкор Био"



2°C 8°C

-1шт.



ПКО-ГЕМ

объем 400 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"



-1шт.



ВКО

объем 1000 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"



-2шт.



ОКО

объем 1500 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"



-1шт.



Пленка для ПЦР-планшета

Интифика ВГС

ООО "Компания Алкор Био"

-1шт.

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Макет этикеток



Кат. № 463-02

Форма LS

На пачку:



Intifica

PU №

ТУ 21.20.23-711-98539446-2023



E007LS



2024-09-25



Интифика
ВГС



E007LS



463-02



Интифика ВГС

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Форма LS

Состав набора:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ПЦР-смесь-ВГС | 12 стрипов по 8 микропробирок (лиофилизат) |
| 2. ПКО-ГЕМ | 1 пр. (400 мкл) |
| 3. ВКО | 2 пр. (по 1000 мкл) |
| 4. ОКО | 1 пр. (1500 мкл) |
| 5. Крышки для стрипов | 12 стрипов по 8 крышек |
| 6. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 7. Паспорт | 1 шт. |
| 8. Вкладыш | 1 шт. |

Интифика
ВГС



F1

V002



На пакеты/пробирки:




ПЦР-смесь-ВГС Интифика ВГС

Форма LS

12 стрипов по 8 микропробирок (лиофилизат)
серия № E007
годен до 2024-09-25
готов к использованию

ООО «Компания Алкор Био»



-1шт.



ПКО-ГЕМ

объем 400 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



-1шт.



ВКО

объем 1000 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



-2шт.



ОКО

объем 1500 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



-1шт.



Крышки для стрипов Интифика ВГС

-1шт.

ООО «Компания Алкор Био»

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Макет этикеток



Кат. № 463-03

Форма F

На пачку:

Intifica

LOT E007F

2024-09-26

-30°C

-18°C

Интифика ВГС

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

LOT E007F

REF 463-03

IVD

96

2023-09-25

2024-09-25

-18°C

-30°C

Форма F

Состав набора:

1. ПЦР-смесь-ВГС	1 пр.	(1120 мкл)
2. Taq+RT	1 пр.	(1120 мкл)
3. ПКО-ГЕМ	1 пр.	(400 мкл)
4. ВКО	2 пр.	(по 1000 мкл)
5. ОКО	1 пр.	(1500 мкл)
6. Инструкция по применению	1 шт.	
7. Паспорт	1 шт.	
8. Вкладыш	1 шт.	

ТУ 21.20.23-711-98539446-2023

РУ №

Интифика ВГС

2 0 0 0 0 2 7 7 3 6 9 1 1

F1

V002

Intifica

На пакеты/пробирки:

ПЦР-смесь-ВГС
Интифика ВГС
Форма F
объем 1120 мкл
серия № E007
годен до 2024-09-25
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Intifica

IVD

-1шт.

ПКО-ГЕМ
объем 400 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Intifica

IVD

-1шт.

ОКО
объем 1500 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Intifica

IVD

-1шт.

Taq+RT
объем 1120 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Intifica

IVD

-1шт.

ВКО
объем 1000 мкл
серия № E007
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Intifica

IVD

-2шт.

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Макет этикеток



На транспортную упаковку:

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, г. Санкт-Петербург, Пр. Железнодорожный д. 40, А

«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»

Условия хранения: Форма LS и Форма LW от + 2 до + 8°C, Форма F от -18 до -30°C

Условия транспортирования: Форма LS и Форма LW от + 2 до + 8°C,
Форма F от -18 до -30°C

Количество, номера серий: XXX

Общее количество в ящике: XXX

Масса брутто: XXX

Предприятие-получатель, адрес: XXX

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

5 (лист) лист 10

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев






«УТВЕРЖДАЮ»





Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Польинцев Д.Г.
20 24 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного определения РНК вируса
гепатита С методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени «Интифика ВГС», по ТУ 21.20.23-711-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

