

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

2023 г.



## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ**

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022»


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Витамин В12

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



### Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп.; Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Витамин В12

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



### Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп.; Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Витамин В12

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



ProClin 300

|     |          |            |     |        |
|-----|----------|------------|-----|--------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2024 | REF | C86064 |
|-----|----------|------------|-----|--------|

### Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-коъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп.; Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



## Лидлаб Амур Витамин В12

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



ProClin 300

|     |          |            |     |        |
|-----|----------|------------|-----|--------|
| LOT | 20230701 | 01.07.2024 | REF | C86064 |
|-----|----------|------------|-----|--------|

### Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-коъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп.; Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

**Лидлаб Амур  
Витамин В12**

3,5мл 6,5мл 4,0мл 4,0мл  
R 1 R 2 R 3 R 4

LOT 20230701 01.07.2024

IVD ProClin 300

Barcode: 9031 1017

лидкор  
**Лидлаб Амур Витамин В12**

1,0 мл LOT 20230701  
01.07.2024  
CAL 1 REF C86064

IVD ProClin 300

лидкор  
**Лидлаб Амур Витамин В12**

1,0 мл LOT 20230701  
01.07.2024  
CAL 2 REF C86064

IVD ProClin 300

лидкор  
**Лидлаб Амур Витамин В12**

1,0 мл LOT 20230701  
01.07.2024  
CAL 3 REF C86064

IVD ProClin 300

лидкор  
**Лидлаб Амур Витамин В12**

1,0 мл LOT 20230701  
01.07.2024  
CAL 4 REF C86064

IVD ProClin 300

лидкор  
**Лидлаб Амур  
Витамин В12**

Пароизоляционные  
крышки – 4 шт.

LOT 20230701 01.07.2024  
REF C86064

IVD

Лидлаб Амур Витамин В12


Barcode

LOT 20230701 EXP 01.07.2024





Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022



Для профессионального применения

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                   |            |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204. |                                                                                   |            |  | 01.07.2023 |
| LOT                                                                               | 20230701                                                                                                                       |  | 01.07.2024 | REF                                                                                | C86064     |



**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

2023 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022»**


**2023**




Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп.; Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.)








Калибратор 3 (CAL3)



Калибратор 4 (CAL4)



Набор реагентов на 100 тестов



**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,  
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.  
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12»  
для количественного определения витамина  
В12 в сыворотке и плазме крови человека  
методом иммунохемилюминесцентного анализа  
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом  
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для  
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-  
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская  
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15  
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,  
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 200 тестов

**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 620102 Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.  
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12»  
для количественного определения витамина  
В12 в сыворотке и плазме крови человека  
методом иммунохемилюминесцентного анализа  
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом  
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для  
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-  
2022. Набор реагентов на 200 тестов.  
Номер и дата регистрационного удостоверения  
РУ № XXXX/XXXX от XXXX.XXXX

**Место производства:**

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская  
область, г. Екатеринбург, ул. Краснознаменная, д. 15  
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981 Московская область,  
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а

Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)



# лидлаб


**Лидлаб Амур**  
**Витамин В12**  
набор реагентов на 1000 тестов

**Состав изделия**  
1. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
2. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
3. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
4. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
5. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
6. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
7. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
8. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
9. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
10. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон

**Метод применения**  
1. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
2. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
3. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
4. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
5. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
6. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
7. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
8. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
9. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон  
10. Карбонильный витамин В12 (С12) - 1 флакон

Набор реагентов на 1000 тестов

Ларгополиционные крышки





Транспортная тара и ее маркировка



Набор реагентов «Лидлаб Амур Витамин В12» для количественного определения витамина В12 в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-222-65614693-2022 выпускается в четырех вариантах

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

15 (Январь) Л.

\_\_\_\_\_/Е. Ю. Гохгут/

