


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мерил Медикал»



Сен Тапас

«16» августа 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Катетер баллонный быстрозаменяемый Mozec™ Rx для ЧТКА
(Meril Life Sciences Pvt. Ltd. («Мэрил Лайф Саенсиз Пвт., Лтд.»), Индия




Фото 1. Общий вид «Катетер балонный быстроменяемый Mozec™ Rx для ЧТКА»




Фото 2. Общий вид изделия в кольцевидном диспенсере «Катетер баллонный быстроменяемый Mozec™ Rx для ЧТКА»






Фото 3. Общий вид «Игла для промывания»

MOZEC™

Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter
Cathéter de dilatation à ballonnet Rx PTCA
Rx PTCA Balon Genişletme Kateteridir

2.75 X 09



MGCID

Min. Guide Catheter I.D.
I.D Min. du Cathéter-guide
Min. kılavuz kateter iç çapı
0.056" / 1.42mm
Guide Catheter Compatibility 5F
Compatibilité du cathéter guide 5F
Rehber Kateter Uyumluluğu 5F



Max. Guide Wire Diameter
Diamètre Max. du câble guide
Maks. Kılavuz Teli Çapı
0.014" / 0.36 mm

Balloon Compliance Table		
Inflation Pressure (atm)	(kPa)	Balloon Dia. (mm)
4	405	2.59
5	507	2.64
6	608	2.69
7	708	2.75 Nominal
8	811	2.77
10	1013	2.82
12	1216	2.87
14	1419	2.91
16	1621	2.95 R&P
Do Not Exceed Rated Burst Pressure Ne pas dépasser la pression d'éclatement Nominal Yalnız Baş Nokta Aşmayın		

Storage: Store in a cool, dry and dark place in its original packaging.
Stockage: A Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans son emballage d'origine
Saklama koşulları: Orijinal paketi içinde serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayınız.

Meril LOT MOP77 2018-01
REF MOZ27509 2020-12



01189060293556421720120010MOP77

MOZEC™
2.75 mm X 09 mm

CE
2460

Meril LOT MOP77 2018-01
REF MOZ27509 2020-12



01189060293556421720120010MOP77


MOZEC™
2.75 mm X 09 mm

CE
2460

EC REP

Obelis s.a.
Bd., General Wakis 53,
1030, Brussels, Belgium.
Tel.: +32 2 732 5954
Fax: +32 2 732 6003
E-mail: mail@obelis.net

Manufactured by:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Muktanand Marg,
Chala, Vapi 396191,
Gujarat, India.
Web: www.merilife.com
Customer Care Contact:
Tel.: +91 (260) 305 2100
E-mail: askinfo@merilife.com
M. L. No.: G/28/1273



STERILE EO

CE
2460

Meril

Фото 4. Индивидуальная упаковка катетера баллонного быстроменяемого Mozec™ Rx для ЧТКА.

Вид спереди



Фото 5. Индивидуальная упаковка катетера балонного быстроменяемого Mozec™ Rx для ЧТКА.
Вид с обратной стороны



Фото 6. Вторичная упаковка катетера баллонного быстроменяемого Mozec™ Rx для ЧТКА.

Вид спереди



Фото 7. Вторичная упаковка катетера баллонного быстроменяемого Mozec™ Rx для ЧТКА.

Вид с обратной стороны



Фото 8 Внешняя упаковка катетера баллонного быстрозаменяемого Mozec™ Rx для ЧТКА.
Вид спереди


MOZECTM
Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter

to Life

Meril

MOZECTM

2.75 X 09



Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter
Cathéter de dilatation à ballonnet Rx PTCA
Rx PTCA Balon Genişletme Kateteridir



MGCID

Min. Guide Catheter I.D.
I.D. Min. du Cathéter-guide
Min. kılavuz kateter iç çapı
0.056" / 1.42mm
Guide Catheter Compatibility 5F
Compatibilité du cathéter guide 5F
Rehber Kateter Uyumluluğu 5F



Max. Guide Wire Diameter
Diamètre Max. du câble guide
Maks. Kılavuz Teli Çapı
0.014" / 0.36 mm

Balloon Compliance Table		
Inflation Pressure (atm)	Inflation Pressure (kPa)	Balloon Dia. (mm)
4	405	2.59
5	507	2.64
8	809	2.89
7	709	2.75 Nominal
9	911	2.77
10	1013	2.82
12	1218	2.87
14	1419	2.91
16	1621	2.95
18	1823	3.00

Do not Exceed Rated Burst Pressure
ne pas dépasser la pression d'éclatement
Aşırı Basınç Kullanımı Yasaktır

Storage: Store in a cool, dry and dark place in its original packaging.
Stockage: A Conserver dans un endroit frais, sec et sombre dans son emballage d'origine
Saklama koşulları: Orijinal paketi içinde serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayınız.

LOT MOP77 2018-01
REF MOZ27509 2020-12



0118906029355642172012001010P77

MOZECTM
2.75 mm X 09 mm



EC REP

Obelis s.a
Bd. General Vlahis 53,
1030, Brussels, Belgium
Tel: +32 2 732 5954
Fax: +32 2 732 6003
E-mail: mail@obelis.net

LOT MOP77 2018-01
REF MOZ27509 2020-12




0118906029355642172012001010P77

MOZECTM
2.75 mm X 09 mm



Manufactured by
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Mukundan Marg,
Chata, Vapi 396191,
Gujarat, India
Web: www.merilife.com
Customer Care Contact:
Tel: +91 (260) 305 2100
E-mail: askinfo@merilife.com
M. L. No.: G/28/1273

MRP RS
(incl. of all taxes)



STERILE EO



Meril

Фото 9. Внешняя упаковка катетера баллонного быстроменяемого MozecTM Rx для ЧТКА.
Вид с обратной стороны



Фото 10. Общий вид транспортной упаковки из гофрированного картона (в открытом виде)



Фото 11. Общий вид транспортной упаковки из гофрированного картона

Приложение (справочное)
Варианты исполнения медицинского изделия

Катетер баллонный быстрозаменяемый Mozec™ Rx для ЧТКА, варианты исполнения:

MOZ12506, MOZ12509, MOZ12512, MOZ12515, MOZ15009, MOZ15012, MOZ15015, MOZ20009, MOZ20012, MOZ20014, MOZ20015, MOZ20017, MOZ20020, MOZ20025, MOZ20030, MOZ20033, MOZ20038, MOZ20041, MOZ20045, MOZ20049, MOZ22509, MOZ22514, MOZ22517, MOZ22520, MOZ22525, MOZ22530, MOZ22533, MOZ22538, MOZ22541, MOZ22545, MOZ22549, MOZ25009, MOZ25014, MOZ25017, MOZ25020, MOZ25025, MOZ25030, MOZ25033, MOZ25038, MOZ25041, MOZ25045, MOZ25049, MOZ27509, MOZ27514, MOZ27517, MOZ27520, MOZ27525, MOZ27530, MOZ27533, MOZ27538, MOZ27541, MOZ27545, MOZ27549, MOZ30009, MOZ30014, MOZ30017, MOZ30020, MOZ30025, MOZ30030, MOZ30033, MOZ30038, MOZ30041, MOZ30045, MOZ30049, MOZ35009, MOZ35014, MOZ35017, MOZ35020, MOZ35025, MOZ35030, MOZ35033, MOZ35038, MOZ35041, MOZ35045, MOZ35049, MOZ35049, MOZ40009, MOZ40014, MOZ40017, MOZ40020, MOZ40025, MOZ40030, MOZ40033, MOZ40038, MOZ40041, MOZ40045, MOZ40049, MOZ45009, MOZ45014, MOZ45017, MOZ45020, MOZ45025, MOZ45030, MOZ45033, MOZ45038, MOZ45041, MOZ45045, MOZ45049.

Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

13 (тринадцать) листов

Генеральный директор ООО «Мерил Медикал»

Сен Тапас

